

PROMO SPECIAL

PROMO RISERVATE IN OCCASIONE DEL XXXIV CONGRESSO NAZIONALE AIE
Bologna, 26-27-28 febbraio


Offerte valide per ordini entro Lunedì 2 Marzo 2026



Punte ultrasoniche A-C Tips

per la rifinitura della Cavità di Accesso

Le punte ultrasoniche da endodonzia per la rifinitura della Cavità di Accesso, sviluppate dal Prof. Arnaldo Castellucci in collaborazione con Woodpecker rappresentano una soluzione avanzata per l'odontoiatria moderna, focalizzata sulla **mini-invasività** e sulla massima precisione durante l'apertura e la rifinitura della camera pulpare.



Impiego Clinico

Le AC Tips sono inserite nel protocollo endodontico per specifiche fasi critiche. I 5 inserti, ognuno con la sua specifica applicazione clinica, sono stati sviluppati per eseguire una corretta cavità di accesso in continuità con le pareti della camera pulpare senza alterazioni del pavimento.

L'uso degli ultrasuoni permette un controllo millimetrico del taglio, riducendo lo stress clinico e il rischio per il paziente.

Rifinitura delle Pareti:

vengono utilizzate per regolarizzare le pareti della cavità d'accesso, eliminando i sottosquadri di dentina e permettendo allo strumento endodontico di entrare nel canale con un accesso rettilineo.

Localizzazione degli Orifizi (MB2):

Sono fondamentali per rimuovere le interferenze corno-dentinali e i ponti di dentina calcificata che spesso nascondono l'imbocco dei canali secondari, come il canale mesio-palatino (MB2) nei molari superiori.

Sicurezza operativa:

Possono essere utilizzate in prossimità del pavimento pulpare senza il timore di creare gradini o false strade, grazie proprio alla loro punta non attiva.

Preparazione Mini-Invasiva:


consentono di conservare quanta più struttura dentale sana possibile.

ACQUISTA

n.1 kit da 6 punte ultrasoniche A-C Tips
per la rifinitura della cavità di accesso a scelta tra:

(Ref. W031.01.17.464) attacco SATELEC

(Ref. W031.01.17.465) attacco EMS



PREZZO LANCIO

€ 290,00
+iva

Prezzo di listino: € 422,96 + iva









Le **punte ultrasoniche A-C Tips** permettono la **creazione di un accesso perfetto e sicuro**, minimizzando gli errori procedurali in una delle fasi più delicate del trattamento endodontico.

Vantaggi

- Ideali sia per dentisti generici che per Specialisti in Endodonzia;
- Parte lavorante con micro-lame ad alta precisione per un controllo ottimale del taglio;
- Tutte le punte presentano un angolo di 110° tra l'attacco del manipolo e la parte lavorante per un controllo visivo ottimale;
- Realizzate in lega di acciaio senza rivestimento in diamante per una maggiore resistenza all'usura;
- Dotate di water port integrato per un'irrigazione e un raffreddamento efficaci durante l'utilizzo;
- Compatibili con sistemi EMS e SATELEC;

DTE®



	Inserto EMS	Inserto SATELEC	Applicazione	Forma	% della potenza massima erogabile dalle sorgenti ultrasoniche Endodontiche
	W0E51	W0ED51	Rifinitura delle pareti della cavità di accesso	Troncoconica (Ø 0.8-1.6 mm, lunghezza 12 mm, punta non attiva)	80-90%
	W0E52	W0ED52	Reperimento del canale mesio-palatino (MB2)	Troncoconica (Ø 1.0-1.54 mm, lunghezza 8 mm, punta attiva)	80-90%
	W0E53	W0ED53	Rimozione di calcificazioni canalari e di perni in fibra	Punta acuminata (Ø 0.9mm, lunghezza 8 mm, Estremamente affilata e sottile)	60-70%
	W0E54	W0ED54	Rimozione di perni metallici	Ovale senza lame (a forma romboidale, tipo "pallone da rugby", con lati piatti)	90-100%
	W0E55	W0ED55	Rifinitura del pavimento della camera pulpare	Forma cilindrica concava (Ø 1 mm, lunghezza 10 mm, estremità attiva della punta concava con micro-piramidi)	70-80%

ACQUISTA

n.1 punta ultrasonica A-C Tips
per la rifinitura della cavità di accesso a scelta
(Ref. WOE* Codici Vari)

PREZZO LANCIO

€ 55,00
+iva

Prezzo di listino: € 77,12 + iva

PROMO 4+1

sugli strumenti meccanici della gamma PRO

ZARC

BlueShaper PRO®

PROMO 26SELLOUT005
PROMO 26SELLOUT005A



SlimShaper PRO

PROMO 26SELLOUT006
PROMO 26SELLOUT006A



excalibur PRO

PROMO 26SELLOUT007
PROMO 26SELLOUT007A



* promo non cumulabile con altre promozioni sulla linea Zarc.

Verrà dato in sconto merce l'articolo con valore uguale o inferiore tra quelli acquistati.


PROMO 4+1

sui Glider meccanici

ZARC

excalibur Glider PRO®

PROMO 26SELLOUT008



NEW

excalibur Glider®

PROMO 26SELLOUT009



zGlider EVO

PROMO 26SELLOUT010




* promo non cumulabile con altre promozioni sulla linea Zarc.
Verrà dato in sconto merce l'articolo con valore uguale o inferiore tra quelli acquistati.

Sigillante Bioceramico Attivo di nuova generazione

NeoSEALER[®] Flo è un sigillante canalare bioceramico bioattivo con proprietà di manipolazione superiori, che promuove la formazione di idrossiapatite per innescare il processo di guarigione.

- NeoSEALER[®] Flo è progettato con cura per promuovere il posizionamento e massimizzare la bioattività.
- Promuove la formazione di idrossiapatite sulla superficie per sigillare e supportare la guarigione attraverso il rilascio di ioni calcio e idrossido.
- Biocompatibile, non citotossico, non genotossico, inizialmente ad alto pH (alcalino / basico), che si è dimostrato antimicrobico in vitro.



Top Endodontic Sealer

Formulato con più cemento bioattivo di altri sigillanti bioceramici.

MTA è il materiale attivo che promuove il posizionamento e supporta la guarigione.

Tempo di indurimento più rapido rispetto ai più noti sigillanti neoceramici

Per assicurare un completo sigillo, minimizzando il rischio di micro-infiltrazioni

- Ideale per procedure odontoiatriche a contatto dei tessuti periradicolari, compresa l'otturazione e la sigillatura dei canali radicolari.

Ottimizzato sia per l'otturazione verticale a caldo che a cono singolo

NeoSEALER[®] Flo non si coagula e non bolle durante l'otturazione a caldo garantendo la massima flessibilità nell'utilizzo di un prodotto senza doverlo riposizionare, per semplificarne la pratica quotidiana.

Flex Flo Tip

Più precisione e 81% di spreco in meno di prodotto

- Progettato per garantire l'81% di spreco del prodotto in meno rispetto agli aghi convenzionali
- Stopper integrato per la precisione del posizionamento
- Punta flessibile calibro 25,5 per raggiungere in profondità i canali più piccoli

ACQUISTA

n.1 NeoSEALER Flo 2.2 gm

Refill siringhe (no aghi)

Ref. AVANSRS

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 Conf. di Irriflex da n.5pz.

Ref. MAP21409



PROMO 26AIE01A

€ 99,00 +iva

Prezzo di listino € 174,74 +iva

ACQUISTA

n.1 NeoSealer Flo con

20 aghi Flex Flo Tip Ref. AVANSFK

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 NeoSealer Flo

con 20 aghi Flex Flo Tip

1+1

PROMO 26AIE02

€ 125,00 +iva

Prezzo di listino € 218,43 +iva

Lo standard superiore tra i Putty Bioceramici attivi


NeoPUTTY è premiscelato e ottimizzato per una manipolazione ed un posizionamento più efficienti.

Il suo film compatto, non appiccicoso, resistente al risciacquo, unitamente alla bioattività, lo rendono il putty migliore per 11 delle procedure più importanti.

NeoPUTTY garantisce prestazioni eccellenti per le procedure dentali a contatto con la polpa vitale ed il tessuto periradicolare:

- Incappucciamento diretto della polpa
- Incappucciamento indiretto della polpa
- Pulpotomia parziale
- Sottofondo
- Pulpotomia
- Riparazione di perforazione
- Riassorbimento radicolare
- Otturazione radicolare
- Apacificazione delle radici
- Otturazione apicale
- Apexogenesi

Superiore radiopacità della sua categoria



Tempo di lavoro prolungato



* Indurisce in vivo
in presenza di umidità



Elevato pH

Per promuovere la risposta osteogenica.

Bioattività su base MTA

Forme di idrossiapatite per garantire una sigillatura bioattiva

Consistenza solida non appiccicosa

Il putty uniforme, consistente e non appiccicoso rende il posizionamento e la condensazione più facili.

ACQUISTA

n.1 NeoPUTTY - 0.5 gm Kit
Ref. AVANPIK

PROMO 26AIE03

€ 69,00 +iva

Prezzo di listino € 121,19 + iva

ACQUISTA

n.1 NeoPUTTY - 1.2 gm Kit
Ref. AVANPPK

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 NeoPUTTY - 1.2 gm Kit

1+1

PROMO 26AIE04

€ 138,00 +iva

Prezzo di listino € 242,55 + iva



Approfitta di uno **SCONTO EXTRA** su
tutta la linea KOHLER DENTAL!

Extra 10%
dal prezzo consigliato di vendita

(PROMO 26AIE05)



*Promo non cumulabile con altre
promozioni attive sulla linea*

Uncini Medesy - top nel made in Italy



Grazie all'acciaio di prima scelta ed un trattamento termico speciale, gli uncini per diga MEDESYS mantengono inalterata la loro elasticità per molto tempo.

I fori di ancoraggio sono universalmente compatibili con le varie forme di pinze per uncini, mentre i bordi sono smussati per un maggior comfort.

ACQUISTA

n.3 Uncini Medesy in acciaio
(Ref. MD5595* Codici Vari)

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 conf. Dighe NicTone blu media 15x15 cm (Ref. NIC144-0022) da 36pz.



PROMO 26SELLOUT015

€ 58,50
+ iva

Prezzo di listino € 78,72 + iva

ACQUISTA

n.3 Uncini Medesy satinati
(Ref. MD5595*S Codici Vari)

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 conf. Dighe NicTone blu media 15x15 cm (Ref. NIC144-0022) da 36pz.



PROMO 26SELLOUT016

€ 58,50
+ iva

Prezzo di listino € 80,19 + iva



Ergo Stand è un accessorio in silicone autoclavabile per l'organizzazione e la pulizia degli strumenti Endodontici.

Ergo è diviso in due sezioni che servono per accogliere due differenti spugne. Quella blu, più piccola, è utile per organizzare strumenti endodontici manuali. La spugna grigia, invece, serve per pulire gli strumenti rotanti posizionandoli in movimento al di sopra o all'interno della stessa.

Ergo ti permette di raggiungere velocemente tutti i tuoi strumenti, installare i file rotanti sul motore endodontico e/o pulire i tuoi strumenti in modo facile ed efficace.

Design in
collaborazione con



PROMO 26AIE06

ACQUISTA

n.1 Ergo Stand
(Ref. PRJ123)

€ 44,00
+ iva

Prezzo di listino € 49,00 + iva

Plano è un accessorio disegnato per migliorare l'organizzazione di più materiali endodontici utilizzati durante la fase di obturazione canalare.

Il suo utilizzo è riservato al personale qualificato dello studio odontoiatrico e dell'ambiente ospedaliero. Con Plano è molto più facile avere i tuoi strumenti nel posto giusto al momento giusto.

Plano offre spazio dedicato e slot per coni di guttaperca e punte di carta. Dispone inoltre di un'area centrale progettata per consentire la miscelazione di materiali bioceramici o MTA e di un essiccatore per asciugare i coni prima di utilizzarli.



PROMO 26AIE07

ACQUISTA

n.1 Plano
(Ref. PRJ2536)

€ 62,00
+ iva

Prezzo di listino € 69,00 + iva

N5 G-CLOR

Ref. ITD0000184 I

Sodio ipoclorito al 5%

Soluzione pronta all'uso per l'irrigazione dei canali radicolari nel corso di operazioni di alesaggio.

L'elevata qualità del confezionamento primario in vetro garantisce una stabilità maggiore del prodotto nel tempo.

Caratteristiche funzionali del prodotto:

Elevata capacità di dissoluzione della componente organica grazie all'elevata concentrazione (5,25) e l'elevato pH;

Elevate attività antimicrobiche anche per Enterococcus Faecalis.

Dispositivo medico ad uso esclusivo del medico odontoiatra.

Non miscelare il prodotto con sostanze acide poiché libererebbe gas tossici.



Acquista

n.1 N5 G-CLOR Sodio ipoclorito al 5% in cloro attivo (Ref. ITD0000184 I)

Ricevi in sconto merce

n.1 N5 G-CLOR Sodio ipoclorito al 5% in cloro attivo (Ref. ITD0000184 I)



PROMO 26SELLOUT021

€ 15,50
+iva

Prezzo di listino € 17,73 + iva

EDTA 17% - 100ml

EDTA 17% di Produits Dentaires facilita la rimozione della strumentazione e del fango dentinale nella preparazione chimico-meccanica del canale radicolare. Inoltre, è indicato per l'irrigazione del canale radicolare, la rimozione di detriti e il risciacquo.

EDTA agisce sulla parte inorganica del fango dentinale e deve essere utilizzato in alternativa alla soluzione di ipoclorito di sodio per completarne la dissoluzione.



Acquista

n.1 conf. di EDTA 17% da 100ml
(MAP11569)



PROMO 26AIE08

€ 29,00
+iva

Prezzo di listino € 55,00 + iva

PD MTA White

PD™ MTA White è un cemento triossido minerale aggregato il cui opacizzante, tungstato di calcio, evita i rischi di macchie e scolorimento a volte riscontrati con l'ossido di bismuto.

La distribuzione granulometrica ottimizzata delle sue particelle idrofile fini favorisce una miscelazione rapida e facile.

Il breve tempo di presa, circa 15 minuti, permette di eseguire il restauro senza perdite di tempo. L'umidità non altera in alcun modo le sue caratteristiche meccaniche.

La bassa solubilità consente una buona tenuta e la sua eccellente capacità di sigillatura marginale impedisce la migrazione dei fluidi nel canale radicolare.



Acquista

n.1 PD MTA White (4 bustine da 140mg + acqua pura 3ml)
(Ref. MAP20190)

PROMO 26SELLOUT023

€ 40,00
+ IVA

Prezzo di listino € 58,85 + iva

MAP VPT

Una nuova aggiunta alla gamma MAP System per la distribuzione precisa del materiale nella terapia della polpa vitale.

L'estensione MAP System è unica per quanto riguarda la sua adattabilità e compatibilità con i materiali più avanzati per la terapia della polpa vitale.



ACQUISTA
n.1 MAP VPT Kit
(Ref. MAP20288_PP)

PROMO 26AIE09

€ 350,00
+iva

Prezzo di listino € 503,16 + iva

OPACAL

Opacal è una pasta di idrossido di calcio radiopaca, cremosa e pronta per l'uso per la medicazione temporanea del canale radicolare. Quando è necessaria la medicazione temporanea del canale radicolare tra due appuntamenti, la pasta di idrossido di calcio è il materiale standard da utilizzare. Il prodotto ha lo scopo di eliminare i microrganismi rimanenti e prevenire la reinfezione. Le principali proprietà della pasta di idrossido di calcio sono dovute al suo pH alcalino. La durata abituale del trattamento intermedio è compresa tra 1 e 3 settimane.



ACQUISTA
n.1 Opacal pasta premiscelata di idrossido di calcio
(siringa da 3ml + 10 puntali monouso) (Ref. MAP11020)

PROMO 26AIE10

€ 29,00
+iva

Prezzo di listino € 47,17 + iva



MAP One System

Il kit comprende gli strumenti indispensabili per l'applicazione dei cementi da riparazione radicolare, come PD® MTA Bianco.

Una soluzione pratica ed efficiente che garantisce precisione operativa e ottimizzazione dei tempi clinici.



ACQUISTA
n.1 MAP One System kit (Ref. MAP20296)

PROMO 26AIE11

€ 357,00
+iva

Prezzo di listino € 503,16 + iva

Puntale NiTi a memoria di forma

Strumento precurvabile manualmente per adattarsi alle diverse esigenze cliniche negli accessi ortogradi e chirurgici complessi.

Durante la sterilizzazione recupera automaticamente la forma diritta originale.



ACQUISTA
n.3 Conf. Puntale NiTi a memoria di forma a scelta tra:
Giallo (MAP20210), Rosso (MAP20211) e Blu (MAP20212)

PROMO 26AIE12

€ 189,90
+iva cad.

Prezzo di listino € 348,25 + iva cad.

Soft-Core intro kit

Ref. CMSSCDTINT/EU/R20-30

Intro Kit Soft-Core® con fornello ed otturatori endodontici Soft-Core®.

L'otturatore ha un nucleo polimerico radiopaco ricoperto di guttaperca termoplastica.



PROMO 26SELLOUT025

€ 215,00
+iva

Prezzo di listino € 487,06 + iva

Soft-Core® Otturatore

Ref. CMSSCR6* (Codici Vari)

L'otturatore endodontico Soft-Core® ha un **nucleo polimerico radiopaco** ricoperto di **guttaperca termoplastica**.

Carrier sottile con **più guttaperca** per avere ogni volta riempimenti più densi.

Confezionato in **box da 6pz.**

Soft-Core® otturatori

nelle misure:

20 - 25 - 30 - 35

40 - 45 - 50 - 55 - 60

ACQUISTA

n.1 box di Otturatori Soft-Core a scelta tra le misure 020-060 (box da 6 pz.)

(Ref. CMSSCR6* codici vari)

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 box di Otturatori Soft-Core a scelta tra le misure 020-060 (box da 6 pz.)

(Ref. CMSSCR6* codici vari)



PROMO 26SELLOUT026A

€ 18,00
+iva cad.

Prezzo di listino € 29,25 + iva cad.



Sistema di otturazione canalare cordless di Bondent:

eHeater & eFiller



eHeater

Ideale per compattare la guttaperca e sigillare i canali radicolari in modo efficiente, migliorando la qualità del trattamento Endodontico e aumentando il successo a lungo termine.

eFiller

Dispositivo che riscalda la guttaperca in forma solida, rendendola fluida e facile da iniettare nei canali radicolari garantendo una chiusura tridimensionale efficace e uniforme.

ACQUISTA

n.1 eFiller Sistema di backfill per l'estrusione della guttaperca (Ref. BONSRCF1000)

+

n.1 box di guttaperca (100 pz) (ref. BONDUDG0000025000) del valore di € 82,42 + iva

+

n.1 eHeater Sistema di downpack riscaldante (Ref. BONSRCF1000)

PROMO 26AIE13

€ 1.000,00 + IVA

Prezzo di listino € 1.422,22 + iva

Actor I Pro

Attivatore di irrigazione ad ultrasuoni wireless

Progettato per migliorare l'efficacia dell'irrigazione canalare durante i trattamenti Endodontici.



Ergonomia:

design ergonomico e leggero, facile da impugnare e maneggiare per un utilizzo preciso durante il trattamento endodontico.

Detersione dei canali radicolari ottimale

favorisce una detersione più profonda e completa del sistema canalare migliorando la rimozione del biofilm batterico e dei detriti.

Tecnologia a ultrasuoni silenziosa:

piccola ampiezza delle onde ma ottima potenza. Meno rumore. L'ampiezza della vibrazione della punta può essere regolata in modo da non danneggiare il canale radicolare. La sequenza può essere regolata per garantire l'efficienza della pulizia.

Tempo di lavoro:

utilizzare il dispositivo per 30-60 secondi alla volta alternando le due potenze di lavoro. Dopo 3 minuti di lavoro continuo il dispositivo entra in stand-by automaticamente. Viene emesso un segnale acustico ogni 5 secondi per temporizzare il lavoro.



2 potenze di lavoro:
modalità normale e ad alta potenza.



Bluetooth:
dotato di un pulsante Bluetooth con indicatore luminoso bluetooth integrato per il collegamento al pedale wireless.



Luce frontale:
offre una migliore visione della cavità orale



Punta in metallo

Confezionamento kit

(Ref. BONSRCW2000)

n.1 Actor I Pro irrigatore

n.1 base di appoggio e ricarica

n.3 cappucci di protezione

n.1 set di 6 inserti:

- n.3 pz. 2002/21

- n.3 pz. 2502/18



ACQUISTA

n.1 Actor I Pro (Ref. BONSRCW2000)

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 conf. di N5 G-Clor Ipoclorito di sodio al 5% in cloro attivo
conf. da n.1 flacone da 250ml (Ref. ITD0000184 I)

PROMO 26SELLOUT018


€ 375,00
+ IVA

Prezzo di listino € 533,33 + iva

Endo wise plus

Motore endodontico wireless con rilevatore apicale integrato

Endo Wise Plus è l'evoluzione di Endo Wise:
motore endodontico cordless dotato di rilevatore
apicale integrato che offre protezione e sicurezza.



4 modalità di lavoro:

È possibile scegliere tra 4 diverse modalità di lavoro: solo motore endodontico, solo rilevatore apicale, motore e rilevatore apicale, motore e rilevatore apicale con funzionalità automatica.

Sensore automatico:

Sensore automatico: si avvia automaticamente quando lo strumento entra nel canale radicolare e si arresta quando esce. Inoltre, la velocità diminuisce automaticamente avvicinandosi all'apice del canale.

Diverse modalità disponibili:

"Auto reverse", "reverse", "Auto reciprocante":
è compatibile con sistemi di strumentazione meccanica rotante e reciprocante, permettendo di adattarsi a diverse tecniche.

Compatibilità:

Compatibile con la maggior parte degli strumenti NiTi

Contrangolo 16:1:

Contrangolo 16:1 autoclavabile ad alta temperatura

Programmi personalizzati:

Possibilità di salvare in memoria 10 diversi programmi personalizzati (P01-P10)



2 moduli di trasmissione wireless

per lavorare simultaneamente con il localizzatore apicale esterno iRoot Apex e il pedale wireless



Impostazioni di movimento

possibilità di impostare sia il movimento rotatorio continuo (avanti; indietro) che reciprocante



Testina "multiposizione"

consente di ruotare facilmente e modificare la posizione del contrangolo con 6 diverse angolature



Display OLED incorporato:

uno schermo chiaro e di facile lettura



Batteria:

la batteria si ricarica in ca. 90 minuti

SPECIFICHE TECNICHE ENDO WISE PLUS

(REF. BONSRTA3000)

Batteria: 1200mAh / 3,7VDC 100-240VAC.

Si ricarica in circa 90'

Dimensioni: 210 x 25 x 27 mm (l'unità centrale include il contrangolo)

Bluetooth: frequenza 2402.0MHz-2480.0MHz

Velocità: 150-800rpm

Torque: 0.6 - 4.0 Ncm



ACQUISTA

n.1 Endo Wise Plus (Ref. BONSRTA3000)

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 iRoot Apex (Ref. BONBMAPL101)
collegabile a Endo Wise Plus via Bluetooth

PROMO 26AIE14

€ 899,00
+ IVA

Prezzo di listino € 1.284,41 + iva

iRoot Pro



Motore endodontico portatile con rilevatore apicale
integrato per misurare e preparare il canale radicolare.

4 modalità di lavoro:

È possibile scegliere tra 4 diverse modalità di lavoro: solo motore endodontico, solo rilevatore apicale, motore e rilevatore apicale, motore e rilevatore apicale con funzionalità automatica.

Sensore automatico:

si avvia automaticamente quando lo strumento entra nel canale radicolare e si arresta quando esce. Inoltre, la velocità diminuisce automaticamente avvicinandosi all'apice del canale.

Diverse modalità disponibili:

"Auto reverse", "Reverse", "Auto reciprocante": è compatibile con sistemi di strumentazione meccanica rotante e reciprocante, permettendo di adattarsi a diverse tecniche.

Compatibilità:

Compatibile con la maggior parte degli strumenti NiTi.

Contrangolo:

Contrangolo 16:1 autoclavabile ad alta temperatura.

Programmi personalizzati:

Programmi personalizzati: Possibilità di salvare in memoria 10 diversi programmi personalizzati (P01-P10).



Impostazioni di movimento

possibilità di impostare sia il movimento rotatorio continuo (avanti; indietro) che reciprocante



Testina "multiposizione"

consente di ruotare facilmente e modificare la posizione del contrangolo con 6 diverse angolature



Bluetooth

Collegamento con iRoot Apex via Bluetooth



Display OLED incorporato

uno schermo chiaro e di facile lettura



Batteria

lunga durata garantendo diversi giorni di lavoro. Si ricarica completamente in ca. 180 minuti. È sostituibile quando non mantiene più la carica.



ACQUISTA

n.1 Micromotore Endodontico iRoot Pro
(Rif. BONBMMAL101)

RICEVI IN SCONTO MERCE

la seconda testina del contrangolo 16:1
(Ref. BONBMCA1601) del valore di € 360,00 + iva


PROMO 26SELLOUT020

€ 859,00
+ IVA

Prezzo di listino € 1.227,34 + iva

**fino ad
esaurimento
scorte**

Endo wise



Endo Wise è il motore endodontico cordless:

Il suo design ergonomico, le ridotte dimensioni e la connessione Bluetooth con il pedale per ottimizzare il processo di lavoro lo rendono il dispositivo ideale per la pratica quotidiana.

Diverse modalità disponibili:

"Auto reverse", "reverse", "Auto reciprocante": quando raggiunge il limite di torque. Per esempio, la funzione "Auto Reverse" viene attivata in base a una comparazione tra carico e parametro di torque impostato.

Programmi personalizzati:

Possibilità di salvare in memoria 10 diverse impostazioni per l'utilizzo di diversi strumenti Endodontici

Controllo del movimento:

Possibilità di impostare sia il movimento continuo che reciprocante (quest'ultimo in senso orario/antiorario)

Contrangolo 16:1:


Contrangolo 16:1 autoclavabile ad alta temperatura

Compatibilità:

Compatibile con la maggior parte degli strumenti NiTi

Con sensore automatico:

Il motore inizia a lavorare quando entra in contatto con la dentina e si ferma automaticamente quando si allontana.



Design Ergonomic
dimensioni ridotte per permettere un'ampia visuale: diametro massimo inferiore ai 28 mm, mentre la parte che si collega al contrangolo è di soli 16 mm.



Stand-by automatico
Il motore va in "stand-by" in automatico dopo 10' di inattività e si riavvia cliccando sul tasto "power".



Testina "multiposizione"
consente di ruotare facilmente e modificare la posizione del contrangolo con 6 diverse angolature.



Display OLED incorporato:
per una miglior visibilità e facilità d'uso.



Batteria:
La batteria si ricarica completamente in ca. 180 minuti attraverso un cavo Micro-USB, permettendo l'uso per un lungo periodo.



ACQUISTA

n.1 Endo Wise (Ref. BONWMMOT101)

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 Wispex (Ref. BONWMAPI101)

PROMO 26AIE15

€ 772,00
+ IVA

Prezzo di listino € 1.284,41 + iva

e-Heater

Sistema di otturazione canalare ideale per compattare la guttaperca e sigillare i canali radicolari in modo efficiente, migliorando la qualità del trattamento Endodontico e aumentando il successo a lungo termine.

Caratteristiche principali

Controllo della temperatura di lavoro: il riscaldamento della gutta-percha viene attivato solo quando necessario, riducendo il rischio di eccessivo calore nella cavità orale.

Eliminazione di vuoti e micro-spazi: la guttaperca riscaldata e compattata si adatta meglio alla forma del canale, riducendo al minimo la presenza di vuoti o micro-spazi che potrebbero favorire il passaggio di batteri e causare infezioni.

Adattamento alla morfologia del canale: la tecnica di compattazione verticale consente di seguire la forma anatomica del canale, anche in quelli curvi o con particolari irregolarità.

Sigillo apicale eccellente: eHeater permette di ottenere un sigillo apicale molto preciso utilizzando gutta-percha riscaldata, che aderisce perfettamente alle pareti del canale radicolare.

CONFEZIONAMENTO

- n.1 eHeater
- n.4 Plugger orientabili
(n.1 pz. 40/04; n.1 pz. 45/04; n.1 pz. 50/04; n.1 pz. 55/08)
- n.1 Adattatore
- n.1 Base di ricarica



ACQUISTA

n.1 eHeater kit (Ref. BONSRC1000)

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 box di plugger a scelta tra 40/04; 45/04; 50/04; 55/08
(ref. BONBMHN0001/02/03/04)
del valore di € 170,67 + iva

PROMO 26AIE16

€ 499,00
+ IVA

Prezzo di listino € 711,11 + iva

e-Filler

Dispositivo di otturazione endodontica eFiller di Bondent è uno strumento per iniettare la guttaperca ammorbidita e fusa nel canale radicolare (backfill) dopo il riscaldamento della stessa.

Permette di effettuare l'otturazione tridimensionale del canale radicolare rendendo così il trattamento canalare più sicuro, più rapido e più completo.

Caratterizzato da un design ergonomico, dona una sensazione di equilibrio e comfort all'utente.

- Tempo di fusione della guttaperca: 14 secondi
- Dimensioni del dispositivo: 145x30x120mm
- Dimensioni della base di ricarica: 152x57x52mm
- Intervalli di temperatura: 140°C, 170°C, 200°C, 230°C
- Batteria DC 3.6V, 2600mAh

CONFEZIONAMENTO:

- n.1 eFiller
- n.4 aghi (23G 24mm, 23G 28mm
e 25G 24mm, 25G 28mm)
- n.1 chiave
- n.1 pistone
- n.1 spazzola di pulizia
- n.1 cappuccio in silicone
- 1 base di ricarica



ACQUISTA

n.1 eFiller kit (Ref. BONSRCF1000)

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 box di guttaperca (100 pz)
(ref. BONDUDG0000025000) del valore di € 82,42 + iva


PROMO 26AIE17

€ 499,00
+ IVA

Prezzo di listino € 711,11 + iva

RDH & HDL ERGO

nuovi sistemi con ottica a deflessione



RDH & HDL Ergo™

sono i nuovi sistemi con ottica a deflessione che permette di lavorare in tutta comodità mantenendo una postura eretta.

Il sistema ottico utilizza dei prismi di rifrazione all'interno della lente e questo consente ai medici di stare seduti in posizione eretta riducendo l'inclinazione del collo.

La linea Ergo è un'opzione ergonomica che offre comfort per tutto il giorno.

RDH 3.0X Ergo

Montatura Elevate (Ref. ORAERGORDH-EV)

Montatura Tempo (Ref. ORAERGORDH-TE)

Montatura Triumph (Ref. ORAERGORDH-TR)

PROMO 26SELLOUT2532

€ 1.990,00
+iva

Prezzo di listino € 3.134,00 + iva

Con prescrizione standard di € 150,00



HDL 3.5X Ergo

Montatura Tempo (Ref. ORAERG035PZ-TE)

Montatura Triumph (Ref. ORAERG035PZ-TR)

PROMO 26SELLOUT2533

€ 2.670,00
+iva

Prezzo di listino € 4.490,00 + iva

HDL5X Ergo

Montatura Tempo (Ref. ORAERG050PZ-TE)

Montatura Triumph (Ref. ORAERG050PZ-TR)

PROMO 26SELLOUT2541

€ 3.190,00
+iva

Prezzo di listino € 4.833,00 + iva



2.5X RDH ELITE

Il sistema ingrandente 2.5X RDH Elite presenta una tecnologia all'avanguardia per una corretta postura e comprende una larghezza e profondità di campo generose consigliati per i professionisti dentali.

La montatura con stanghette colorate intercambiabili ed un telaio profondo per il massimo confort.

Specifiche:

Ogni occhiale include protezioni laterali, laccetto, stringitesta, custodia, cacciavite ottico e panno per la pulizia.

Come per tutti i sistemi ingrandenti Orasoptic, l'occhiale può essere personalizzato con prescrizione oculistica

Serie	Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
RDH	2.5x	Personalizzabile	10,20 cm	15,20 cm	43,30 gr.

RDH ELITE 2.5X

Montatura Elevate (Ref. ORARDH-EV)

Montatura Tempo (Ref. ORARDH-TE)

Montatura Triumph (Ref. ORARDH-TR)

Con prescrizione standard di € 150,00

PROMO 26SELLOUT2537

€ 1.490,00
+iva

Prezzo di listino € 2,116,00 + iva

Occhiale semi personalizzabile

Luxe è un occhiale semi personalizzabile con l'ingrandimento tra i più apprezzati della gamma - 2.5X.

Il Professionista può scegliere tra 3 distanze interpupillari

Questo permette all'operatore di avere un occhiale adatto alle proprie esigenze e quasi totalmente personalizzato ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

Caratteristiche principali:

- prodotto semi personalizzato: scelta tra 3 distanze interpupillari
- rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso;
- ampiezza e profondità di campo generose e occhiale particolarmente leggero, 51gr;



Con prescrizione standard di € 150,00

Acquista n.1 Luxe

occhiale semi-personalizzabile con
ingrandimento 2.5x

Montatura Sportiva colore Nero

Ref. ORA25LUXE-SP-NA-S

Ref. ORA25LUXE-SP-RE-S

Ref. ORA25LUXE-SP-WI-S



PROMO 25SELLOUT2534

€1.100,00
+iva

Acquista n.1 Luxe

occhiale semi-personalizzabile
con ingrandimento 2.5x

+

n.1 luce Zeon Led Spark Trucolor



Prezzo Promo

€2.290,00
+iva

Acquista n.1 Luxe

occhiale semi-personalizzabile con
ingrandimento 2.5x

+

n.1 luce Zeon Led Endeavour Trucolor



Prezzo Promo

€2.090,00
+iva

*Promozione occhiale Luxe con prescrizione - montatura sportiva colore nero

PROMO 26SELLOUT2534LUXEP

Ref. ORA25LUXE-SP-NA-SP ; Ref. ORA25LUXE-SP-RE-SP; Ref. ORA25LUXE-SP-WI-SP

HDL 2.5X MACRO

Il sistema HDL 2.5 MACRO offre una larghezza di campo consistente che permette di muoversi facilmente all'interno del campo di lavoro e visualizzarlo con facilità. L'oculare ha una copertura in alluminio con finitura in nichel spazzolato. La maggiore dimensione dell'oculare ne aumenta la luminosità per una migliore visualizzazione. L'immagine è più nitida grazie all'alta definizione delle ottiche.

Serie	Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
HLD	2.5x macro	Personalizzabile	10.4 cm	12.7 cm	48,7 gr.

Configurazioni

TTL

HDL MACRO 2.5X

Montatura Tempo (Ref. ORAHDL25MACRO-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAHDL25MACRO-RY)

Montatura Triumph (Ref. ORAHDL25MACRO-TR)

Montatura Elevate (Ref. ORAHDL25MACRO-EV)

PROMO 26SELLOUT2535

€ 1.950,00

+ iva

Prezzo di listino € 3.237,00 + iva



Con prescrizione standard: € 150,00

HDL 3.0X

Sistema di ingrandimento Galileiano

Compatto e leggero, HDL 3x è stato progettato per garantire un comfort di visione unico.

Serie	Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
HDL	3.0x	Personalizzabile	7.9 cm	13.97 cm	48.7 gr.

HDL 3.0X personalizzabile

Montatura Tempo (Ref. ORAHDL30-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAHDL30-RY)

Montatura Triumph (Ref. ORAHDL30-TR)

Montatura Elevate (Ref. ORAHDL30-EV)

PROMO 26SELLOUT2536

€ 2.090,00

+ iva

Prezzo di listino € 3.489,00 + iva



Con prescrizione standard: € 150,00

HDL PRISMATICI

La nuova gamma di sistemi ingrandenti prismatici è disponibile negli ingrandimenti 3.5X, 4.5X e 5.5X. Design compatto e durevole. Offrono una distanza di lavoro personalizzata e sono dotati di rivestimento anti-graffio ed anti-riflesso. La maggiore dimensione dell'oculare che entra nella lente permette l'ingresso di una maggiore quantità di luce per una migliore visualizzazione.

Configurazioni: TTL

HDL 3.5X personalizzabile

Montatura Tempo (Ref. ORA35PZ-TE)

Montatura Triumph (Ref. ORA35PZ-TR)

PROMO 26SELLOUT2538

€ 2.450⁰⁰ + iva

Prezzo di listino € 4.013,00 + iva



HDL 4.5X personalizzabile

Montatura Tempo (Ref. ORA45PZ-TE)

Montatura Triumph (Ref. ORA45PZ-TR)

PROMO 26SELLOUT2539

€ 2.890⁰⁰ + iva

Prezzo di listino € 4.369,00 + iva



HDL 5.5X personalizzabile

Montatura Tempo (Ref. ORA55PZ-TE)

Montatura Triumph (Ref. ORA55PZ-TR)

PROMO 26SELLOUT2540

€ 3.190⁰⁰ + iva

Prezzo di listino € 4.719,00 + iva



Con prescrizione standard di € 150,00

ZEON LED SPARK TRUCOLOR

(Ref. ORALED-SPARK2-TC)

Spark è una luce cordless che si integra con qualsiasi lente e montatura

Caratterizzata da un innovativo design, brevettato, la luce Spark dispensa il suo peso uniformemente attraverso il ponte della montatura minimizzando la pressione sul viso. La batteria include un indicatore che segnala quando la batteria ha raggiunto il 20% di ricarica residua.

SPOT UNIFORME

Una luce precisa e concentrata garantisce una maggiore visibilità durante le procedure di lavoro.

COMANDI TOUCH CONTROL AVANZATI

Possibilità di spegnere e accendere facilmente la luce tra le varie sedute.

CARICA BATTERIA VERSATILE

Un caricatore micro USB permette la ricarica in movimento

TECNOLOGIA TRUCOLOR™

La nuova tecnologia TruColor™ permette di riprodurre fedelmente i colori, senza compromettere l'emissione luminosa, con un CRI (indice di resa cromatica) >90 e una CCT (temperatura di colore) di 5.700K.

Intensità luce: fino a 41.000 Lux

TRUCOLOR™



PROMO 26SELLOUT2559

€ 1.190,00 + iva

Prezzo di listino € 2.279,00 + iva

ZEON LED ENDEAVOUR II TRUCOLOR

(Ref. ORALED-ENDEV2-TTLTC, ORALED-ENDEV2-ZEITC, ORALED-ENDEV2-UNITC)

Il più piccolo e leggero sistema di illuminazione Orasoptic in assoluto

Orasoptic sistemi di illuminazione portatili forniscono una luce concentrata per aiutarti a navigare nell'area di lavoro e illuminare dettagli critici che si possono perdere ad occhio nudo. Montati coassialmente sui vostri occhialini, i nostri sistemi di illuminazione eliminano le ombre dal campo operatorio.

- Completo di attacco a scelta Orasoptic, Zeiss, DVI
- In grado di garantire fino a 84.000 Lux di luce bianca.
- Bassa emissione di calore per una maggiore sicurezza del paziente.
- Batteria piccola e leggera per il massimo comfort.
- Il display di carica della batteria indica il livello di batteria rimanente.
- La funzione Touch Control garantisce facilità di gestione dell'intensità

TECNOLOGIA TRUCOLOR™

La nuova tecnologia TruColor™ permette di riprodurre fedelmente i colori, senza compromettere l'emissione luminosa, con un CRI (indice di resa cromatica) >90 e una CCT (temperatura di colore) di 5.700K.

TRUCOLOR™



PROMO 26SELLOUT2558

€ 990,00 + iva

Prezzo di listino € 1.952,00 + IVA

IL NUOVO SISTEMA INTEGRATO LUCE + SISTEMA INGRANDENTE DI ULTIMA GENERAZIONE

La parte elettronica e le batterie sono completamente contenute all'interno della montatura, quindi senza fili visibili e l'innovativo design offre comfort per tutto il giorno riducendo il peso fino al 30% rispetto a una lente tradizionale.

Il modello PRO è un sistema integrato con luce con 2 intensità di illuminazione, 4 colori e rivestimento in polimero ceramico e supporta la linea completa di oculari Orasoptic.

Disponibili nei seguenti Colori:



Con prescrizione standard di € 150,00

DragonFly Pro 2.5X Macro

(Ref. ORAHDL25MACRO-DFP-TC)

PROMO 26SELLOUT2543

€ 3.890,00
+ iva

Listino € 6.980,00 + iva

DragonFly Pro 3.0X

(Ref. ORAHDL30-DFP-TC)

PROMO 26SELLOUT2544

€ 4.090,00
+ iva

Listino € 7.334,00 + iva

DragonFly Pro 3.5X

(Ref. ORA35PZ-DFP-TC)

PROMO 26SELLOUT2545

€ 4.490,00
+ iva

Listino € 7.688,00 + iva

DragonFly Pro 4.5X

(Ref. ORA45PZ-DFP-TC)

PROMO 26SELLOUT2546

€ 4.690,00
+ iva

Listino € 8.042,00 + iva

DragonFly Pro 5.5X

(Ref. ORA55PZ-DFP-TC)

PROMO 26SELLOUT2547

€ 4.900,00
+ iva

Listino € 8.394,00 + iva

DragonFly Pro Eyezoom

(Ref. ORAEYEZ-DFP-TC)

PROMO 26SELLOUT2548

€ 5.890,00
+ iva

Listino € 10.166,00 + iva

DragonFly Pro Eyezoom max

(Ref. ORAEYEM-DFP-TC)

PROMO 26SELLOUT2550

€ 5.990,00
+ iva

Listino € 10.271,00 + iva

DragonFly Pro Eyezoom mini

(Ref. ORAEYEZMINI-DFP-TC)

PROMO 26SELLOUT2549

€ 4.900,00
+ iva

Listino € 8.394,00 + iva

DRAGONFLY NEO

La parte elettronica e le batterie sono completamente contenute all'interno della montatura, quindi senza fili visibili e l'innovativo design offre comfort per tutto il giorno riducendo il peso fino al 30% rispetto a una lente tradizionale.

Il modello NEO è un sistema integrato con luce con un unico livello di illuminazione a 78 lumens

Colore: Blue Notte



DragonFly NEO 2.5X MACRO

(Ref. ORAHDL25MACRO-DF-TC)

PROMO 26SELLOUT2551

€ 3.690,00 + iva

Listino € 6.538,00 + iva

DragonFly NEO 3.0X

(Ref. ORAHDL30-DF-TC)

PROMO 26SELLOUT2552

€ 3.950,00 + iva

Listino € 6.894,00 + iva

DragonFly NEO 3.5X

(Ref. ORA35PZ-DF-TC)

PROMO 26SELLOUT2553

€ 4.190,00 + iva

Listino € 7.246,00 + iva

Con prescrizione standard di € 150,00

DRAGONFLY RDH 2.5X

La parte elettronica e le batterie sono completamente contenute all'interno della montatura, quindi senza fili visibili e l'innovativo design offre comfort per tutto il giorno riducendo il peso fino al 30% rispetto a una lente tradizionale.

Il modello RDH è un sistema integrato con luce con un unico livello di illuminazione a 78 lumens e supporta gli oculari progettati per igienisti dentali.

colori disponibili



CHAMPAGNE



LILLA



BLU NOTTE



PROMO 26SELLOUT2554

€ 3.090,00 + iva

Listino € 5.103,00 + iva

Con prescrizione standard di € 150,00

Il nuovo Eyezoom™ offre 3 livelli di ingrandimento regolabili da 3x a 5x



Qualità

Rivestimenti ottici e lenti ingegnerizzati



Ingrandimento adattabile

Tecnologia variabile su 3 livelli da 3x a 5x di ingrandimento

Ingrandimento	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
3X	10,2 cm	10,2 cm	Personalizzabile	97,6 gr.
4X	8,3 cm	8,3 cm		
5X	6,35 cm	6,35 cm		

EyeZoom

Montatura Tempo (Ref. ORAEYEZ-TE)
Montatura Triumph (Ref. ORAEYEZ-TR)

PROMO 26SELLOUT2555

€ 3.900,00 + iva

Prezzo di listino € 6.433,00 + iva



Con prescrizione standard di € 150,00

Eyezoom™ mini è un sistema ingrandente compatto con ingrandimento variabile da 2,5x a 3,5x

Questa ottica innovativa garantisce all'utilizzatore l'ingrandimento ottimale per ciascuna procedura di lavoro. Con una versatilità senza precedenti e distanza di lavoro costante ad ogni livello di ingrandimento, eyezoom mini è lo strumento ideale per coloro che si affacciano per la prima volta all'utilizzo dei sistemi ingrandenti.

Ingrandimento	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
2,5X	10,16 cm	10,16 cm	Personalizzabile	73,7 gr.
3,5X	8,10 cm	8,10 cm		

EyeZoom Mini

Montatura Tempo (Ref. ORAOEYEZMINI-TE)
Montatura Triumph (Ref. ORAEYEZMINI-TR)

PROMO 26SELLOUT2556

€ 2.990,00 + iva

Prezzo di listino € 4.732,00 + iva



Con prescrizione standard: € 150,00



Porta le tue prestazioni al
massimo con

EYE ZOOM^{MAX}

il nuovo sistema di
ingrandimento creato per
supportare il dentista in
ogni procedura

*Ingrandimento variabile da
3.5X a 6.5X.*

Opzioni di montaggio: TTL

*Disponibile nelle seguenti
montature:*

*ORAEYEM-TE - Tempo
ORAEYEM-TR - Triumph*

Promo 26ELLOUT2557

€ 4.190,00

Listino: € 7.129,00 + iva



Con prescrizione standard: € 150,00

Distributore esclusivo per l'Italia
www.simidental.it

Microscopio

DOM 3000D-4K PRO

Qualità senza compromessi per lavorare con precisione e versatilità



DESIGN ELEGANTE ED ERGONOMICO

il braccio di smorzamento "senza manopola" conferisce al microscopio prestazioni equilibrate.

WIFI INTEGRATO

l'App dedicata Bon Image consente di collegare dispositivi come telefoni cellulari e tablet.

LA FOTOCAMERA 4K INTEGRATA

registra video e immagini in HD con 16 milioni di pixel.

TUBO BINOCULARE ESTESO CON MANOPOLA DI REGOLAZIONE IPD

che permette il posizionamento preciso della distanza interpupillare.

ZOOM CONTINUO E GRADUALE

capacità di ingrandimento senza interruzioni da 3,6X a 23,3X.

TEMPERATURA DEL COLORE:

5700 K, vicino alla luce naturale con fonte di luce a LED.

2 ANNI DI GARANZIA

su tutti i componenti.

SEE MORE TREAT MORE

ACQUISTA

Microscopio **DOM 3000D-4K PRO**

incluso nella configurazione base:

- Estensione oculari
- Fototelecamera 4K HD integrato
- Vario Focus
- SD card da 128 Giga
- Modulo WiFi
- Monitor LG da 27"
- Sistema di illuminazione da 80.000 Lux
- Supporto mobile
- Pedaliera per Fototelecamera

16.990,00
+IVA



 **Bon
dent**

Microscopio

G4 PRO

MESSA A FUOCO AUTOMATICA (AUTO FOCUS - AF)

Individuata la distanza di lavoro desiderata, la messa a fuoco è automatica grazie alla semplice pressione di un pulsante dedicato

DIMENSIONE DELLO SPOT LUMINOSO REGOLABILE

Dotato di una sorgente luminosa a LED medicale di intensità massima ≥ 80.000 lux regolabile in intensità mediante un'apposita manopola.

AMPIO RANGE DI MESSA A FUOCO

L'obiettivo permette la messa a fuoco in un ampio raggio di 350 mm, da una distanza focale minima di 200 mm ad una massima di 550 mm

POSIZIONAMENTO E BLOCCO ELETTROMAGNETICO

Il posizionamento del blocco elettromagnetico in tre punti è attivabile mediante un pulsante dedicato posto su entrambe le impugnature.

DOPPI CONTROLLER MULTIFUNZIONE

Il microscopio è dotato di doppie impugnature ergonomiche, riposizionabili in base alle esigenze dell'operatore attraverso delle semplici manopole di sblocco/blocco.

CAMPO VISIVO SENZA OSTACOLI

L'ampio campo visivo (FOV) da 132mm a 9,7 mm di diametro, consente di evitare continui riposizionamenti durante l'intervento.

MODALITÀ FLUORESCENTE

Aiuta ad identificare i margini delle carie per consentire la conservazione della maggior quantità possibile di sostanza dentale sana.

FILTRI INTEGRATI GIALLO E VERDE

SISTEMA DI TELECAMERE 4K ULTRA HD INTEGRATO

Il nuovo sistema di immagini 4K integrato, basato sul sensore di fascia alta SONY, supporta la registrazione video 4K e un'alta risoluzione delle immagini statiche.

SOFTWARE MEDIA FACILE ED IMMEDIATO

Il nuovo software di gestione dei media integrato consente di modificare i parametri relativi alle foto, ai video o ai setting generici del microscopio in modo semplice ed intuitivo, direttamente sullo schermo in dotazione.



ACQUISTA

Microscopio **G4 PRO**

incluso nella configurazione base:

- Estensione oculari
- Fototelcamera 4K HD integrato
- Auto Focus automatico motorizzato
- Movimento elettromagnetico
- SD card da 128 Giga
- Monitor LG da 27"
- Sistema di illuminazione da 80.000 Lux
- Supporto mobile
- Pedaliera per Fototelcamera

23.990,00

+IVA

