




Albédo D65



Naturalmente
eccellente



*Protezione
Blue Control*



*Luce naturale
Spettro D65*



*Luce del nord
INDIRETTA*



*Comfort
Luce soffusa*

Una qualità senza eguali:

1. Certificazione completa CIE D65
2. Illuminazione diretta/indiretta perfettamente omogenea
3. Diffusore microprismatico

Albédo D65, il top di gamma delle plafoniere Degré K, è probabilmente la migliore plafoniera odontoiatrica mai progettata.


Benefici unici:

1. Nessun rischio per la vista
2. Diminuzione della fatica visiva quotidiana
3. Visione perfetta

Luce naturale D65, comfort di lavoro, salute e protezione degli occhi senza pari, Albédo D65 è la luce ideale per il tuo benessere quotidiano.

degré°K

Il meglio per i vostri occhi



Sicurezza fotobiologica

Tecnologia Blu Control

Ti protegge dalla sovraesposizione alla luce blu della luce LED, dannosa per i tuoi occhi e per il tuo ciclo cronobiologico. Il tuo corpo è permanentemente protetto. Un altro vantaggio: non vi è alcuna accelerazione indesiderata della fotopolimerizzazione.

Comfort


Progettata per offrire un comfort di lavoro ottimale, ALBÉDO D65 offre senza dubbio l'esperienza più piacevole in termini di illuminazione, in tutte le aree dello studio.

Luce del Nord

ALBÉDO D65 emette un'illuminazione diretta e indiretta. Consente una distribuzione ideale della luce in tutta la sala di trattamento, senza fastidiosi contrasti, ombre o abbagliamenti. La massima acutezza si ottiene senza affaticamento.

Luce soffusa

Il nuovo diffusore microprismatico di ALBÉDO D65 elimina qualsiasi aggressività dalla sua potente luce diretta. L'area di lavoro è immersa in un bagno di luce particolarmente gradevole. L'illuminazione è morbida e rilassante.



Spettro di luce D65 certificato

ALBÉDO D65 è certificato come illuminante **D65**.

Non si accontenta della sola cromaticità della luce naturale, ne riproduce perfettamente lo spettro. E questo cambia tutto!

Luminoterapia permanente

La sua illuminazione garantisce il corretto funzionamento dei bioritmi e degli occhi per tutto il giorno. Più che uno strumento di cura, la plafoniera è un vettore di benessere per la salute.

Perfetto riconoscimento dei colori

Tonalità, microgeometria, opalescenza, trasparenza: tutti i numerosi rischi di errore sono esclusi, sia durante la diagnosi, la scelta del colore o la procedura chirurgica.

High tech

Design: il suo telaio ultrasottile concentra le ultime tecnologie e si adatta a qualsiasi tipo di sala di trattamento.

Igiene: impermeabile e disinfettabile in superficie, soddisfa i requisiti di asepsi nella sala di trattamento.

2 versioni :

versione D65.0 : On/Off

versione D65.R : Connesso, dimmerabile e LUX+: per adattare l'illuminazione alla sensibilità personale e migliorare l'illuminazione per chirurgia, ortodonzia, ecc.

Albédo	D65.0	D65.R
Regolabile e connesso	no	sì
Consumo (W)	150	150
Driver LED/modulo Bluetooth	2 -	2 1
Modulo di comando	-	1
Led (garantiti 5 anni)	** LED con spettroD65 **	
Illuminazione max : cd/m ²	< 5000	< 5200
Flusso luminoso (lumen)	14.000	16.700
UGR medio	<13	<13
T° di colore diretto indiretto	D65 / 5000	D65 / 5000K
IRC	> 98	> 98
Altezza del soffitto	da 2,3 a 3m	da 2,3 a 3m
Superficie	da 9 a 15 m ²	da 9 a 15 m ²
Dimensioni Peso	** 1260 x 400 x 50mm 13.6 kg **	
Indice di Protezione	IP50	IP50