

creo



Change the way you do Resto

justool

STYLE
ITALIANO
EXCELLENCE

BRAINS

SIMIT

SIMITNEXT
Endo Expert

I piccoli trucchi
che renderanno la tua vita più semplice



SPAZIO PER I COMPOSITI

Prepara i tuoi compositi negli spazi dedicati, misura e preleva solo quanto te ne serve.



POZZETTI EMISFERICI

Ideali per contenere reagenti ed adesivi senza rischio di fuoriuscita accidentale.



ANATOMIE DI RIFERIMENTO

Un promemoria per il restauro delle cuspidi e delle anatomie. Scegli lo slot per mostrare le anatomie superiori o inferiori.



MISURA I TUOI PERNI

La scala millimetrata è dedicata alla misura dei perni.



PREPARA I PERNI

I fori permettono di alloggiare i perni per essere trattati prima della cementazione.



PULISCI I TUOI STRUMENTI

L'area dedicata alla pulizia è ideale per rimuovere tracce di composito dai tuoi strumenti.

