



Porta le tue  
prestazioni al  
massimo con

EYE ZOOM MAX

il nuovo sistema  
di ingrandimento  
creato per supportare  
il dentista in ogni  
procedura.



Distributore esclusivo per l'Italia  
[www.simitdental.it](http://www.simitdental.it)

# SCOPRI LA GAMMA DI SISTEMI AD INGRANDIMENTO VARIABILE **ORASCOPTIC™** PIU' IDONEI PER LE TUE ESIGENZE

**EYE  
E ZOOM**<sup>MAX</sup>

**EyeZoom Max™** offre una risoluzione ad alta definizione e una maggiore acuità visiva.

Le generose dimensioni del campo dell'ingrandimento 3,5X, combinate con la capacità di eseguire procedure impegnative utilizzando l'ingrandimento 6,5X, creano un'esperienza d'ingrandimento versatile.

Ingrandimento	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
3,5X	8,8 cm	3,5 cm	Personalizzabile	92,7 gr.
6,5X	5,6 cm	5,0 cm		



**EYE  
E ZOOM**



**EYE  
E ZOOM**<sup>MINI</sup>



**Sviluppati per assistere i professionisti del settore a vedere il campo operatorio da diverse prospettive, assecondando le più svariate preferenze di ciascuna persona.**

**EYEZOOM™** offre un ingrandimento variabile da 3x a 5x.

Ingrandimento	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
3X	10,2 cm	10,2 cm	Personalizzabile	97,6 gr.
4X	8,3 cm	8,3 cm		
5X	6,35 cm	6,35 cm		

**EYEZOOM™ MINI** è un sistema ingrandente compatto con ingrandimento variabile da 2,5X a 3,5X.

Ingrandimento	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
2,5X	10,16 cm	10,16 cm	Personalizzabile	73,7 gr.
3,5X	8,10 cm	8,10 cm		

## TRIUMPH



## RYDON



## TEMPO



## VICTORY



**OPZIONI DI MONTAGGIO: TTL**  
**MONTATURE DISPONIBILI**  
VICTORY™ · TEMPO™  
RYDON™ · TRIUMPH