

IrriFlex®

Ago flessibile per l'irrigazione canalare



FLESSIBILITÀ

A differenza dei tradizionali aghi metallici, IrriFlex® si adatta facilmente all'anatomia dei canali radicolari, anche i più complessi.

La flessibilità della cannula in polipropilene permette un accesso apicale senza resistenza o danni alle pareti dentinali.

EFFICACIA

Alle sue estremità, IrriFlex® è dotato di 2 aperture laterali situate alla stessa altezza.

Questa caratteristica unica gli conferisce un'equilibrata espulsione dell'irrigazione attraverso due precisi getti orientati direttamente contro le pareti dentinali.

La conicità della cannula segue la forma del canale.

Man mano che il liquido sale verso la porzione coronale, lo spessore del flusso d'irrigazione è costante, massimizzando la forza di taglio e la rimozione di detriti, fango dentinale e biofilm.

La cannula IrriFlex® è realizzata in Svizzera. Prodotta in camera bianca, viene consegnata in confezione singola.

Compatibile con EDTA 17%, ipoclorito 5,25%, clorexidina 2%, acido citrico 40%.



TESTIMONIANZA

Irriflex® è un nuovo standard nell'irrigazione dei canali radicolari. La sensazione di un inserimento sicuro e regolare della punta, il controllo del flusso e la maggiore visibilità sono i benefici che osservo nella mia pratica quotidiana. Dopo aver usato Irriflex® per la prima volta, mi sono reso conto che questo ago è una vera pietra miliare nell'Endodonzia, paragonabile al passaggio dall'acciaio inossidabile al NiTi nella modellazione del canale radicolare."

Dott. Riccardo Tonini

Vivi la rivoluzione del glide-cleaning



Guarda il video

