

Dal brand **Orabloc®**

IL NUOVO ORABLOC DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER AGHI



Stop alle punture accidentali da ago
No worries, be **Safe**, be **Smart**.



Caratteristiche

Proteggi te e i tuoi collaboratori da possibili infezioni con un piccolo investimento in sicurezza.


Orabloc® dispositivo di protezione per aghi rappresenta un piccolo investimento in sicurezza per ridurre il rischio di essere contaminati da aghi potenzialmente infetti prima del reincappucciamento.

È un dispositivo progettato per soddisfare i requisiti del D.Lgs 19 del 19/02/2014, che richiedono al professionista il re-incappucciamento dell'ago usato utilizzando una sola mano.

È pratico e semplice da usare



Inquadra con la camera dello smartphone e guarda come è pratico e funzionale



01. Inserisci l'ago nell'apposito alloggiamento del dispositivo.



02. Una volta estratto, l'ago invece viene ricoperto con una capsula rigida.




03. Il sistema automaticamente avanza verso la prossima capsula protettiva disponibile.

Prevenzione e protezione

- » Previene punture accidentali durante il reincappucciamento dell'ago.
- » La capsula rigida in silicone rende impossibile la penetrazione dell'ago.
- » È efficace nel prevenire le punture accidentali durante il reincappucciamento anche se l'ago è curvo.
- » Consente la protezione del personale sanitario nel caso in cui il cappuccio originario dell'ago non sia più disponibile.
- » Previene la formazione di punture accidentali se l'ago cade o viene lasciato incustodito su un banco da lavoro.
- » Protegge il personale addetto alle pulizie e alla gestione dei rifiuti.

Funzionamento

- » 100 capsule protettive in ogni dispositivo proteggeranno gli aghi per 100 iniezioni.
- » Facile da usare con la tecnica di reincappucciamento con una sola mano.
- » Adatto a tutti gli aghi indipendentemente dalle dimensioni e dal calibro.
- » Funziona con aghi piegati o angolati.
- » Il diverso colore delle capsule permette di visualizzare velocemente quando stanno per esaurirsi.
- » Fondo in silicone antiscivolo di alta qualità per aderire alle superfici.
- » Ricopre le punte di entrambe i lati dell'ago.



L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che ogni anno siano più di 3 milioni le punture accidentali, per cui è emersa la necessità di tutelare i lavoratori coinvolti.

Riferimenti normativi e obblighi di legge

USA
2000
"Needlestick Safety and Prevention Act",
la prima normativa specifica in materia di prevenzione dei rischi di punture accidentali da ago.
(OSHA Bloodborne Pathogens standards)

EU
2010
Direttiva n. 2010/32/UE
in materia di prevenzione delle ferite provocate dai dispositivi medici taglienti, punture da aghi incluse. Impone l'obbligo di utilizzare all'interno delle strutture sanitarie (pubbliche e private) dispositivi di sicurezza per prevenire le punture accidentali.

ITALIA
2014
DLgs n. 19/2014
Il nuovo decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Vieta il reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture.

Nel 2015 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato la campagna "Global Injection Safety", una campagna informativa adottando le nuove Linee Guida sulle iniezioni sicure.