

## TOPPER™ 8

Garza sterile 5x5 cm - 120pz.

- Garza in tessuto non tessuto sterile, a 4 strati, pre-piegata.
- Sterilizzata a raggi gamma - Dimensione 5x5cm
- Elevata capacità assorbente dei fluidi ematici nella cavità orale.
- Ideale per la detersione di ferite post-estrattive ed in chirurgia in generale.
- Eccellente maneggevolezza che ne semplifica l'utilizzo, minor adesione della normale garza.
- Garantiscono un maggior confort per il Paziente.
- Possono sopportare sia soluzioni acide che Basiche.
- Confezionata in buste sterili ognuna contenente 2 garze.

