

Strumentazione meccanica rotante

ZARC

Zarc offre una gamma di strumenti e accessori completa per rispondere all'esigenze di ogni Professionista.

La linea dedicata alla strumentazione meccanica rotante è composta, oltre che dal sistema **BlueShaper®**, anche da uno strumento per la creazione del Glide-Path meccanico, **Z-Glider®**, e la soluzione **RetreatAll®** dedicata al ritrattamento dei canali radicolari.

Z-Glider

Cod. ZAZZG00021-25-31



Z-Glider® è l'unico strumento dedicato al *glide path* con **lega PINK** per permettere la creazione di un glide path ideale adatto ad una strumentazione maggiormente conservatrice.

Si caratterizza principalmente per:

- **Minor stress clinico:** lo strumento **Z-Glider®** è stato sviluppato per realizzare il *glide path* in maniera semplice, riducendo lo stress clinico
- **Legga PINK:** è l'unico strumento nella sua categoria realizzato con lega pink che gli garantisce **sufficiente resistenza alla torsione per poter avanzare in qualunque canale** radicolare
- **Favorisce la strumentazione:** la realizzazione di un *glide path* favorisce la strumentazione fino alla lunghezza di lavoro
- **Rotazione continua:** lo strumento Z-Glider® lavora con movimento rotatorio continuo

RetreatAll®

Cod. ZAZRETREATA



RetreatAll® sono gli strumenti per il ritrattamento del canale radicolare.

Con **solamente due file** vengono garantiti ritrattamenti efficaci con l'eliminazione della guttaperca dall'interno del canale.

Si caratterizza principalmente per:

- **Sezione triangolare:** gli strumenti **RetreatAll®** hanno una sezione triangolare per eliminare efficacemente la guttaperca
- **Rotazione continua:** il movimento degli strumenti **RetreatAll®** è rotatorio continuo
- **Solamente 2 file:** sono necessari solamente due strumenti per rimuovere la guttaperca dall'interno del canale radicolare
- **Eliminazione efficace della guttaperca:** entrambe gli strumenti avanzano per la rimozione della guttaperca più coronalmente e apicalmente grazie al loro design