



FROM ODONTOLOGISTS  
TO ODONTOLOGISTS

ZARC

# Apical Shaper<sup>®</sup>

**MAGGIOR SAGOMATURA APICALE  
CON LA MASSIMA FLESSIBILITA'**

COMPLEMENTARE A TUTTI  
I SISTEMI SUL MERCATO




ApicalShaper® è compatibile con tutti i sistemi di sagomatura canalare presenti sul mercato, oltre a:

- ✓ BlueShaper®
- ✓ excalibur®
- ✓ SlimShaper®



 FROM ODONTOLOGISTS TO ODONTOLOGISTS



**José Aranguren**

ApicalShaper® permette una migliore pulizia e sagomatura a livello apicale preservando la dentina pericervicale. E' possibile fare una sagomatura conservativa garantendo una migliore detersione del canale.



 **Stéphane Simon**

ApicalShaper® è molto utile e semplice da utilizzare soprattutto in casi di sagomature con ampi foramen apicali. La sua flessibilità è incredibile.



**Valter Fernandes**

Quello che apprezco di più di questo sistema è la possibilità di essere conservativi senza compromettere la dentina nell'area pericervicale garantendo la corretta detersione apicale.



## RIDUZIONE DELLA CARICA BATTERICA MANTENENDO LA FORMA ORIGINALE DEL CANALE

Strumento per la sagomatura apicale con solo il 3% di conicità per preservare meglio la dentina pericervicale.



**MASSIMA FLESSIBILITA'**



**MAGGIORE CAPACITÀ DI TAGLIO**



**4 POSSIBILI STRUMENTI PER LA SAGOMATURA APICALE: 30, 35, 40 E 50**




**MASSIMA SICUREZZA**

## Apical Shaper®

La gamma ApicalShaper® è composta da quattro strumenti che permettono allo specialista di scegliere quello che si adatta meglio alle sue esigenze cliniche.


30/03, 35/03, 40/03 e 50/03



# Apical Shaper®

## Caratteristiche Tecniche

### IMPOSTAZIONI MOTORE ENDODONTICO: 400-500 RPM, TORQUE 4



- La lega blu garantisce la **massima flessibilità** e **resistenza alla fatica ciclica**.
- La sezione a parallelogramma centrato garantisce un'ottima **capacità di taglio** e **grande flessibilità**.

## Referenze

### ApicalShaper® 21 mm

**ZAS2103003** Z30 21 mm (6 units) sterile  
**ZAS2103503** Z35 21 mm (6 units) sterile  
**ZAS2104003** Z40 21 mm (6 units) sterile  
**ZAS2105003** Z50 21 mm (6 units) sterile  
**ZAS21ASST1** Z30-Z50 21 mm (4 units) sterile

### ApicalShaper® 25 mm

**ZAS2503003** Z30 25 mm (6 units) sterile  
**ZAS2503503** Z35 25 mm (6 units) sterile  
**ZAS2504003** Z40 25 mm (6 units) sterile  
**ZAS2505003** Z50 25 mm (6 units) sterile  
**ZAS25ASST1** Z30-Z50 25 mm (4 units) sterile

### ApicalShaper® 31 mm

**ZAS3103003** Z30 31 mm (6 units) sterile  
**ZAS3103503** Z35 31 mm (6 units) sterile  
**ZAS3104003** Z40 31 mm (6 units) sterile  
**ZAS3105003** Z50 31 mm (6 units) sterile  
**ZAS31ASST1** Z30-Z50 31 mm (4 units) sterile



FROM ODONTOLOGISTS  
TO ODONTOLOGISTS.

**SIMIT NEXT**  
Endo Expert