

CATALOGO ENDODONZIA

2022



ATTREZZATURA

SAGOMATURA

IRRIGAZIONE

OTTURAZIONE



Scarica tutto il materiale informativo





Simit Next si rinnova e torna sul mercato con una nuova gamma di prodotti di Endodonzia.

Una piattaforma di brand d'eccezione, in sinergia tra loro, per rispondere a tutte le esigenze del Professionista endodontico.


Mettiamo a disposizione la nostra esperienza trentennale, un network di Opinion Leader internazionali e un team dinamico e professionale per garantire i migliori risultati clinici.

La nostra Mission

Selezionare aziende specializzate in Endodonzia in grado di offrire una gamma completa di prodotti innovativi con un ottimo rapporto qualità/prezzo, garantire al Professionista percorsi formativi dedicati e un adeguato supporto commerciale.

Sei pronto per la prossima sfida Simit Next?

Guarda il video



SAGOMATURA



ZARC

BlueShaper[®]

È nata la 6[^] generazione NiTi Files



Pink + Blue

Due Leghe in
un unico sistema

Guarda il video



Performance garantite in tutti i casi




Arman Gazi

Strumenti estremamente flessibili che permettono di sagomare anatomie complesse in completa sicurezza.




José Aranguren

Grande capacità di taglio con massima flessibilità che permettono di preservare l'anatomia originale del canale.



Edward Rizk

Gli strumenti sagomano in modo superbo canali curvi e lunghi permettendo una detersione e otturazione ottimale.



FROM ODONTOLOGISTS
TO ODONTOLOGISTS

La doppia lega di BlueShaper® garantisce performance predicibili in quanto sviluppata da Odontoiatri per Odontoiatri.


Siamo consapevoli che esistono curvature impossibili. BlueShaper® offre fiducia, velocità e sicurezza in tutte le situazioni.

BlueShaper®

l'efficienza della
nuova lega

Creato per garantire la massima flessibilità

BlueShaper®, in modo più efficiente e fluido, crea la forma conica del canale, apportando nuovi vantaggi: massima flessibilità e resistenza alla fatica ciclica, con un sistema di strumenti completo, senza modificare le abitudini di lavoro.



La sezione convessa e la conicità progressiva migliorano l'efficienza di taglio minimizzando l'attrito tra lo strumento e la dentina.

Rey Juan Carlos University, Madrid.




BlueShaper®

Massima flessibilità
on demand

Massima resistenza alla fatica ciclica

BlueShaper® offre una maggiore resistenza alla fatica ciclica rispetto ad altri sistemi ben noti, un vantaggio fondamentale, in quanto questo aspetto è la causa principale della rottura del file.



Data on file

BlueShaper®

La geometria più efficiente con la metallurgia più all'avanguardia



BlueShaper®, grazie alla sua lega con doppia metallurgia, offre la massima efficacia clinica con la massima facilità e sicurezza.



Sistema unico a doppia lega



Grande resistenza torsionale



Fatica ciclica ridotta



Massima flessibilità

Informazioni sul confezionamento

BlueShaper® ZX 19 mm

ZBS19000ZX ZX 19 mm (6 Files) sterile

BlueShaper® 21 mm

ZBS21Z0001 Z1 21 mm (6 Files) sterile
ZBS21Z0002 Z2 21 mm (6 Files) sterile
ZBS21Z0003 Z3 21 mm (6 Files) sterile
ZBS21Z0004 Z4 21 mm (6 Files) sterile
ZBS21Z0005 Z5 21 mm (6 Files) sterile
ZBS21Z0006 Z6 21 mm (6 Files) sterile
ZBS21Z0007 Z7 21 mm (6 Files) sterile
ZBS21ASST6 ZX-Z5 21 mm (6 Files) sterile
ZBS21ASST4 Z1-Z4 21 mm (4 Files) sterile

BlueShaper® 25 mm

ZBS25Z0001 Z1 25 mm (6 Files) sterile
ZBS25Z0002 Z2 25 mm (6 Files) sterile
ZBS25Z0003 Z3 25 mm (6 Files) sterile
ZBS25Z0004 Z4 25 mm (6 Files) sterile
ZBS25Z0005 Z5 25 mm (6 Files) sterile
ZBS25Z0006 Z6 25 mm (6 Files) sterile
ZBS25Z0007 Z7 25 mm (6 Files) sterile
ZBS25ASST6 ZX-Z5 25 mm (6 Files) sterile
ZBS25ASST4 Z1-Z4 25 mm (4 Files) sterile

BlueShaper® 31 mm

ZBS31Z0001 Z1 31 mm (6 Files) sterile
ZBS31Z0002 Z2 31 mm (6 Files) sterile
ZBS31Z0003 Z3 31 mm (6 Files) sterile
ZBS31Z0004 Z4 31 mm (6 Files) sterile
ZBS31Z0005 Z5 31 mm (6 Files) sterile
ZBS31Z0006 Z6 31 mm (6 Files) sterile
ZBS31Z0007 Z7 31 mm (6 Files) sterile
ZBS31ASST6 ZX-Z5 31 mm (6 Files) sterile
ZBS31ASST4 Z1-Z4 31 mm (4 Files) sterile

BlueShaper® Gutta Percha

GP-144 Gutta Percha Z3 (60 Pezzi)
GP-145 Gutta Percha Z4 (60 Pezzi)
GP-146 Gutta Percha Z5 (60 Pezzi)
GP-147 Gutta Percha Z6 (60 Pezzi)
GP-148 Gutta Percha Z7 (60 Pezzi)

BlueShaper® Paper points

PP-144 Paper Points Z3 (100 Pezzi)
PP-145 Paper Points Z4 (100 Pezzi)
PP-146 Paper Points Z5 (100 Pezzi)
PP-147 Paper Points Z6 (100 Pezzi)
PP-148 Paper Points Z7 (100 Pezzi)

Strumentazione meccanica rotante

ZARC

Zarc offre una gamma di strumenti e accessori completa per rispondere all'esigenze di ogni Professionista.

La linea dedicata alla strumentazione meccanica rotante è composta, oltre che dal sistema **BlueShaper®**, anche da uno strumento per la creazione del Glide-Path meccanico, **Z-Glider®**, e la soluzione **RetreatAll®** dedicata al ritrattamento dei canali radicolari.

Z-Glider

Cod. ZAZZG000021-25-31




Z-Glider® è l'unico strumento dedicato al *glide path* con **lega PINK** per permettere la creazione di un glide path ideale adatto ad una strumentazione maggiormente conservatrice.

Si caratterizza principalmente per:

- **Minor stress clinico:** lo strumento **Z-Glider®** è stato sviluppato per realizzare il *glide path* in maniera semplice, riducendo lo stress clinico
- **Legga PINK:** è l'unico strumento nella sua categoria realizzato con lega pink che gli garantisce **sufficiente resistenza alla torsione per poter avanzare in qualunque canale** radicolare
- **Favorisce la strumentazione:** la realizzazione di un *glide path* favorisce la strumentazione fino alla lunghezza di lavoro
- **Rotazione continua:** lo strumento Z-Glider® lavora con movimento rotatorio continuo

RetreatAll®

Cod. ZAZRETREATA



RetreatAll® sono gli strumenti per il ritrattamento del canale radicolare.

Con **solamente due file** vengono garantiti ritrattamenti efficaci con l'eliminazione della guttaperca dall'interno del canale.

Si caratterizza principalmente per:

- **Sezione triangolare:** gli strumenti **RetreatAll®** hanno una sezione triangolare per eliminare efficacemente la guttaperca
- **Rotazione continua:** il movimento degli strumenti **RetreatAll®** è rotatorio continuo
- **Solamente 2 file:** sono necessari solamente due strumenti per rimuovere la guttaperca dall'interno del canale radicolare
- **Eliminazione efficace della guttaperca:** entrambe gli strumenti avanzano per la rimozione della guttaperca più coronalmente e apicalmente grazie al loro design

KFile

Codici Vari (ZAZKF*)



ZK-File è lo strumento manuale k-file in acciaio inossidabile di Zarc.

Le sue caratteristiche principali sono:

- **Acciaio inossidabile:** i K-File sono stati progettati in acciaio inossidabile ad alta resistenza
- Stopper in silicone di colore rosso per una **maggiore visibilità**
- **Manico in plastica SBS** ottenuto mediante un processo di polimerizzazione che gli conferisce alta resistenza
- **Pre-sterilizzato:** gli strumenti sono confezionati in blister sterili pronti all'uso
- **Diverse misure:** le misure disponibili vanno da ISO 06 a 80 con una conicità del 2%. La parte attiva è lunga 16mm.

KFlex

Codice Vari (ZAZK*)



ZK-Flex è lo strumento manuale k-file con punta non attiva in acciaio inossidabile di Zarc.


Le sue caratteristiche principali sono:

- **Acciaio inossidabile:** i K-Flex sono stati progettati in acciaio inossidabile ad alta resistenza
- **Punta non attiva:** ideale per sondare i condotti canalari seguendo l'anatomia senza creare solchi e gradini
- Stopper in silicone di colore rosso per una **maggiore visibilità**
- **Manico in plastica SBS** ottenuto mediante un processo di polimerizzazione che gli conferisce alta resistenza
- **Pre-sterilizzato:** gli strumenti sono confezionati in blister sterili pronti all'uso
- **Diverse misure:** le misure disponibili vanno da ISO 06 a 80 con una conicità del 2%. La parte attiva è lunga 16mm.



ZCondensor

Codici Vari (ZAZCON*)



Z-Condensor® sono gli strumenti di Zarc per la termocompattazione della guttaperca all'interno del canale radicolare.

Si caratterizza per:

- **Riempimento 3D:** gli strumenti Z-Condensator® favoriscono il riempimento tridimensionale del canale radicolare
- Prodotto in **acciaio inossidabile** di calibro 40
- Presenta dei segni di profondità per garantire un **controllo assoluto**

ZMicro-Opener

Cod. ZAUDMO1004, 1504, 2004



Z-Micro-Opener sono gli strumenti endodontici che migliorano la visuale diretta del campo operatorio e aiutano il sondaggio dei canali difficili anche in presenza di calcificazioni.

Imprescindibili nei ritrattamenti per ritirare la guttaperca dal canale radicolare.

Si caratterizzano per:

- **Forma anatomica del manico** per distanziare la parte attiva dello strumento dalla visuale diretta del dentista e poter utilizzare i sistemi di ingrandimento e il microscopio
- Sezione della lima Hedstroem con **bordi taglienti a spirale**
- **Z-Micro Opener** è vitale per poter eliminare la guttaperca e altri ostacoli dall'interno del condotto

ZMicro-Shaper

Cod. ZAUDMS2002, 2502, 3002



Z-Micro Shaper sono gli strumenti endodontici di Zarc che consentono di mantenere una visuale diretta del campo operatorio e aiutano la localizzazione dei condotti.

Si caratterizzano per:

- **Forma anatomica del manico** per distanziare la parte attiva dello strumento dalla visuale diretta del dentista e poter utilizzare i sistemi di ingrandimento e il microscopio
- Sezione dello **strumento disegnato appositamente** per la localizzazione dei canali radicolari

ZPlugger

Cod. ZAUDPL357001, 408001, 5010001, 6012001



Z-Plugger sono strumenti manuali che facilitano la compattazione della guttaperca all'interno del canale radicolare.

Si caratterizzano per:

- **Manico metallico anatomico:** design apposito per facilitarne l'uso
- **Gli strumenti sono in NiTi e in acciaio inossidabile:** le misure dei NiTi vanno da 025 a 060, mentre quelle in acciaio vanno da 070 a 120
- **Facilitano la compattazione della guttaperca:** il loro design gli rende adatti sia al trattamento dei canali curvi che per la compattazione della guttaperca nel terzo medio e nel terzo coronale dei canali radicolari

ENDO-BLOCK

Cod. ZAZEB



Il **misuratore Endo-Block** viene utilizzato appositamente per controllare la lunghezza degli strumenti, della guttaperca e delle punte di carta.

Questo endo-block ha guide di profondità precise per la regolazione della lunghezza degli strumenti di endodonzia con l'aiuto di stopper in silicone.

FILE ORGANIZER

Cod. ZAZSTANDB, DP, DY



File Organizer è un box autoclavabile con un righello di misurazione integrato per tenere in ordine gli strumenti endodontici.

Caratteristiche:

- Autoclavabile
- Righello incluso
- **Colori disponibili:** rosso, blu e giallo

YELLOW ZARC PETALS

Cod. ZAZPY



Yellow ZARC petals sono stopper in silicone a forma di fiore per un controllo ottimale della frequenza d'uso e affaticamento degli strumenti.

Caratteristiche:

- Autoclavabili
- 50 unità per sacchetto
- Colore giallo

ENDO CLEAN

Cod. ZASP001025RE e ZAUDECB01



Z-Clean è un set completo per la pulizia dei file con un design curato e pratico. È possibile sterilizzarlo in autoclave e permette la facile identificazione degli strumenti.

Z-Clean Sponges sono le spugnette da inserire nel box Z-Clean per pulire gli strumenti endodontici e tenerli pronti all'uso durante la pratica.

All'interno della confezione troviamo **1 Z-Clean**.

Le spugnette Z-Clean Sponges sono confezionate in **box da 25pz**

ZRinse

Cod. ZAUDIN3022050, 3026050



Z-Rinse sono gli aghi universali di Zarc dedicati all'irrigazione del canale radicolare.

Sono stati progettati per ottenere una disinfezione più completa durante il trattamento endodontico, grazie alla punta con doppio foro laterale d'uscita a diverse distanze.

Hanno un collo angolato per una migliore visibilità e con la connessione luer-lock possono essere utilizzati con le siringhe di qualunque marca.

Sono confezionati in **box da 50pz** e disponibili nelle **misure 22mm e 26mm**.

IRRIGAZIONE



IrriFlex®

Ago flessibile per l'irrigazione canalare



FLESSIBILITÀ

A differenza dei tradizionali aghi metallici, IrriFlex® si adatta facilmente all'anatomia dei canali radicolari, anche i più complessi.

La flessibilità della cannula in polipropilene permette un accesso apicale senza resistenza o danni alle pareti dentinali.

EFFICACIA

Alle sue estremità, IrriFlex® è dotato di 2 aperture laterali situate alla stessa altezza.

Questa caratteristica unica gli conferisce un'equilibrata espulsione dell'irrigazione attraverso due precisi getti orientati direttamente contro le pareti dentinali.

La conicità della cannula segue la forma del canale.

Man mano che il liquido sale verso la porzione coronale, lo spessore del flusso d'irrigazione è costante, massimizzando la forza di taglio e la rimozione di detriti, fango dentinale e biofilm.

La cannula IrriFlex® è realizzata in Svizzera. Prodotta in camera bianca, viene consegnata in confezione singola.

Compatibile con EDTA 17%, ipoclorito 5,25%, clorexidina 2%, acido citrico 40%.




TESTIMONIANZA


Irriflex® è un nuovo standard nell'irrigazione dei canali radicolari. La sensazione di un inserimento sicuro e regolare della punta, il controllo del flusso e la maggiore visibilità sono i benefici che osservo nella mia pratica quotidiana. Dopo aver usato Irriflex® per la prima volta, mi sono reso conto che questo ago è una vera pietra miliare nell'Endodonzia, paragonabile al passaggio dall'acciaio inossidabile al NiTi nella modellazione del canale radicolare."

Dott. Riccardo Tonini

Vivi la rivoluzione del glide-cleaning



Guarda il video



N5



La soluzione per il lavaggio canalare d'eccellenza

N5™ Sodio ipoclorito al 5% in cloro attivo

Soluzione pronta all'uso a base di ipoclorito di sodio al 5% per l'irrigazione dei canali radicolari nel corso di operazioni di alesaggio.

CONFEZIONE

Flacone multidose da 250 ml.

COMPOSIZIONE

Sodio Ipoclorito titolato al 5% in cloro attivo.



L'elevata qualità del confezionamento primario in vetro garantisce una stabilità maggiore del prodotto nel tempo.

Caratteristiche funzionali del prodotto:

- ✓ Elevata capacità di dissoluzione della componente organica grazie all'elevata concentrazione e l'elevato pH;
- ✓ Elevate attività antimicrobiche anche per *Enterococcus Faecalis*.

lavaggi canalari
soluzione pronta all'uso per


OTTURAZIONE



Soft-Core[®]

Otturatore endodontico

La scelta vincente per l'otturazione tridimensionale



CMS Dental
Our Innovation Your Success

Soft-Core®

Otturatore endodontico

Un nucleo polimerico radiopaco con una guttaperca termoplastica



Vantaggi

- La flessibilità rende possibile il riempimento anche dei canali radicolari più impegnativi
- Veloce, efficiente, affidabile
- Compatibile con qualsiasi conicità della preparazione del canale radicolare
- Il carrier centrale più sottile garantisce un riempimento più uniforme ed omogeneo di guttaperca
- Adatto al riempimento di canali stretti, curvi e lunghi
- Facile da usare e semplice rimozione del manico dalla guttaperca tramite rotazione
- Clinicamente testato da oltre 18 anni



Soft-Core®

Fornetto



Vantaggi

- Riscaldamento istantaneo
- Possibilità di scaldare 4 otturatori contemporaneamente
- Mantiene gli otturatori caldi e pronti all'uso per 15 minuti

Un canale radicolare otturato tridimensionalmente significa che anche eventuali canali laterali e canali accessori sono stati riempiti correttamente.

Il design unico dell'otturatore endodontico Soft-Core® lo rende la scelta ideale per diversi motivi:

- L'impugnatura dell'otturatore può essere piegata per facilitare il trattamento dei denti posteriori.
- Il carrier è coperto con guttaperca flow.
- Un singolo otturatore riempie l'intero canale e, grazie alla forza idraulica, la guttaperca calda viene portata facilmente in apice.
- L'otturatore ha un sottile carrier ovale che fornisce un eccellente afflusso della guttaperca coronalmente.

Il carrier degli **otturatori Soft-Core®** è più sottile rispetto ai principali otturatori carrier-based in commercio, consentendo una maggiore flessibilità per il posizionamento anche nei canali più curvi.

Un carrier più sottile significa anche più guttaperca per avere ogni volta riempimenti più densi


Guttaperca naturale

La **guttaperca Natural GP™** utilizzata per il nostro otturatore endodontico **Soft-Core®** viene lavorata con gomma grezza naturale raccolta da alberi della gomma indonesiani.

Tutta la produzione viene eseguita da **CMS Dental A/S in Danimarca** secondo specifiche tecniche esatte.

Gli ingredienti della **guttaperca Natural GP™** sono privi di componenti tossici.

Ogni fase di produzione per ogni lotto di **Natural GP™** è rigorosamente controllata per garantire una qualità ottimale del prodotto.



CODICE ARTICOLO SIMIT	DESCRIZIONE ARTICOLO
CMSSCR6/20	Soft-Core Otturatore 20 - box 6 pz
CMSSCR6/25	Soft-Core Otturatore 25 - box 6 pz
CMSSCR6/30	Soft-Core Otturatore 30 - box 6 pz
CMSSCR6/35	Soft-Core Otturatore 35 - box 6 pz
CMSSCR6/40	Soft-Core Otturatore 40 - box 6 pz
CMSSCR6/45	Soft-Core Otturatore 45 - box 6 pz
CMSSCR6/50	Soft-Core Otturatore 50 - box 6 pz
CMSSCR6/55	Soft-Core Otturatore 55 - box 6 pz
CMSSCR6/60	Soft-Core Otturatore 60 - box 6 pz
CMSSSV6/20	Soft-Core Size Verifier 20 - box 6 pz
CMSSSV6/25	Soft-Core Size Verifier 25 - box 6 pz
CMSSSV6/30	Soft-Core Size Verifier 30 - box 6 pz
CMSSSV6/35	Soft-Core Size Verifier 35 - box 6 pz
CMSSSV6/40	Soft-Core Size Verifier 40 - box 6 pz
CMSSSV6/45	Soft-Core Size Verifier 45 - box 6 pz
CMSSSV6/50	Soft-Core Size Verifier 50 - box 6 pz
CMSSSV6/55	Soft-Core Size Verifier 55 - box 6 pz
CMSSSV6/60	Soft-Core Size Verifier 60 - box 6 pz
FORNETTO	
CMSSCDTINT/EU/R20-30	Soft-Core Intro Kit
CMSSCDTO/EU	CMS Soft-Core Fornetto



**Soft-Core®
Otturatore**



**Soft-Core®
Verifier**



**Soft-Core®
Fornetto
Intro kit**

Guttaperca

Cod. ZAGP48,49,78,79,120,121



I Coni di guttaperca Zarc si adattano perfettamente al canale e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

Sono disponibili nelle seguenti misure:

Guttaperca Zarc **.06/30**, Guttaperca Zarc **.06/25**, Guttaperca Zarc **.04/30**, Guttaperca Zarc **.04/25**, Guttaperca Zarc **X Fine**, Guttaperca Zarc **Fine**

Punte di Carta

Cod. ZAPP48,49,78,79,120,121



Le punte di carta Zarc sono compatte ed estremamente assorbenti, permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

Sono disponibili nelle seguenti misure:

Paper Point Zarc **.06/30**, Paper Point Zarc **.06/25**, Paper Point Zarc **.04/30**, Paper Point Zarc **.04/25**, Paper Point Zarc **X Fine**, Paper Point Zarc **Fine**

Guttaperca BlueShaper®

Cod. ZAGP144, 145,146,147,148



Coni di guttaperca disegnati appositamente per la sistemica NiTi BlueShaper®Zarc.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti BlueShaper® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

Punte di Carta BlueShaper®

Cod. ZAPP144,145,146,147,148



Punte di carta create appositamente per la sistemica NiTi BlueShaper® Zarc.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti BlueShaper® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

PD™ MTA White



Materiale Endodontico per una riparazione biocompatibile

PD™ MTA White è un cemento di riparazione a base di aggregato di triossido minerale (mineral trioxide aggregate, MTA) formulato con tungstato di calcio e progettato per miscelarsi rapidamente e facilmente, raggiungendo senza sforzi la giusta consistenza per svariate procedure.

Il carattere alcalino del cemento conferisce proprietà antibatteriche e il suo carattere idrofilico favorisce la neoformazione del cemento, creando un ambiente favorevole alla guarigione dei tessuti peri-dentali. Inoltre stimola la formazione di una barriera dentinale direttamente a contatto con la polpa.

L'eccellente biocompatibilità di PD™ MTA White con la parete dentinale e la polpa ne consente l'uso per otturazioni radicolari ortograde e retrograde, per il trattamento dei riassorbimenti radicolari cervicali, come materiale di incappucciamento della polpa, nonché per l'apicizzazione e la pulpotomia dei denti immaturi nei bambini e negli adolescenti.

**Privo di ossido di bismuto
per evitare macchie
e scolorimenti.**


TESTIMONIANZA

Raccomando la nuova formula di PD™ MTA White non solo agli endodontisti, ma a tutti i dentisti in cerca di semplicità, affidabilità e risultati estetici.

Dott. Enrico Cassai



Guarda il video



MAP SYSTEM



Per il posizionamento dei materiali da otturazione endodontici


Il MAP SYSTEM (Micro-Apical Placement System) è un metodo unico ed efficiente per posizionare i materiali da riempimento endodontici tramite otturazione ortograde o retrograda.

Il puntale NiTi a memoria di forma può essere sagomato manualmente in base alle necessità adattandosi facilmente alla forma del canale radicolare.

Puntale NiTi a Memoria di Forma

- ø est. 0.90 mm
- ø est. 1.10 mm
- ø est. 1.30 mm

Il puntale NiTi a memoria di forma può essere precurvato manualmente in base alle diverse esigenze per gli accessi ortogradi o chirurgici complessi. Ritorna alla forma diritta iniziale durante la sterilizzazione.



1 Puntale MAP One Kit

Lo Starter Kit essenziale ma contenente tutto il materiale necessario per il professionista che approccia il sistema per la prima volta.



3 Puntali Intro Kit

Il Kit ottimale per il clinico alla ricerca di flessibilità e precisione.



ATTREZZATURA



CWISMY



ENDO WISE

Motore Endodontico Cordless

WISMY




Premi il bottone



Può essere sterilizzato ad alta temperatura




Compatibile con la maggior parte dei File Ni-Ti sul mercato



- Modalità reciprocanti multiple
- Grande schermo OLED, lunghi tempi di lavoro
- Controllo del torque accurato

SPECIFICHE TECNICHE

TIPO	Portatile/Cordless
MEMORIA	10 impostazioni memorizzabili
ROTAZIONE	Modalità reciprocante a senso orario/antiorario
TORQUE CONTROL	Auto Reverse/Auto Stop
BATTERIA	Ricaricabili/sostituibili
CARICA	Micro USB
DISPLAY	OLED
CONTRANGOLO	16:1



Auto reciprocante o Auto-Reverse quando raggiunge il limite del torque

Guarda il video



WISPEX


Rilevatore Apicale

■ ACCURATO

■ SENSITIVE



- Schermo TFT ad alta definizione.
- Misurazioni con tecnologia multifrequenza garantiscono elevata accuratezza.
- Diversi colori in base alla posizione nel canale.
- Lunghezza di lavoro modificabile.



Tecnologia di misurazione multifrequenza.

Non influenzato dal tipo di dente, dal sangue o dalla polpa nel canale radicolare.



- Tecnologia avanzata multifrequenza
- Alta precisione sia nei canali bagnati che asciutti
- Auto calibrazione

iROOT PRO

Motore Endodontico cordless con rilevatore apicale integrato

CARATTERISTICHE

- Riduzione del contrangolo 16:1.
- Controllo del torque.
- Batteria ricaricabile e sostituibile, connettore USB.
- Compatibile con la maggior parte degli strumenti NI-TI.
- Possibile posizionare la testina con 6 angolature diverse.
- Autoclavabile ad alta temperatura.
- Con sensore automatico: il motore inizia a lavorare quando entra in contatto con la dentina e si ferma automaticamente quando si allontana.

SPECIFICHE TECNICHE

VELOCITÀ	150-800 rpm.
POTENZA	0.6-4.0 Ncm,
PESO	780 gr.
BATTERIA	750 mAh / 3.7VDC 100-240VAC
VARIAZIONI DI TENSIONE	Max. ±10%
FREQUENZA	50-60 Hz (±10%)
MISURE	208x25x26 mm (l'unità centrale include il contrangolo)
DIMENSIONI CARICA BATTERIE	123x61x81 mm.



iRoot Pro è un motore endodontico cordless con controllo a quattro velocità per misurare e preparare il canale radicolare.

La sua connessione bluetooth permette la sincronizzazione con altri dispositivi per ottimizzare il processo di lavoro.

Display OLED incorporato.

Il motore di iRoot Pro ha 10 impostazioni di memoria da salvare sul dispositivo.

Pedale opzionale

Guarda il video



iROOT APEX

Localizzatore apicale

Il localizzatore apicale iRoot Apex è facile da trasportare date le sue ridotte dimensioni.

Inoltre, la qualità del suo display con colori reali semplifica il lavoro del professionista nello studio dentistico.

CARATTERISTICHE

- Display LCD di alta qualità.
- Pannello touch.
- La tecnologia Bluetooth consente la sincronizzazione del localizzatore con iRoot Pro.
- Include un giroscopio di precisione in modo che lo schermo si adatti a diverse posizioni. Regolazione multiangolo.
- Tecnologia multifrequenza.
- Avvisa quando il file endodontico è a meno di 2,2 mm dall'apice.

SPECIFICHE TECNICHE

BATTERIA	3,7 V / 1000 mAh
ADATTATORE	~ 100-220 V, 50/60 Hz
CONSUMO ENERGETICO	≤0,6 W
DISPLAY	3,5 LCD TFT con ampio angolo di visione
DIMENSIONI	110 mm x 65 mm



Equipaggiato con un'elevata precisione giroscopica che permette di cambiare il verso del display in base al suo posizionamento

Guarda il video



LISTINO PREZZI MARZO 2022



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZAZBS21ASST4	BlueShaper sterile 21mm Z1-Z4 (blister 4 files)	1 blister	38,57 €	22	27,00 €
ZAZBS25ASST4	BlueShaper sterile 25mm Z1-Z4 (blister 4 files)	1 blister	38,57 €	22	27,00 €
ZAZBS31ASST4	BlueShaper sterile 31mm Z1-Z4 (blister 4 files)	1 blister	38,57 €	22	27,00 €
ZAZBS19000ZX	BlueShaper sterile 19mm ZX (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS21ASST6	BlueShaper sterile 21mm ZX-Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS21Z0001	BlueShaper sterile 21mm Z1 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS21Z0002	BlueShaper sterile 21mm Z2 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS21Z0003	BlueShaper sterile 21mm Z3 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS21Z0004	BlueShaper sterile 21mm Z4 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS21Z0005	BlueShaper sterile 21mm Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS21Z0006	BlueShaper sterile 21mm Z6 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS21Z0007	BlueShaper sterile 21mm Z7 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS25ASST6	BlueShaper sterile 25mm ZX-Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS25Z0001	BlueShaper sterile 25mm Z1 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS25Z0002	BlueShaper sterile 25mm Z2 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS25Z0003	BlueShaper sterile 25mm Z3 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS25Z0004	BlueShaper sterile 25mm Z4 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS25Z0005	BlueShaper sterile 25mm Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS25Z0006	BlueShaper sterile 25mm Z6 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS25Z0007	BlueShaper sterile 25mm Z7 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS31ASST6	BlueShaper sterile 31mm ZX-Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS31Z0001	BlueShaper sterile 31mm Z1 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS31Z0002	BlueShaper sterile 31mm Z2 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS31Z0003	BlueShaper sterile 31mm Z3 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS31Z0004	BlueShaper sterile 31mm Z4 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS31Z0005	BlueShaper sterile 31mm Z5 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS31Z0006	BlueShaper sterile 31mm Z6 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZBS31Z0007	BlueShaper sterile 31mm Z7 (blister 6 files)	1 blister	52,86 €	22	37,00 €
ZAZZG000021	Z-Glider sterile files 21mm (blister 6 files)	1 blister	32,86 €	22	23,00 €
ZAZZG000025	Z-Glider sterile files 25mm (blister 6 files)	1 blister	32,86 €	22	23,00 €
ZAZZG000031	Z-Glider sterile files 31mm (blister 6 files)	1 blister	32,86 €	22	23,00 €
ZAZCON02521	Z Condensor 21mm 025 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON03021	Z Condensor 21mm 030 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €

LISTINO PREZZI MARZO 2022



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZAZCON03521	Z Condensor 21mm 035 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON04021	Z Condensor 21mm 040 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON04521	Z Condensor 21mm 045 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON02525	Z Condensor 25mm 025 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON03025	Z Condensor 25mm 030 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON03525	Z Condensor 25mm 035 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON04025	Z Condensor 25mm 040 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON04525	Z Condensor 25mm 045 (box 4 pz)	1 box	37,14 €	22	26,00 €
ZAZRETREATA	RetreatAll (blister 4 files)	1 blister	41,43 €	22	29,00 €
ZAZPY	Petali gialli (50 pz)	1 box	17,86 €	22	12,50 €
ZAUDCB01	Z-Clean	1 pz.	29,71 €	22	20,80 €
ZASP001025RE	Z-Clean Sponges (25 pz)	1 box	49,57 €	22	34,70 €
ZAGP-144	Guttapercha BlueShaper Z3 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-145	Guttapercha BlueShaper Z4 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-146	Guttapercha BlueShaper Z5 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-147	Guttapercha BlueShaper Z6 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-148	Guttapercha BlueShaper Z7 (box 60 pz)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-48	Guttapercha Zarc .04/25 (box 60 pz)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-49	Guttapercha Zarc .04/30 (box 60 pz)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-78	Guttapercha Zarc .06/25 (box 60 pz)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-79	Guttapercha Zarc .06/30 (box 60 pz)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-120	Guttapercha Zarc Fine (box 100 pz)	1 box	14,29 €	4	10,00 €
ZAGP-121	Guttapercha Zarc X-Fine (box 100 pz)	1 box	14,29 €	4	10,00 €
ZAPP-144	Punte di carta - BlueShaper Z3 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-145	Punte di carta - BlueShaper Z4 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-146	Punte di carta - BlueShaper Z5 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-147	Punte di carta - BlueShaper Z6 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-148	Punte di carta - BlueShaper Z7 (box 100 pz)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-48	Punte di carta - Zarc .04/25 (box 100 pz)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-49	Punte di carta - Zarc .04/30 (box 100 pz)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-78	Punte di carta - Zarc .06/25 (box 100 pz)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-79	Punte di carta - Zarc .06/30 (box 100 pz)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-120	Punte di carta - Zarc Fine (box 180 pz)	1 box	11,86 €	22	8,30 €

I prezzi indicati sono IVA esclusa

LISTINO PREZZI MARZO 2022



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZAPP-121	Punte di carta - Zarc X-Fine (box 180 pz)	1 box	11,86 €	22	8,30 €
ZAZGR	Z-Gauge Righello	1 pz.	39,71 €	22	27,80 €
ZAZRL	Z-Righello	1 pz.	9,93 €	22	6,95 €
ZAZEB	Endo-Block righello	1 pz.	27,86 €	22	19,50 €
ZAZSTANDP	File Organizer e righello autoclavabile - ZARC Pink	1 pz.	8,43 €	22	5,90 €
ZAZSTANDY	File Organizer e righello autoclavabile - ZARC Yellow	1 pz.	8,43 €	22	5,90 €
ZAZSTANDB	File Organizer e righello autoclavabile - ZARC Blue	1 pz.	8,43 €	22	5,90 €
ZAUDMS2002	Z Micro-Shaper .02/20 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMS2502	Z Micro-Shaper .02/25 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMS3002	Z Micro-Shaper .02/30 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMO1004	Z Micro-Opener .04/10 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMO1504	Z Micro-Opener .04/15 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMO2004	Z Micro-Opener .04/20 (box da 3 pz)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAZKFILE2106	K File 21mm 06 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE2108	K File 21mm 08 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE2110	K File 21mm 10 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE2115	K File 21mm 15 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE2120	K File 21mm 20 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE2125	K File 21mm 25 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE2130	K File 21mm 30 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE2135	K File 21mm 35 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE2140	K File 21mm 40 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE2145	K File 21mm 45 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKF21ASST1	K File Assorted 21mm 15-40 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKF21ASST2	K File Assorted 21mm 45-80 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE2506	K File 25mm 06 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE2508	K File 25mm 08 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE2510	K File 25mm 10 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE2515	K File 25mm 15 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE2520	K File 25mm 20 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE2525	K File 25mm 25 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE2530	K File 25mm 30 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE2535	K File 25mm 35 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €

LISTINO PREZZI MARZO 2022



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZAZKFILE2540	K File 25mm 40 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE2545	K File 25mm 45 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKF25ASST1	K File Assorted 25mm 15-40 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKF25ASST2	K File Assorted 25mm 45-80 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE3106	K File 31mm 06 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE3108	K File 31mm 08 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE3110	K File 31mm 10 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE3115	K File 31mm 15 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE3120	K File 31mm 20 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE3125	K File 31mm 25 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE3130	K File 31mm 30 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE3135	K File 31mm 35 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE3140	K File 31mm 40 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFILE3145	K File 31mm 45 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKF31ASST1	K File Assorted 31mm 15-40 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKF31ASST2	K File Assorted 31mm 45-80 (box 6 files)	1 box	8,00 €	22	5,60 €
ZAZKFLEX2115	K Flex 21mm 15 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX2120	K Flex 21mm 20 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX2125	K Flex 21mm 25 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX2130	K Flex 21mm 30 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX2135	K Flex 21mm 35 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX2140	K Flex 21mm 40 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX2145	K Flex 21mm 45 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKX21ASST1	K Flex Assorted 21mm 15-40 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKX21ASST2	K Flex Assorted 21mm 45-80 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX2515	K Flex 25mm 15 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX2520	K Flex 25mm 20 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX2525	K Flex 25mm 25 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX2530	K Flex 25mm 30 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX2535	K Flex 25mm 35 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX2540	K Flex 25mm 40 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX2545	K Flex 25mm 45 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKX25ASST1	K Flex Assorted 25mm 15-40 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €

I prezzi indicati sono IVA esclusa

LISTINO PREZZI MARZO 2022



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZAZKX25ASST2	K Flex Assorted 25mm 45-80 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX3115	K Flex 31mm 15 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX3120	K Flex 31mm 20 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX3125	K Flex 31mm 25 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX3130	K Flex 31mm 30 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX3135	K Flex 31mm 35 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX3140	K Flex 31mm 40 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKFLEX3145	K Flex 31mm 45 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKX31ASST1	K Flex Assorted 31mm 15-40 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAZKX31ASST2	K Flex Assorted 31mm 45-80 (box 6 files)	1 box	12,71 €	22	8,90 €
ZAUDPL357001	Z-Plugger 35/70 (box 1 pz)	1 box	59,57 €	22	41,70 €
ZAUDPL408001	Z-Plugger 40/80 (box 1 pz)	1 box	59,57 €	22	41,70 €
ZAUDPL5010001	Z-Plugger 50/100 (box 1 pz)	1 box	59,57 €	22	41,70 €
ZAUDPL6012001	Z-Plugger 60/120 (box 1 pz)	1 box	59,57 €	22	41,70 €
ZAUDIN3022050	Z-Rinse 30GA 22mm (box 50 pz)	1 box	66,14 €	22	46,30 €
ZAUDIN3026050	Z-Rinse 30GA 26mm (box 50 pz)	1 box	66,14 €	22	46,30 €

LISTINO PREZZI MARZO 2022



RIF.	DESCRIZIONE		CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
MAP SYSTEM KIT						
MAP20296	MAP ONE SYSTEM KIT		1 pz.	399,00 €	22	309,90 €
MAP20285	INTRO KIT		1 pz.	870,00 €	22	699,00 €
MAP20286	UNIVERSAL KIT		1 pz.	1.099,00 €	22	869,00 €
MAP20287	SURGICAL KIT		1 pz.	1.219,00 €	22	974,90 €
MAP SYSTEM PUNTALI						
MAP20210-11-12	PUNTALE IN NITI A MEMORIA DI FORMA	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	1 pz.	270,00 €	22	214,90 €
MAP20220-21	PUNTALE CURVO CLASSIC	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso	1 pz.	257,00 €	22	204,90 €
MAP20225	PUNTALE SURGERY N° 0 - DX	Ø 090 giallo	1 pz.	266,90 €	22	209,90 €
MAP20226	PUNTALE SURGERY N° 0 - SX	Ø 090 giallo	1 pz.	266,90 €	22	209,90 €
MAP20227	PUNTALE SURGERY N° 1 - DX	Ø 110 rosso	1 pz.	266,90 €	22	209,90 €
MAP20228	PUNTALE SURGERY N° 1 - SX	Ø 110 rosso	1 pz.	266,90 €	22	209,90 €
MAP20263-64-65	PUNTALE HOOKED (ad Uncino)	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	1 pz.	266,90 €	22	209,90 €
MAP SYSTEM - PULIZIA						
MAP20240-41-43	CURETTE PER LA PULIZIA IN NITI	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	1 pz.	99,90 €	22	79,00 €
MAP20252-53-54	SILICON STOP PER LA PULIZIA DEI PUNTALI	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	conf 50 pz.	61,00 €	22	46,90 €
MAP SYSTEM - RICAMBI						
MAP20242	SIRINGA IN ACCIAIO INOSSIDABILE		1 pz.	339,90 €	22	265,00 €
MAP20250	VASCHETTA PER IMPASTO IN ACCIAIO INOSSIDABILE		1 pz.	88,50 €	22	69,00 €
MAP20200-01-02	PISTONE DI RICAMBIO	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	box 16 pz.	58,00 €	22	45,90 €
Cemento MTA						
MAP20190	PD® MTA Bianco	4 bustine da 140mg + acqua pura 3ml	1 pz.	45,28 €	4	34,90 €
MAP21401	Irriflex - puntali per irrigazione	-	Box of 40	69,81 €	22	52,90 €

I prezzi indicati sono IVA esclusa

LISTINO PREZZI MARZO 2022

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
CMSSCR6/20	Soft-Core Otturatore 20 - 6 pcs	1 box	27,86 €	4	19,50 €
CMSSCR6/25	Soft-Core Otturatore 25 - 6 pcs	1 box	27,86 €	4	19,50 €
CMSSCR6/30	Soft-Core Otturatore 30 - 6 pcs	1 box	27,86 €	4	19,50 €
CMSSCR6/35	Soft-Core Otturatore 35 - 6 pcs	1 box	27,86 €	4	19,50 €
CMSSCR6/40	Soft-Core Otturatore 40 - 6 pcs	1 box	27,86 €	4	19,50 €
CMSSCR6/45	Soft-Core Otturatore 45 - 6 pcs	1 box	27,86 €	4	19,50 €
CMSSCR6/50	Soft-Core Otturatore 50 - 6 pcs	1 box	27,86 €	4	19,50 €
CMSSCR6/55	Soft-Core Otturatore 55 - 6 pcs	1 box	27,86 €	4	19,50 €
CMSSCR6/60	Soft-Core Otturatore 60 - 6 pcs	1 box	27,86 €	4	19,50 €
CMSSSV6/20	Soft-Core Size Verifier 20 - 6 pcs	1 box	16,43 €	22	11,50 €
CMSSSV6/25	Soft-Core Size Verifier 25 - 6 pcs	1 box	16,43 €	22	11,50 €
CMSSSV6/30	Soft-Core Size Verifier 30 - 6 pcs	1 box	16,43 €	22	11,50 €
CMSSSV6/35	Soft-Core Size Verifier 35 - 6 pcs	1 box	16,43 €	22	11,50 €
CMSSSV6/40	Soft-Core Size Verifier 40 - 6 pcs	1 box	16,43 €	22	11,50 €
CMSSSV6/45	Soft-Core Size Verifier 45 - 6 pcs	1 box	16,43 €	22	11,50 €
CMSSSV6/50	Soft-Core Size Verifier 50 - 6 pcs	1 box	16,43 €	22	11,50 €
CMSSSV6/55	Soft-Core Size Verifier 55 - 6 pcs	1 box	16,43 €	22	11,50 €
CMSSSV6/60	Soft-Core Size Verifier 60 - 6 pcs	1 box	16,43 €	22	11,50 €
CMSSCDTINT/EU/R20-30	Soft-Core Intro Kit (Fornetto, 3 x 6-box otturatori Soft-Core (#20, #25 and #30)	1 kit	295,71 €	22	207,00 €
CMSSCDTO/EU	Soft-Core Fornetto	1 kit	235,00 €	22	164,50 €

LISTINO PREZZI MARZO 2022



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
BONBMMAL101	iRoot Pro - micromotore endodontico e rilevatore apicale integrato	1 conf.	1.198,57 €	22	839,00 €
BONBMAPL101	iRoot Apex - rilevatore apicale	1 conf.	484,29 €	22	339,00 €
BONWMMOT101	Endo wise - micromotore endodontico	1 conf.	1.212,86 €	22	849,00 €
BONWMAPL101	WisPex - rilevatore apicale	1 conf.	398,57 €	22	279,00 €

Gruppo Simit

