

PROMOVISUAL

Offerte al dentista valide fino al **31 Marzo 2023** salvo revoca o esaurimento scorte



info@simitdental.it - www.simitdental.it

ENDODONZIA

Zarc, Bondent, CMS, Produits Dentaires, Dental Therapeutics, Avalon, Hoffmann, Stomygen, Justool, Re-invent



PRONTI PER LA NUOVA SFIDA SIMIT NEXT?

Simit Next si rinnova con una nuova gamma di prodotti di Endodonzia

Una piattaforma di brand d'eccezione, in sinergia tra loro, per rispondere a tutte le esigenze del Professionista endodontico che raggruppa:

competenza, qualità e convenienza.



Visita il nostro nuovo sito www.simitdental.it e scopri la gamma completa dei prodotti di Endodonzia!



BlueShaper®

La rivoluzione in Endodonzia

Il Sistema unico sul mercato con due diverse leghe per una sagomatura del canale semplice e veloce.

I nuovi strumenti **BlueShaper®** Zarc4Endo sono la 6ª generazione di NiTi file creati con una doppia lega **PINK & BLUE** che garantisce performance predicibili offrendo all'odontoiatra fiducia, velocità e sicurezza in tutte le situazioni che si affrontano quotidianamente.

BlueShaper®, in modo più efficiente e fluido, crea la forma conica del canale, apportando nuovi vantaggi: massima flessibilità e resistenza alla fatica ciclica, con un sistema di strumenti completo, senza modificare le abitudini di lavoro.



ACQUISTA n.2 Blister a scelta dei nuovi strumenti **BlueShaper®**, se non sei soddisfatto puoi restituirli entro max 30 giorni dalla data di acquisto e ricevere il rimborso

Guarda il video



Blister Assort. Z1-Z4 da 4 pz:

ZAZBS21ASST4 21mm
ZAZBS25ASST4 25mm
ZAZBS31ASST4 31mm

Prezzo Promo

€ 27,00
+iva cad.

Prezzo di listino € 38,57 + iva cad.



*Disponibili su richiesta anche le misure singole dei blister da 6 file a € 37,00 + iva cad.

Blister Assort. ZX-Z5 da 6 pz*:

ZAZBS21ASST6 21mm
ZAZBS25ASST6 25mm
ZAZBS31ASST6 31mm

Prezzo Promo

€ 37,00
+iva cad.

Prezzo di listino € 52,86 + iva cad.

BlueShaper®

È nata la 6^a generazione NiTi Files



	MDF	CONICITÀ	Ø
Z1	0,90	2-10%	0,14
Z2	0,90	2-10%	0,17
Z3	0,88	5-6%	0,19
Z4	0,91	5-6%	0,25

Guarda il video



Pink + Blue

Due Leghe in un unico sistema

BlueShaper®: strumenti e punte di Gutta

Ref. ZAZBS*/ZAGP*

BlueShaper® Sistema unico sul mercato con due diverse leghe per una sagomatura del canale semplice e veloce.

Punte di Gutta BlueShaper Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti BlueShaper® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

ACQUISTA

n.3 blister a scelta di strumenti Blueshaper® (da 6 files cad.)

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 conf. di punte di Guttaperca BlueShaper (box. da 60 pz.)



Promo 23M00003E

€ 111,00
+iva

Prezzo di listino € 192,72 + iva

BlueShaper®: strumenti e punte di carta

Ref. ZAZBS*/ZAPP*

BlueShaper® Sistema unico sul mercato con due diverse leghe per una sagomatura del canale semplice e veloce.

Punte di Carta Blueshaper, compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti BlueShaper® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

ACQUISTA

n.3 blister a scelta di strumenti Blueshaper® (da 6 files cad.)

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 conf. di punte di Carta BlueShaper (box. da 100 pz.)



Promo 23M00004E

€ 111,00
+iva

Prezzo di listino € 186,01 + iva

BlueShaper®: strumenti e petali

Ref. ZAZBS*/ZAZPY

BlueShaper® Sistema unico sul mercato con due diverse leghe per una sagomatura del canale semplice e veloce.


Yellow ZARC petals sono stopper in silicone a forma di fiore per un controllo ottimale della frequenza d'uso e affaticamento degli strumenti.

ACQUISTA

n.2 blister a scelta di strumenti Blueshaper® (da 6 files cad.)

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 conf. di petali gialli Zarc stopper in silicone (box. da 50 pz.)



Promo 23M00009

€ 74,00
+iva

Prezzo di listino € 123,58 + iva

Coni di Guttaperca BlueShaper®

Ref. ZAGP-144 - 145 - 146 - 147 - 148

Coni di guttaperca disegnati appositamente per la sistematica NiTi BlueShaper® Zarc.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti BlueShaper® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

Confezionato in **box da 60pz.**



Promo 23M0GPBS1

€ 18,50
+iva

Prezzo di listino € 34,14 + iva

Punte di carta BlueShaper®

Ref. ZAPP-144 - 145 - 146 - 147 - 148

Punte di carta create appositamente per la sistematica NiTi BlueShaper® Zarc.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti BlueShaper® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

Confezionato in **box da 100pz.**



Promo 23M0PPBS1

€ 15,00
+iva

Prezzo di listino € 27,43 + iva

Coni di Guttaperca Zarc

Ref. ZAGP-48 - 49 - 78 - 79 - 120 - 121

I **Coni di guttaperca** Zarc si adattano perfettamente al canale e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

Sono disponibili nelle seguenti misure:

Guttaperca Zarc .06/30, Guttaperca Zarc .06/25, Guttaperca Zarc .04/30, Guttaperca Zarc .04/25, Guttaperca Zarc X Fine, Guttaperca Zarc Fine



Guttaperca Zarc .06/30
Guttaperca Zarc .06/25
Guttaperca Zarc .04/30
Guttaperca Zarc .04/25

Conf.: box 60 pz

Prezzo Promo

€ 15,40
+iva

Prezzo di listino: € 22,00 + iva

Guttaperca Zarc Fine
Guttaperca Zarc X-fine

Conf.: box 100 pz

Prezzo Promo

€ 10,00
+iva

Prezzo di listino: € 14,29 + iva

Punte di Carta Zarc

Ref. ZAPP-48 - 49 - 78 - 79 - 120 - 121

Le **punte di carta** Zarc sono compatte ed estremamente assorbenti, permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

Sono disponibili nelle seguenti misure:

Paper Point Zarc .06/30, Paper Point Zarc .06/25, Paper Point Zarc .04/30, Paper Point Zarc .04/25, Paper Point Zarc X Fine, Paper Point Zarc Fine



Paper Point Zarc .06/30
Paper Point Zarc .06/25
Paper Point Zarc .04/30
Paper Point Zarc .04/25

Conf.: box 100 pz

Prezzo Promo

€ 14,50
+iva

Prezzo di listino: € 20,71 + iva

Paper Point Zarc Fine
Paper Point Zarc X-fine

Conf.: box 180 pz

Prezzo Promo

€ 8,30
+iva

Prezzo di listino: € 11,86 + iva

Coni di Guttaperca SlimShaper®

Ref. ZAZSSGP00Z* (codici vari)

Guttaperca SlimShaper® sono i coni di guttaperca disegnati appositamente per la sistemica NiTi SlimShaper®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti SlimShaper® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare

Confezionato in **box da 60pz.**



Promo 23M0GPBS1

€ 18,50
+iva

Prezzo di listino €34,14 +iva

Punte di carta SlimShaper®

Ref. ZAZSSPP00Z* (codici vari)

Paper Point Slimshaper® sono le punte di carta appositamente create per la sistemica NiTi SlimShaper®.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti Slimshaper® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

Confezionato in **box da 100pz.**



Promo 23M0PPBS1

€ 15,00
+iva

Prezzo di listino €27,43 +iva

Coni di Guttaperca Excalibur

Ref. ZAZREGP00E* (codici vari)

Guttaperca Excalibur® sono i coni di guttaperca disegnati appositamente per la sistemica NiTi Excalibur®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti Excalibur® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare

Confezionato in **box da 60pz.**



Promo 23M0GPBS1

€ 18,50
+iva

Prezzo di listino €27,43 +iva

Punte di Carta Excalibur

Ref. ZAZREPP00E* (codici vari)

Paper Point Excalibur® sono le punte di carta appositamente create per la sistemica NiTi Excalibur®.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti Excalibur® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

Confezionato in **box da 100pz.**



Promo 23M0PPBS1

€ 15,00
+iva

Prezzo di listino €27,43 +iva

ZGlider

Ref. ZAZZG000021-25-31

Z-Glider® è l'unico strumento dedicato al *glide path* con **lega PINK** per permettere la creazione di un *glide path* ideale adatto ad una strumentazione maggiormente conservatrice.

Si caratterizza principalmente per:

- **Minor stress clinico:** lo strumento **Z-Glider®** è stato sviluppato per realizzare il *glide path* in maniera semplice, riducendo lo stress clinico
- **Legha PINK:** è l'unico strumento nella sua categoria realizzato con lega pink che gli garantisce sufficiente resistenza alla torsione per poter avanzare in qualunque canale radicolare
- **Favorisce la strumentazione:** la realizzazione di un *glide path* favorisce la strumentazione fino alla lunghezza di lavoro
- **Rotazione continua:** lo strumento Z-Glider® lavora con movimento rotatorio continuo

Confezionato in **blister da 3pz.**



Prezzo Promo

€ 23,00 +iva

Prezzo di listino € 32,86 + iva

RetreatAll®

Ref. ZAZRETREATA


RetreatAll® sono gli strumenti per il ritrattamento del canale radicolare.

Con **solamente due file** vengono garantiti ritrattamenti efficaci con l'eliminazione della guttaperca dall'interno del canale.

Si caratterizza principalmente per:

- **Sezione triangolare:** gli strumenti **RetreatAll®** hanno una sezione triangolare per eliminare efficacemente la guttaperca
- **Rotazione continua:** il movimento degli strumenti **RetreatAll®** è rotatorio continuo
- **Solamente 2 file:** sono necessari solamente due strumenti per rimuovere la guttaperca dall'interno del canale radicolare
- **Eliminazione efficace della guttaperca:** entrambe gli strumenti avanzano per la rimozione della guttaperca più coronalmente e apicalmente grazie al loro design

Confezionato in **blister da 4pz.**



Prezzo Promo

€ 29,00 +iva

Prezzo di listino € 41,43 + iva

ZCondensator

Ref. ZAZCON (Codici Vari)

Strumenti per la termocompattazione della guttaperca all'interno del canale radicolare.

Gli strumenti Z-Condensator® favoriscono il riempimento tridimensionale del canale radicolare

Confezionato in **blister da 4pz.**



Prezzo Promo

€ 26,00 +iva

Prezzo di listino: € 37,14 + iva

ZRinse

Ref. ZAUDIN3022050 - 3026050

Z-Rinse sono gli aghi universali di Zarc dedicati all'irrigazione del canale radicolare.

Sono stati progettati per ottenere una disinfezione più completa durante il trattamento endodontico.

Hanno un collo angolato per una migliore visibilità e con la connessione luer-lock possono essere utilizzati con le siringhe di qualunque marca.

Confezionato in **box da 50pz** e disponibili nelle misure **22mm** e **26mm**.



Prezzo Promo

€ 46,30 +iva

Prezzo di listino: € 66,14 + iva

KFile

Ref. ZAZKF (Codici Vari)

ZK-File è il classico strumento manuale k-file in acciaio inossidabile di Zarc.

Manico in plastica SBS, stopper ad alta visibilità, disponibile in diverse misure e pre-sterilizzato per essere pronto all'uso.

Le misure disponibili vanno da ISO 06 a 80 con una conicità del 2%. La parte attiva è lunga 16mm.

Confezionato in box da 6pz.



SODDISFATTI O RIMBORSATI
Acquisto minimo 2 blister

Prezzo Promo

€ 6,50

Prezzo di listino: € 9,20 + iva

KFlex

Ref. ZAZK (Codici Vari)

ZK-Flex è il classico strumento manuale k-file con punta non attiva in acciaio inossidabile di Zarc.

Manico in plastica SBS, stopper ad alta visibilità, disponibile in diverse misure e pre-sterilizzato per essere pronto all'uso.

Le misure disponibili vanno da ISO 15 a 45 con una conicità del 2%. La parte attiva è lunga 16mm.

Confezionato in box da 6pz.



SODDISFATTI O RIMBORSATI
Acquisto minimo 2 blister

Prezzo Promo

€ 10,20

Prezzo di listino: € 14,62 + iva

HFile

ZAZHEDST* (Codici Vari)

ZH-File è lo strumento manuale hedstroem in acciaio inossidabile Zarc. Ideale per la rimozione di detriti organici e residui di lavorazione dopo l'utilizzo del K-File. Le sue caratteristiche principali sono:

- **Manico in plastica SBS**
- **Pre-sterilizzato:** gli strumenti sono confezionati in blister sterili pronti all'uso.
- **Diverse misure:** le misure disponibili vanno da ISO 08 a 80 con una conicità del 2%.
- La parte attiva è lunga 16 mm.



SODDISFATTI O RIMBORSATI
Acquisto minimo 2 blister

Prezzo Promo

€ 6,50 +iva

Prezzo di listino: € 9,20 + iva

ZPlugger

Ref. ZAUDPL357001 - 408001 - 5010001 - 6012001

Z-Plugger sono strumenti manuali che facilitano la compattazione della guttaperca all'interno del canale radicolare.

Si caratterizzano per:

- **Manico metallico anatomico:** design apposto per facilitarne l'uso
- **Gli strumenti in NiTi nelle misure da 025 a 060 e in acciaio inossidabile da 070 a 120**
- **Facilitano la compattazione della guttaperca**

Confezionato in box da 1pz.



Prezzo Promo

€ 41,70 +iva

Prezzo di listino: € 59,57 + iva

ZMicro-Opener

Ref. ZAUDMO1004 - 1504 - 2004

Z-Micro Opener sono gli strumenti endodontici di Zarc che consentono di mantenere una visuale diretta del campo operatorio e aiutano il sondaggio dei canali difficili anche in presenza di calcificazioni.

Confezionato in box da 3pz.



Prezzo Promo

€ 32,40 +iva

Prezzo di listino: € 46,29 + iva

ZMicro-Shaper

Ref. ZAUDMS2002 - 2502 - 3002

Z-Micro Shaper sono gli strumenti endodontici di Zarc che consentono di mantenere una visuale diretta del campo operatorio e aiutano la localizzazione dei condotti.

Confezionato in box da 3pz.



Prezzo Promo

€ 32,40 +iva

Prezzo di listino: € 46,29 + iva

ENDO-BLOCK

Ref. ZAZEB

Il **misuratore Endo-Block** viene utilizzato appositamente per controllare la lunghezza degli strumenti, della guttaperca e delle punte di carta.

Questo endo-block ha guide di profondità precise per la regolazione della lunghezza degli strumenti di endodonzia con l'aiuto di stopper in silicone.



Prezzo Promo

€ 19,50
+iva

Prezzo di listino € 27,86 + iva

FILE ORGANIZER

Ref. ZAZSTAND - DP - DY

File Organizer è un box autoclavabile con un righello di misurazione integrato per tenere in ordine gli strumenti endodontici.

Caratteristiche:

- Autoclavabile
- Righello incluso
- **Colori disponibili:** rosso, blu e giallo



Prezzo Promo

€ 5,90
+iva

Prezzo di listino € 8,43 + iva


YELLOW ZARC PETALS

Ref. ZAZPY

Yellow ZARC petals sono stopper in silicone a forma di fiore per un controllo ottimale della frequenza d'uso e affaticamento degli strumenti.

Caratteristiche:

- Autoclavabili
- 50 unità per sacchetto
- Colore giallo



ACQUISTA

n.5 conf. di Petali Gialli Zarc e **RICEVI IN**

SCONTO MERCE n.1 conf. di Petali Gialli Zarc

Prezzo Promo

€ 12,50
+iva cad.

Prezzo di listino € 17,86 + iva cad.

ENDO CLEAN

Ref. ZASP001025RE - ZAUECB01

Z-Clean è un set completo per la pulizia dei file con un design curato e pratico. È possibile sterilizzarlo in autoclave e permette la facile identificazione degli strumenti.

Z-Clean Sponges sono le spugnette da inserire nel box Z-Clean per pulire gli strumenti endodontici e tenerli pronti all'uso durante la pratica.

All'interno della confezione troviamo **1 Z-Clean**.

Le spugnette Z-Clean Sponges sono confezionate in **box da 25pz**



Z-CLEAN

Promo 23M00029

€ 16,60
+iva

Prezzo di listino: € 29,71 + iva

Z-CLEAN SPONGES

Promo 23M00030

€ 25,00
+iva

Prezzo di listino: € 49,57 + iva



excalibur[®]

Il nuovo strumento reciprocante
con trattamento termico gold
di ultima generazione



Migliore resistenza alla fatica ciclica

Excalibur[®] ha una resistenza alla fatica ciclica **superiore del 32%*** rispetto agli altri sistemi sul mercato.

Lo strumento reciprocante con conicità ridotta

Ha una **conicità del 5%**. Questo rende Excalibur[®] il primo sistema reciprocante conservativo.

È in grado di rimuovere meno dentina rispetto ai suoi competitor, ottenendo una **maggiore preservazione dell'anatomia** originale.

excalibur®


Caratteristiche tecniche di Excalibur®:

Velocità: 400-500 RPM

Rotazione: 150° in senso antiorario/30° in senso orario

- Excalibur®, con trattamento termico gold di ultima generazione, si caratterizza per la sua straordinaria **flessibilità e l'assenza di memoria di forma**.
- È il sistema più rapido, semplice, efficace e versatile mai inventato. Lavora con la maggior **efficacia di taglio** presente sul mercato*.
- Un sistema di strumenti unico **capace di fare tutto**, e farlo bene.
- Godetevi il sistema reciprocante più **conservativo e sicuro***.

*Dati su richiesta



LA SEMPLICITÀ IN ENDODONZIA ELEVATA ALL'ECCELLENZA

ACQUISTA

n.2 Blister Ass. da 4 files (Small, Regular, Medium, Large)

dei nuovi strumenti Excalibur®, se non sei soddisfatto puoi restituirli entro max 30 giorni dalla data di acquisto

Ref. ZRE21ASST1 - E20-E45 - 21 mm (4 file) sterili

Ref. ZRE25ASST1 - E20-E45 - 25 mm (4 file) sterili

Ref. ZRE31ASST1 - E20-E45 - 31 mm (4 file) sterili

PREZZO LANCIO

€ 31,00
+iva cad.



**SODDISFATTI
o
RIMBORSATI**

ACQUISTA

n.1 Blister da 6 files

(Small, Regular, Medium, Large)

Ref. ZRE21* - E20 - E25 - E35 - E45 - 21 mm (6 file) sterili

Ref. ZRE25* - E20 - E25 - E35 - E45 - 25 mm (6 file) sterili

Ref. ZRE31* - E20 - E25 - E35 - E45 - 31 mm (6 file) sterili

PREZZO LANCIO

€ 42,00
+iva



Prezzo di listino: € 44,29 + iva cad.

Prezzo di listino: € 60,00 + iva

Excalibur®: Strumenti e punte di Gutta

Ref. ZAZRE*/ZAZREGP00E*

Excalibur® è il nuovo strumento reciprocante con trattamento termico gold di ultima generazione che garantisce performance predicibili offrendo all'odontoiatra fiducia, velocità e sicurezza in tutte le situazioni che si affrontano quotidianamente.

Punte di Gutta Excalibur Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti Excalibur® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.



ACQUISTA

n.3 blister a scelta di strumenti Excalibur® (da 6 files cad.)

Promo 23M00007

€ 126,00 +iva

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 conf. di punte di Gutta Excalibur (box. da 60 pz.)


Prezzo di listino: € 214,14 + iva

Excalibur®: Strumenti e punte di Carta

Ref. ZAZRE*/ZAZREPP00E*

Excalibur® è il nuovo strumento reciprocante con trattamento termico gold di ultima generazione che garantisce performance predicibili offrendo all'odontoiatra fiducia, velocità e sicurezza in tutte le situazioni che si affrontano quotidianamente.

Punte di Carta Excalibur compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti Excalibur® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.



ACQUISTA

n.3 blister a scelta di strumenti Excalibur® (da 6 files cad.)

Promo 23M00008

€ 126,00 +iva

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 conf. di punte di Carta Excalibur (box. da 100 pz.)

Prezzo di listino: € 207,43 + iva

SlimShaper®: Strumenti e punte di Gutta

Ref. ZAZSS*/ZAZSSGP00ZS2/ ZAZSSGP00ZS3

SlimShaper® è il primo sistema mini invasivo a tre leghe (gold, pink e blue) presente sul mercato. Il trattamento gold, pink e blue e la conicità del 4% permette una più rapida preparazione del canale, rispettando al massimo la sua anatomia originale.

Punte di Gutta SlimShaper Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti SlimShaper® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.



ACQUISTA

n.3 blister a scelta di strumenti SlimShaper® (da 6 files cad.)

Promo 23M00005

€ 117,00 +iva

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 conf. di punte di Gutta SlimShaper (box. da 60 pz.)

Prezzo di listino: € 201,27 + iva

SlimShaper®: Strumenti e punte di Carta

Ref. ZAZSS*/ZAZSSPP00ZS2/ ZAZSSPP00ZS3

SlimShaper® è il primo sistema mini invasivo a tre leghe (gold, pink e blue) presente sul mercato. Il trattamento gold, pink e blue e la conicità del 4% permette una più rapida preparazione del canale, rispettando al massimo la sua anatomia originale.

Punte di Carta SlimShaper compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti SlimShaper® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.



ACQUISTA

n.3 blister a scelta di strumenti SlimShaper® (da 6 files cad.)

Promo 23M00006

€ 117,00 +iva

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 conf. di punte di Carta SlimShaper (box. da 100 pz.)

Prezzo di listino: € 194,56 + iva

Slim Shaper®

IL PRIMO SISTEMA
MINI INVASIVO A TRE LEGHE
PRESENTE SUL MERCATO



FROM ODONTOLOGISTS
TO ODONTOLOGISTS

SlimShaper®

Più flessibile e meno invasivo

Il sistema di strumenti rotanti SlimShaper® offre una flessibilità mai vista prima*. Inoltre, grazie alla conicità del 4%, è un sistema meno invasivo e molto più sicuro*.

GOLD

Massima capacità di taglio e resistenza torsionale.

PINK

L'equilibrio perfetto tra capacità di taglio e flessibilità.

BLUE

Una flessibilità straordinaria e una maggior resistenza alla fatica ciclica.



IL TRIPLO TRATTAMENTO GOLD, PINK E BLUE PERMETTE UNA PIÙ RAPIDA PREPARAZIONE DEL CANALE, RISPETTANDO AL MASSIMO LA SUA ANATOMIA ORIGINALE.

SlimShaper®

I manici colorati facilitano la rapida identificazione della lega necessaria in ciascun momento del trattamento.



Il disegno più innovativo

Concepito appositamente per trattare canali complessi, sclerotizzati o con curve difficili.

PROMO SODDISFATTI O RIMBORSATI

SlimShaper®

CODICE PRODOTTO: ZAZSS21ASST6; ZAZSS25ASST6; ZAZSS31ASST6

Acquista n. 2 blister ass. Z21-ZS3 di Slimshaper a scelta (da 6 files cad) e puoi aderire all'iniziativa "Soddisfatti o Rimborsati" (il dentista ha 30 giorni di tempo per restituire il blister non utilizzato al deposito se non soddisfatto)



PREZZO LANCIO

€ 39,00
+iva cad.

Prezzo di listino: € 55,71 + iva cad.

WISMY



ENDO WISE

Ref. BONWMMOT101

Guarda il video



- **Design ergonomico** e dimensioni ridotte per permettere un'ampia visuale
- Possibilità di salvare in memoria **10 diverse impostazioni** per l'utilizzo di diversi strumenti endodontici.
- **Testina multiposizione** che consente di ruotare facilmente e modificare la posizione del contrangolo con 6 diverse angolature.
- Possibilità di impostare sia il **movimento continuo che reciprocante** (quest'ultimo in senso orario/antiorario).
- **Display OLED** integrato per una miglior visibilità e facilità d'uso.
- **Diverse funzionalità** disponibili: "Auto Reverse", "Reverse" e "Auto Reciprocating" quando raggiunge il limite di torque



Prezzo Promo



€ 849,00
+iva

Prezzo di listino € 1.212,86 + iva

iROOT PRO

Ref. BONBMMAL101

Guarda il video



- Possibilità di salvare in memoria **10 diverse impostazioni** per il trattamento canale.
- **Display OLED** incorporato per poter visualizzare il localizzatore apicale integrato.
- **Testina multiposizione** che consente di ruotare facilmente e modificare la posizione del contrangolo con 6 diverse angolature.
- Possibilità di impostare sia il **movimento continuo che reciprocante** (quest'ultimo in senso orario/antiorario).
- **4 diverse modalità di lavoro**: solo motore endodontico, solo rilevatore apicale, motore e rilevatore apicale, motore e rilevatore apicale con funzionalità automatica.



Prezzo Promo



€ 839,00
+iva

Prezzo di listino € 1.198,57 + iva

WISPEX

Ref. BONWMAPL101

Wisplex è il **localizzatore apicale** con tecnologia avanzata multifrequenza di Bomedent.

Grazie alle ridotte dimensioni, all'auto calibrazione, all'alta precisione sia nei canali bagnati che nei canali asciutti e alla connessione bluetooth risulta essere il compagno ideale per l'odontoiatra.

Contenuto della confezione:

- Wisplex unità principale
- Cavo di misurazione
- Uncino 3pz
- Clip labiale 3pz
- Adattatore di alimentazione
- Cavo USB



Prezzo Promo



€ 279,00
+iva

Prezzo di listino € 398,57 + iva

iROOT APEX

Ref. BONBMAPL101

Guarda il video



Il **localizzatore apicale** iRoot Apex è facile da trasportare date le sue dimensioni ridotte.

Inoltre, la qualità del suo display con colori reali e la connessione bluetooth semplifica il lavoro del professionista nello studio dentistico.

Contenuto della confezione:

- iRoot apex unità principale
- Cavo di misurazione
- Uncino 3pz
- Clip labiale 3pz
- Adattatore di alimentazione
- Cavo USB



Prezzo Promo




€ 339,00
+iva

Prezzo di listino € 484,29 + iva

Soft-Core[®]

Otturatore endodontico

La scelta vincente per l'otturazione tridimensionale



CMS Dental
Our Innovation Your Success

Soft-Core® Otturatore

Ref. CMSSCR6* (Codici Vari)

L'otturatore endodontico Soft-Core® ha un nucleo polimerico radiopaco ricoperto di guttaperca termoplastica.

Il carrier degli otturatori Soft-Core® è più sottile rispetto ai principali otturatori carrier-based in commercio, consentendo una maggiore flessibilità per il posizionamento anche nei canali più curvi.

Un carrier più sottile significa più guttaperca per avere ogni volta riempimenti più densi.

Confezionato in box da 6pz.

Soft-Core® otturatori nelle misure:

20 - 25 - 30 - 35

40 - 45 - 50 - 55 - 60



ACQUISTA

n.2 conf. a scelta di otturatore Soft-Core



Prezzo Promo 23M00019

€ 18,50
+iva cad.

Prezzo di listino € 27,86 + iva

Soft-Core® Verifier

Ref. CMSSV6* (Codici Vari)

Il verificatore Soft-Core® è fatto nello stesso stampo del corrispondente otturatore endodontico, il che significa che c'è un'esatta corrispondenza tra il verifier e l'otturatore endodontico Soft-Core®.

Per ottenere una misurazione affidabile, il verificatore e il carrier dell'otturatore devono avere le stesse dimensioni, come avviene con i verifier e gli otturatori endodontici Soft-Core®.

Confezionato in box da 6pz.

Soft-Core® Verifier nelle misure:

20 - 25 - 30 - 35

40 - 45 - 50 - 55 - 60



Prezzo Promo



€ 12,10
+iva

Prezzo di listino € 17,25 + iva

SOFT-CORE INTRO KIT

Ref. ZAZPY

Intro Kit Soft-Core® con fornello ed otturatori endodontici Soft-Core®. L'otturatore ha un nucleo polimerico radiopaco ricoperto di guttaperca termoplastica.

Contenuto del kit:

- 1 fornello
- 1 conf. di otturatori Soft-Core® n° 20 (6pz)
- 1 conf. di otturatori Soft-Core® n° 25 (6pz)
- 1 conf. di otturatori Soft-Core® n° 30 (6pz)
- 1 conf. di verificatori Soft-Core® assortiti (6pz)



Prezzo Promo



€ 217,00
+iva

Prezzo di listino € 310,50 + iva

SOFT-CORE FORNETTO

Ref. CMSSCDTO/EU

Il fornello Soft-Core® permette di riscaldare fino a 4 otturatori endodontici Soft-Core® contemporaneamente e di mantenerli in temperatura e pronti all'uso per 15 minuti



Prezzo Promo 23M00020



€ 139,80
+iva

Prezzo di listino € 246,75 + iva

ENDO YOUR WAY

ADVANCED BIOACTIVE BIOCERAMICS



**AVALON
BIOMED**

Advanced Bioceramics

Sigillante Bioceramico Attivo di nuova generazione

NeoSEALER[®] Flo è un sigillante canalare bioceramico bioattivo con proprietà di manipolazione superiori, che promuove la formazione di idrossiapatite per innescare il processo di guarigione.

- NeoSEALER[®] Flo è progettato con cura per promuovere il posizionamento e massimizzare la bioattività.
- Promuove la formazione di idrossiapatite sulla superficie per sigillare e supportare la guarigione attraverso il rilascio di ioni calcio e idrossido.
- Biocompatibile, non citotossico, non genotossico, inizialmente ad alto pH (alcalino / basico), che si è dimostrato antimicrobico in vitro.

Formulato con più cemento bioattivo di altri sigillanti bioceramici.^{2,3}

MTA è il materiale attivo che promuove il posizionamento e supporta la guarigione.



Tempo di indurimento più rapido rispetto ai più noti sigillanti neoceramici

Per assicurare un completo sigillo, minimizzando il rischio di micro-infiltrazioni

- Ideale per procedure odontoiatriche a contatto dei tessuti periradicolari, compresa l'otturazione e la sigillatura dei canali radicolari.

Ottimizzato sia per l'otturazione verticale a caldo che a cono singolo

NeoSEALER[®] Flo non si coagula e non bolle durante l'otturazione a caldo garantendo la massima flessibilità nell'utilizzo di un prodotto senza doverlo riposizionare, per semplificarne la pratica quotidiana.



n.1 Kit NeoSEALER Flo
Ref. AVANSFK

il kit comprende:
n.1 NeoSEALER Flo - 2.2 gm
n.20 Flex Flo Tips

Prezzo Promo

€ 135,00
+iva

Prezzo di listino € 208,93 + iva



Top Endodontic Sealer

Acquista

n.1 NeoSEALER Flo - 2.2 gm Refill siringhe no aghi
(Ref. AVANSRS) RICEVI IN SCONTO MERCE n.1 conf.
Aghi per irrigazione Irriflex (Ref. MAP21404)

PROMO 23M0012

€ 90,90
+iva

Prezzo di listino € 167,14 + iva

² NeoSEALER[®] Flo contiene il 6% in più di cemento bioattivo in peso rispetto a EndoSequence BC Sealer* (dati interni ottenuti tramite analisi XRD)

³ NeoSEALER[®] Flo contiene il 37,9% in più di cemento bioattivo in peso rispetto ad AH Plus Bioceramic* (dati interni ottenuti tramite analisi XRD)

* non sono marchi registrati di Avalon Biomed

NeoPUTTY



Lo standard superiore tra i Putty Bioceramici attivi

NeoPUTTY è premiscelato e ottimizzato per una manipolazione ed un posizionamento più efficienti.


Il suo film compatto, non appiccicoso, resistente al risciacquo, unitamente alla bioattività, lo rendono il putty migliore per 11 delle procedure più importanti.

NeoPUTTY garantisce prestazioni eccellenti per le procedure dentali a contatto con la polpa vitale ed il tessuto periradicolare:

- Incappucciamento diretto della polpa
- Incappucciamento indiretto della polpa
- Pulpotomia parziale
- Sottofondo
- Pulpotomia
- Riparazione di perforazione
- Riassorbimento radicolare
- Otturazione radicolare
- Apecificazione delle radici
- Otturazione apicale
- Apexogenesi



Superiore radiopacità della sua categoria



Tempo di lavoro prolungato



* Indurisce in vivo in presenza di umidità

Ref. AVANPIK
NeoPUTTY - 0.5 gm Kit

Prezzo Promo

€ 74,90 +iva

Prezzo di listino € 115,92 + iva



Ref. AVANPPK
NeoPUTTY - 1.2 gm Kit

Prezzo Promo

€ 149,90 +iva

Prezzo di listino € 231,99 + iva



Elevato pH

Per promuovere la risposta osteogenica.

Bioattività su base MTA

Forme di idrossiapatite per garantire una sigillatura bioattiva

Consistenza solida non appiccicosa

Il putty uniforme, consistente e non appiccicoso rende il posizionamento e la condensazione più facili.

NeoMTA[®] 2



Un prodotto per ogni procedura

Per anni i medici si sono accontentati della resina inerte e dei materiali a base di ZOE oppure pagando molto per prodotti bioattivi.

L'esclusivo gel di NeoMTA[®] 2 consente di miscelare ad una consistenza del putty spesso o a quella del fine sigillante, con prestazioni che ti mettono su un percorso verso migliori risultati per i tuoi pazienti.

Un prodotto per 13 delle procedure più importanti:

- Incappucciamento diretto della polpa
- Incappucciamento indiretto della polpa
- Pulpotomia parziale
- Liner
- Sottofondo
- Pulpotomia
- Apexogenesi
- Riparazione di perforazione
- Riassorbimento
- Sigillatura
- Otturazione
- Apecificazione
- Otturazione dell'apice



Il più efficiente per tempo di lavoro e di presa

NeoMTA[®] 2 è progettato per consentire migliori proprietà di manipolazione, sia come miscela per ottenere una fine consistenza per un ideale sigillante, che quella di un putty.

Il suo tempo di lavoro può essere prolungato se necessario reidratando la polvere con il gel, dando più tempo per completare la procedura.



Miscelato come putty



Miscelato come sigillante


Immediatamente resistente al risciacquo

Rimane dove è stato posizionato in modo da consentire la completa procedura in efficienza, garantendo un beneficio bioattivo.

Con 0% di perdita di peso, NeoMTA[®] 2 è più stabile rispetto ai principali concorrenti



Avalon Biomed NeoMTA[®] 2



Dentsply Sirona ProRoot[®] MTA*



Septodont Biodentine[®]3*

* non sono marchi registrati di Avalon Biomed

Ref. AVN2050
NeoMTA 2 - 0.5 gm Kit

Prezzo Promo

€ 61,90
+iva

Prezzo di listino € 95,80 + iva

Ref. AVN2100
NeoMTA 2 - 1.0 gm Kit

Prezzo Promo

€ 107,00
+iva

Prezzo di listino € 165,60 + iva

Ref. AVN2250
NeoMTA 2 - 2.5 gm Kit

Prezzo Promo

€ 184,90
+iva

Prezzo di listino € 286,15 + iva

IrriFlex®

Ref. MAP21400, MAP21401

Ago flessibile per l'irrigazione canalare

Inventato e prodotto in Svizzera, IrriFlex® è il punto di svolta che sta rivoluzionando il campo dell'irrigazione canalare. L'irrigazione dei canali radicolari è un passo essenziale nel trattamento endodontico e un'agevole diffusione dei fluidi irrigui nei canali radicolari è fondamentale. Una discesa senza sforzo lungo le pareti curve del canale e una precisione nel posizionamento dell'ago di irrigazione per tutto il lavoro, semplificano la procedura operativa e offrono al professionista la massima attenzione alla diffusione dell'irrigazione. La rimozione del fango dentinale, lo scollamento del biofilm e la disinfezione del canale radicolare prima del riempimento sono punti chiave. IrriFlex® concentra tutto il vostro lavoro sul gesto clinico, benvenuti nella "realtà della pulizia scorrevole"!

Confezionato in box da 20 pz.

Prezzo Promo

€ 36,90
+iva

Prezzo di listino € 45,09 + iva



Confezionato in box da 40 pz.

Prezzo Promo

€ 52,90
+iva

Prezzo di listino € 69,81 + iva



Kit Irrigazione

Ref. ITD018IA12, MAP21401

IRRIFLEX®

Inventato e prodotto in Svizzera, IrriFlex® è il punto di svolta che sta rivoluzionando il campo dell'irrigazione canalare. L'irrigazione dei canali radicolari è un passo essenziale nel trattamento endodontico e un'agevole diffusione dei fluidi irrigui nei canali radicolari è fondamentale. Una discesa senza sforzo lungo le pareti curve del canale e una precisione nel posizionamento dell'ago di irrigazione per tutto il lavoro, semplificano la procedura operativa e offrono al professionista la massima attenzione alla diffusione dell'irrigazione. La rimozione del fango dentinale, lo scollamento del biofilm e la disinfezione del canale radicolare prima del riempimento sono punti chiave. IrriFlex® concentra tutto il vostro lavoro sul gesto clinico, benvenuti nella "realtà della pulizia scorrevole"!

N5

Sodio ipoclorito al 5%

Soluzione pronta all'uso per l'irrigazione dei canali radicolari nel corso di operazioni di alesaggio.

Acquista n.1 kit composto da:

n.1 flacone di N5 (ipoclorito di sodio al 5%)

n.1 conf. di Puntali per irrigazione IrriFlex (conf. da 40 pz.)



Promo 23M00010

€ 57,50
+iva

Prezzo di listino € 86,01 + iva

IrriFlex®

Ago flessibile per l'irrigazione canalare

Inventato e prodotto in Svizzera, IrriFlex® è il punto di svolta che sta rivoluzionando il campo dell'irrigazione canalare. L'irrigazione dei canali radicolari è un passo essenziale nel trattamento endodontico e un'agevole diffusione dei fluidi irrigui nei canali radicolari è fondamentale. Una discesa senza sforzo lungo le pareti curve del canale e una precisione nel posizionamento dell'ago di irrigazione per tutto il lavoro, semplificano la procedura operativa e offrono al professionista la massima attenzione alla diffusione dell'irrigazione. La rimozione del fango dentinale, lo scollamento del biofilm e la disinfezione del canale radicolare prima del riempimento sono punti chiave. IrriFlex® concentra tutto il vostro lavoro sul gesto clinico, benvenuti nella "realtà della pulizia scorrevole"!

Acquista

n.2 conf. di IrriFlex da 40 pz. (MAP21401)

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 conf. di EDTA 17% da 15ml (MAP11565)



Promo 23M00015

€ 52,90
+iva cad.

Prezzo di listino € 69,81 + iva cad.

PD™ MTA White



Materiale Endodontico per una riparazione biocompatibile

Ref. MAP20190

PD™ MTA White è un cemento di riparazione a base di aggregato di triossido minerale (mineral trioxide aggregate, MTA) formulato con tungstato di calcio e progettato per miscelarsi rapidamente e facilmente, raggiungendo senza sforzi la giusta consistenza per svariate procedure.

Il carattere alcalino del cemento conferisce proprietà antibatteriche e il suo carattere idrofilico favorisce la neoformazione del cemento, creando un ambiente favorevole alla guarigione dei tessuti peri-dentali. Inoltre stimola la formazione di una barriera dentinale direttamente a contatto con la polpa.

L'eccellente biocompatibilità di PD™ MTA White con la parete dentinale e la polpa ne consente l'uso per otturazioni radicolari ortograde e retrograde, per il trattamento dei riassorbimenti radicolari cervicali, come materiale di incappucciamento della polpa, nonché per l'apacificazione e la pulpotomia dei denti immaturi nei bambini e negli adolescenti.

**Privo di ossido di bismuto
per evitare macchie
e scolorimenti.**



Prezzo Promo

€ 34,90
+iva

Prezzo di listino € 45,28 + iva

EUGENATE DESOBTURATOR

Solvente all'olio di arancio per la rimozione di materiali endodontici

Ref. MAP11555

In caso di ritrattamento endodontico, Eugenate desobturator è un solvente a base di olio di arancio puro utilizzato per ammorbidire e successivamente rimuovere con azione meccanica i cementi a base di eugenolo (eugenato) o le punte di guttaperca.

L'ammorbidente dei materiali per otturazione ne facilita la rimozione meccanica, soprattutto in caso di criticità dovute alla durezza e alla posizione del materiale.

Poiché sono necessarie solo poche gocce di solvente, è possibile ottenere un'erogazione precisa utilizzando un prodotto per dosaggio goccia a goccia.



Prezzo Promo

€ 14,90 +iva

Prezzo di listino € 18,06 + iva

EDTA 17% - conf. da 100 ml

Rimozione del fango dentinale

Ref. MAP11569

L'EDTA 17% di Produits Dentaires facilita la rimozione della strumentazione e del fango dentinale nella preparazione chimico-meccanica del canale radicolare.

Viene utilizzato per l'irrigazione del canale radicolare, la rimozione di detriti e il risciacquo.

L'acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) è un agente chelante che si combina con lo ione calcio e lo inattiva, esercitando così il suo effetto decalcificante sulla dentina.

L'EDTA agisce sulla parte inorganica del fango dentinale e deve essere utilizzato in alternativa alla soluzione di ipoclorito di sodio per completarne la dissoluzione.



Prezzo Promo

€ 45,50 +iva

Prezzo di listino € 55,66 + iva

MAP SYSTEM

Per il posizionamento dei materiali da otturazione endodontici



MAP ONE SYSTEM

(Map One System - Ref. MAP20296)

Il kit si compone degli strumenti strettamente indispensabili per l'applicazione dei cementi per la riparazione radicolare come PD® MTA bianco.

Innegabili sono i benefici di questo kit essenziale:

- utilizzo di una minore quantità di cemento con conseguente minore spreco di materiale
- elevata efficienza e precisione nel posizionamento del cemento con conseguente ottimizzazione del tempo dedicato
- disponibilità di diverse forme e posizioni grazie ad un solo puntale in NiTi a memoria di forma facilmente plasmabile manualmente, torna alla forma originale in autoclave

Contenuto

1 puntale in NiTi a memoria di forma	● N° 1
8 Pistoni in plastica N°1	
1 Curette per la pulizia in NiTi N°1	
1 Siringa in acciaio inossidabile	

PROMO 23M00017

€ 272,70 + iva

Prezzo di listino € 399,00 + iva




Puntale NiTi a Memoria di Forma

● ø est. 0.90 mm (Ref. MAP20210) ● ø est. 1.10 mm (Ref. MAP20211) ● ø est. 1.30 mm (Ref. MAP20212)

Il puntale NiTi a memoria di forma può essere precurvato manualmente in base alle diverse esigenze per gli accessi ortogradi o chirurgici complessi. Ritorna alla forma diritta iniziale durante la sterilizzazione.

Indicazioni

- Incappucciamento diretto della polpa
- Otturazione canalare radicolare in caso di medicazione intermedia o durante apexogenesi e procedure di rivascularizzazione
- Apacificazione di denti immaturi
- Riparazione di perforazioni canalari radicolari patologiche o iatrogene
- Otturazione tramite accesso chirurgico di riassorbimento radicolare cervicale
- Otturazione retrograda semplice dopo la resezione apicale



La confezione contiene: n.1 puntale NiTi a memoria di forma, n.8 pistoni dedicati, n.1 curette per la pulizia in NiTi

Acquista n.1 conf. puntale NiTi a memoria di forma a scelta tra: giallo, rosso e blu



Prezzo Promo

€ 214,90
+ iva

Prezzo di listino € 270,00 + iva

Intro Kit NiTi per otturazione ortograda

(Intro Kit NiTi - Ref. MAP20285)

Il Kit ottimale per il clinico alla ricerca di flessibilità e precisione.

Contenuto	
1 Puntale NiTi a memoria di forma	● N° 0
1 Puntale NiTi a memoria di forma	● N° 1
1 Puntale NiTi a memoria di forma	● N° 2
8 Pistoni in plastica N°0	
8 Pistoni in plastica N°1	
8 Pistoni in plastica N°2	
1 Curette per la pulizia in NiTi N°0	
1 Curette per la pulizia in NiTi N°1	
1 Curette per la pulizia in NiTi N°2	
1 Siringa in acciaio	
1 Silicon Stop per la pulizia dei puntali N°0	
1 Silicon Stop per la pulizia dei puntali N°1	
1 Silicon Stop per la pulizia dei puntali N°2	
1 Vaschetta per impasto in acciaio	
1 Box in alluminio sterilizzabile 185x95x30mm	



Prezzo Promo

€ 699,00
+ iva

Prezzo di listino € 870,00 + iva

Universal Kit NiTi per otturazione ortograda e retrograda dei denti anteriori

(Ref. MAP20286)

Il kit completo per il professionista che necessita del massimo numero possibile di opzioni per l'accesso ed il posizionamento dei materiali.

Contenuto	
1 Puntale NiTi a memoria di forma	● N° 0
1 Puntale NiTi a memoria di forma	● N° 1
1 Puntale NiTi a memoria di forma	● N° 2
1 Puntale Curvo Classic	● N° 0
1 Puntale Curvo Classic	● N° 1
16 Pistoni in plastica N°0	
16 Pistoni in plastica N°1	
8 Pistoni in plastica N°2	
1 Curette per la pulizia in NiTi N°0	
1 Curette per la pulizia in NiTi N°1	
1 Curette per la pulizia in NiTi N°2	
1 Siringa in acciaio	
1 Silicon Stop per la pulizia dei puntali N°0	
1 Silicon Stop per la pulizia dei puntali N°1	
1 Silicon Stop per la pulizia dei puntali N°2	
1 Vaschetta per impasto in acciaio	
1 Box in alluminio sterilizzabile 185x145x30 mm	



Prezzo Promo

€ 869,00
+ iva

Prezzo di listino € 1.099,00 + iva

Surgical Retro Kit per otturazione retrograda dei denti anteriori e posteriori

(Ref. MAP20287)

Il kit dedicato allo specialista di chirurgia che tratta casi complessi di otturazione retrograda.

Contenuto	
1 Puntale Surgical destro N° 0	● N° 0
1 Puntale Surgical sinistro N° 0	● N° 0
1 Puntale Surgical destro N° 1	● N° 1
1 Puntale Surgical sinistro N° 1	● N° 1
1 Puntale NiTi a memoria di forma	● N° 0
1 Puntale NiTi a memoria di forma	● N° 1
24 Pistoni in plastica N°0	
24 Pistoni in plastica N°1	
1 Curette per la pulizia in NiTi N°0	
1 Curette per la pulizia in NiTi N°1	
1 Siringa in acciaio	
1 Silicon Stop per la pulizia dei puntali N°0	
1 Silicon Stop per la pulizia dei puntali N°1	
1 Vaschetta per impasto in acciaio	
1 Box in alluminio sterilizzabile 185x145x30mm	



Prezzo Promo

€ 974,90
+ iva

Prezzo di listino € 1.219,00 + iva

STOMIDROS

(Ref. STOGA08692)

Pasta per disinfezione canalare a base di calcio idrossido da preparare al momento dell'uso.

Confezione:

- n.30 Fiale monouso/pluridose, in vetro giallo fotoprotettivo sigillate alla fiamma.
- n.1 Flacone liquido
- n.1 Piastra da adibire all'impasto

Prezzo consigliato

€ 50,50
+ iva

Prezzo di listino € 57,65 + iva



STOMYLEX

(Ref. STOGA08693)

STOMYLEX il calcio ossido inalterabile nel tempo: terapia canalare calcica ad espansione graduale.

Confezione:

- n.30 fiale monouso/pluridose, in vetro giallo fotoprotettivo sigillate alla fiamma
- n.1 flacone liquido
- n.1 piastra da adibire all'impasto

Prezzo consigliato

€ 68,00
+ iva

Prezzo di listino € 77,18 + iva



CEMENTO AL FOSFATO DI ZINCO presa normale

(Ref. HF8002203 polv. n.3; Ref. HF8002204 polv. n.4; Ref. HF8002300 liq.)



Settori di Impiego

Fissaggio definitivo di corone, ponti, inlays, fissaggio di bande ortodontiche, cementazione per perni monconi e viti dentali, ricostruzioni di monconi, sottofondi per tutti i materiali di otturazione, otturazioni provvisorie.



Confezione: Polvere 100g
Prezzo consigliato

€ 33,80
+ iva


Prezzo di listino € 43,91 + iva



Confezione: Liquido 40 ml
Prezzo consigliato

€ 20,85
+ iva

Prezzo di listino € 27,09 + iva



CEMENTO AL FOSFATO DI ZINCO presa rapida

(Ref. HF8001203 polv. n.3; Ref. HF8001204 polv. n.4; Ref. HF8001300 liq.)



Settori di Impiego

Fissaggio definitivo di corone, ponti e inlays, fissaggio di bande ortodontiche, cementazione per perni monconi e viti dentali



Confezione: Polvere 100g
Prezzo consigliato

€ 33,80
+ iva


Prezzo di listino € 43,91 + iva



Confezione: Liquido 40 ml
Prezzo consigliato

€ 20,85
+ iva

Prezzo di listino € 27,09 + iva



READY2MIX

(Ref. HF8002403 presa normale n.3; Ref. HF8002404 presa normale n.4)



La particolarità di questo innovativo prodotto è rappresentata dalla sua flessibilità. Infatti permette di modificare la consistenza usata per fissaggi e sottofondi, rendendola più densa oppure più liquida attraverso una goccia di liquido in più oppure in meno.

Rispetto alla miscelazione classica manuale, READY2MIX permette di:

- evitare errori di miscelazione grazie ad un sistema di dosaggio preciso brevettato e adattare la consistenza alle proprie preferenze.
- riprodurre la consistenza ideale continuamente anche se l'operatore cambia di volta in volta
- ridurre il tempo di miscelazione del 33%.

Prezzo consigliato

€ 61,45
+ iva

Prezzo di listino € 79,86 + iva



ergo

justool

Ergo è un accessorio in silicone autoclavabile per l'organizzazione e la pulizia degli strumenti Endodontici. Il team di Styleitaliano Endodontics lo ha ideato per migliorare l'efficienza ed ergonomia della routine quotidiana Endodontica.

Ergo è diviso in due sezioni che servono per accogliere due differenti spugne. Quella **blu**, più piccola, è utile per organizzare strumenti endodontici manuali. La spugna **grigia**, invece, serve per pulire gli strumenti rotanti posizionandoli in movimento al di sopra o all' interno della stessa.

A lato di Ergo ci sono **5 fori** che servono per alloggiare la sequenza preferita dall'operatore di strumenti rotanti. I fori sono molto utili per connettere e disconnettere dalla testina del motore endodontico gli strumenti senza toccarli con le dita.

Al di sopra di Ergo sono presenti due scale millimetriche per la misurazione degli strumenti endodontici.

Ergo ti permette di raggiungere velocemente tutti i tuoi strumenti, installare i file rotanti sul motore endodontico e/o pulire i tuoi strumenti in modo facile ed efficace.

L'assistente indossa Ergo, mantenendo gli strumenti organizzati, preparando la lunghezza di lavoro e installando i file rotanti nel motore.



STARTER KIT

Contenuto Starter Kit

- 1x Bracciale Ergo
- 3x spugna blu
- 3x spugna grigia
- 2x protezioni acciaio

Design in collaborazione con



Prezzo Consigliato

€ 69,00
+iva

Guarda il video



plano

Plano è un accessorio disegnato per migliorare l'organizzazione di più materiali endodontici utilizzati durante la fase di otturazione canalare.

Il suo utilizzo è riservato al personale qualificato dello studio odontoiatrico e dell'ambiente ospedaliero.

Con Plano è molto più facile avere i tuoi strumenti nel posto giusto al momento giusto.

Plano offre spazio dedicato e slot per coni di guttaperca e punte di carta. Dispone inoltre di un'area centrale progettata per consentire la miscelazione di materiali bioceramici o MTA e di un essiccatore per asciugare i coni prima di utilizzarli.

- Disinfettare ed inserire i coni di guttaperca in spazi dedicati ad ogni canale
- Miscelare e raccogliere il cemento endodontico
- Asciugare i coni di guttaperca prima di inserirli nei canali radicolari
- Alloggiare le punte di carta
- Plano è un dispositivo medico di classe I
- Puoi sterilizzare Plano in autoclave a vapore (134 ° C o 273 ° F per 4' - ciclo universale classe B)

Disinfettare prima dell'uso

Ogni fessura in Plano è abbastanza profonda da permetterti di versare facilmente un po' di disinfettante e di pulire perfettamente i tuoi coni di guttaperca prima di inserirli nei canali.

Caratteristiche tecniche:

Materiale: 100% Silicone 50 SH (particolari secondo norma ISO3302-M2)

Colore: grigio

Peso: 170 gr

Dimensioni: Ø 120mm - h 17mm

Guarda il video



Prezzo Consigliato

€ 59,00
+iva

Nuovo sistema di
matrici sezionali NiTin[®]
La soluzione predicibile
per i punti di contatto



- Le matrici sezionali NiTinTM sono rigide e offrono una curvatura ottimale pur essendo adattabili.
- Garantiscono una stabilità e rigidità maggiori grazie alla curvatura.
- La linguetta centrale consente un inserimento ed una rimozione corretta, semplice e veloce.
- Hanno uno spessore di 0,035mm (35 μ)
- Cinque misure disponibili per molari e premolari, anche con estensione cervicale.

Prova il nostro Starter kit

(ref. RENT-KMN-40) composto da:

1 anello NiTinTM alto (nero), 1 anello NiTinTM standard (bianco), 40 matrici NiTinTM assortite in 5 misure, 40 cunei NiTinTM assortite in 4 misure, 1 pinza di posizionamento anelli



Promo 23M00013

€ 299,00
+iva

Prezzo di listino: € 531,67 + iva



Perchè usare un sistema di matrici sezionali per le II classi?

Sistema di matrici sezionali NiTin™

- Sistema facile da usare
- Sagomatura naturale
- Contatti all'altezza del margine
- Gli anelli garantiscono una separazione ottimale, per punti di contatto eccellenti, stretti
- Matrici con preformatura anatomica naturale

rispetto a

Sistema tipo Tofflemire

- Non ripristina l'anatomia interprossimale
- Contatti sottili alla cresta marginale
- Ampi spazi dove il cibo si accumula
- Maggiore rischio di fratture, interferenze occlusali, carie ricorrenti e malattie parodontali



Contatti migliori,
praticamente senza
sbavature!

PROMO SODDISFATTI O RIMBORSATI

Acquista

n.1 NiTin™ Sectional Matrix Kit Pack:

Ref. RENT-KMN-01

- n.1 Anello NiTin™ Premolari piedini lunghi (nero)
- n.1 Anello NiTin™ Molari standard (bianco)
- n.100 Matrici Full Curve tridimensionali assortite
- n.100 Cunei NiTin™ assortiti
- n.1 Pinza allarga-anelli
- n.1 Pinzetta per matrici

Ricevi in sconto merce

**n.1 Anello NiTin™ per molari (nero) e
n.1 conf. di matrici in metallo full curve
(50 matrici standard)**

se non sei soddisfatto puoi restituire il kit pack integro entro max 30 giorni dalla data di acquisto e ricevere il rimborso



Valore omaggio
€ 250,00

Prezzo Promo

€ 459,00
+iva

Prezzo di listino € 923,95 + iva

Anelli di posizionamento

I due anelli Nitin™ grazie alle alte performance del NiTiInol, producono una consistente forza di separazione sui denti e di aderenza.



Codice	Contenuto	Prezzo di Listino	Consigliato di vendita
RENT400	Anello NiTiIn™ grande (nero) 2 pz/conf.	€ 298,00	€ 212,90
RENT500	Anello NiTiIn™ standard (bianco) 2 pz/conf.	€ 298,00	€ 212,90
RENT400-1	Anello NiTiIn™ grande (nero) 1 pz/conf.	€ 166,35	€ 118,90
RENT500-1	Anello NiTiIn™ standard (bianco) 1 pz/conf.	€ 166,35	€ 118,90

Cunei interdentali NiTiIn™

I cunei si adattano alla forma della gengiva e le estremità curvate sulla punta rendono l'inserimento più facile e senza danni alla papilla.



Codice	Contenuto	Prezzo di Listino	Consigliato di vendita
RENTK4	Set cunei interdentali NiTiIn™ - 400 pz/100 per ciascuna misura/colore	€ 209,83	€ 149,90
RENTYL	Ultrafine (giallo) 100 pz/conf.	€ 54,32	€ 38,90
RENTBL	Piccolo (blu) 100 pz/conf.	€ 54,32	€ 38,90
RENTOR	Medio (arancione) 100 pz/conf.	€ 54,32	€ 38,90
RENTGR	Grande (verde) 100 pz/conf.	€ 54,32	€ 38,90

Matrici NiTiIn™ preformate Full Contour per un'anatomia ideale

Un altro vantaggio del sistema NiTiIn sono le nuove matrici anatomiche tridimensionali. Le matrici rigide offrono una curvatura ottimale, pur essendo adattabili.

Codice	Contenuto
RENTM100	Matrici Full Contour tridimensionali 4,4 mm (50 pz/conf.)
RENTM150	Matrici Full Contour tridimensionali piccole cervicali 6,0 mm (50 pz/conf.)
RENTM175	Matrici Full Contour tridimensionali 5,6 mm (50 pz/conf.)
RENTM200	Matrici Full Contour tridimensionali 6,6 mm (50 pz/conf.)
RENTM300	Matrici Full Contour tridimensionali grandi cervicali 8,7 mm (50 pz/conf.)

Codice	Contenuto	Prezzo di Listino	Consigliato di vendita
RENTMK01	Matrici Full Contour tridimensionali kit pack (250 pz - 50 pz per misura)	€ 382,03	€ 272,90



Prezzo Promo

€ 59,00
+iva

Prezzo di listino € 84,00 + iva

Pinza per il posizionamento degli anelli

Ref. RENT-MRDF-100

La pinza NiTiIn™ per il posizionamento degli anelli ha un'impugnatura ergonomica, permette un rapido e preciso posizionamento ed è prodotta per durare nel tempo.



Prezzo Promo

€ 99,00
+iva

Prezzo di listino € 138,85 + iva

Pinzetta per cunei e matrici

Ref. RENT-DF6-8

La pinzetta NiTiIn™ permette il posizionamento delle matrici e dei cunei in modo semplice e preciso garantendo un controllo tattile eccellente per avere sempre la situazione sotto controllo.




Prezzo Promo

€ 32,90
+iva

Prezzo di listino € 45,87 + iva

CHIRURGIA

Ams Deflussori, Ethicon, Systagenix W. Management, Ethicon Biosurgery, Farmax



SUTURE ETHICON

ETHICON

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

Soluzioni per la chirurgia odontoiatrica

VICRYL™ Plus

Le prestazioni e la maneggevolezza di sempre, unite all'azione batterica.

Molti dentisti conoscono VICRYL™, la sutura multifilamento assorbibile che offre una buona maneggevolezza e un annodamento sicuro sin dal primo nodo.

L'aggiunta di Triclosan Irgacare MP® rappresenta un importante miglioramento a questo prodotto già ben consolidato soprattutto in implantologia.


Studi clinici dimostrano che in presenza di un impianto permanente è più probabile che insorga un'infezione e questa è più difficilmente trattabile perché richiede una lunga terapia antibiotica e re-interventi.



ETHIBOND™ Excel

Ethibond™ Excel, sutura sintetica plurifilamento non assorbibile in poliestere, è caratterizzata da elevata resistenza tensile sul nodo, scorrevolezza, flessibilità, maneggevolezza, facilità di annodamento e tenuta dei nodi.

Il rivestimento in Polibutilato, agendo come lubrificante, facilita lo scorrimento, diminuendo la frizione del filo al passaggio attraverso i tessuti.



VICRYL

Filo di sutura sintetico viola, intrecciato, assorbibile, Particolarmente idoneo in chirurgia estrattiva, chirurgia parodontale e gengivale.

Sterilizzato ad ossido di etilene

Caratteristiche e vantaggi:

- nessuna capillarità
- buona resistenza alla trazione
- ottima scorrevolezza intratissutale e totale atraumaticità
- semplice da annodare ed eccellente tenuta dei nodi
- colore del filo: viola o incolore (bianco)



DEFLUSSORI AMS

Gamma completa di deflussori compatibili con i principali brands di micromotori per implantologia confezionati singolarmente in blister sterili. Dotati di valvola di regolazione del flusso, sezione perforante con filtro d'aria e puntale per la perforazione diretta dei flaconi.

Deflussore 1/2 vie

Confezione: 10 pz.

Prezzo consigliato



€ 53,00
+ iva

Prezzo di listino € 62,48+ iva

**Deflussore 1/2 vie
con rubinetto**

Confezione: 10 pz.

Prezzo consigliato



€ 65,50
+ iva

Prezzo di listino € 76,67 + iva

UTILIZZA UN MICROMOTORE W&H?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6452 (1 via)	ELCOMED 100/200/IMPLANTMED
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTMED SI 923
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTMED SI 95
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTMED SI 915
Ref.:DEF6452 (1 via)	ELCOMED SA-310
Ref.:DEF6452 (1 via)	DU 900
Ref.:DEF6452 (1 via)	PIEZOMED
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTMED NEW DESIGN
Ref.:DEF6452 (1 via)	ELCOMED 200 C/SA 200
Ref.:DEF6435 (1/2 vie + R)	TUTTI I MOTORI W&H

UTILIZZA UN MICROMOTORE ANTHOGRYR?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTEO
Ref.:DEF6452 (1 via)	IMPLANTEO LED

UTILIZZA UN MICROMOTORE NOUVAG?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6415 (1 via)	MD10
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD10-S
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD 11
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD 20
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD 30
Ref.:DEF6415 (1 via)	SM 12
Ref.:DEF6415 (1 via)	SEM 2
Ref.:DEF6415 (1 via)	SU 100
Ref.:DEF6415 (1 via)	CBM
Ref.:DEF6415 (1 via)	MD 700
Ref.:DEF6415 (1 via)	TCM 3000
Ref.:DEF6416 (1/2 vie + R)	MD 8000

UTILIZZA UN MICROMOTORE BIEN AIR?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6448 (1 via)	CHIROPRO 980
----------------------	--------------

UTILIZZA UN MICROMOTORE NSK?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6446 (1 via)	SURGIC XT
Ref.:DEF6446 (1 via)	SURGIC XT PLUS
Ref.:DEF6446 (1 via)	OSSOCISION
Ref.:DEF6446 (1 via)	VARIOSURG
Ref.:DEF6446 (1 via)	VARIOSURG 3
Ref.:DEF6446 (1 via)	SURGIC PRO

UTILIZZA UN MICROMOTORE DE GIORGI?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6444 (1 via)	STERIL INTRAPLANT
Ref.:DEF6444 (1 via)	INTRAMATIC 2
Ref.:DEF6444 (1 via)	INTRAMAX PLUS
Ref.:DEF6446 (1 via)	INTRASURGERY
Ref.:DEF6446 (1 via)	INTRASURGERY 2
Ref.:DEF6407 (1 via)	WOODPECKER LED

UTILIZZA UN MICROMOTORE ACTEON?

elenco di deflussori compatibili in funzione del modello:

Ref.:DEF6448 (1 via)	SUNI MAX
Ref.:DEF6448 (1 via)	SUNI SATELEC 2000/3000
Ref.:DEF6462*	IMPLANT CENTER
Ref.:DEF6462*	IMPLANT CENTER2 LED
Ref.:DEF6462*	PIEZOTOME
Ref.:DEF6462*	PIEZOTOME 2
Ref.:DEF6462*	PIEZOTOME SOLO

Disponibili anche deflussori compatibili con i seguenti brands:

ASEPTICO, ASTRATECH, ATR, BIOSAFIN, BONART, BREDENT, DE GOTZEN, DENTIUM, EMS, FIATECH, HKM, IDIEVOLUTION, FRIADENT, KYOCERA, MARIOTTI, NOBEL BIOCARE, NOVAXA, RESISTA, SAESHIN, SILFRANDENT, SIRONA, SWEDEN & MARTINA, TISSIDENTAL, STRAUMANN

TOPPER 8

Compresa a 4 o 6 strati ad alto potenziale assorbente, realizzata interamente in tessuto non tessuto.

Destinazione d'uso:

- Assorbimento dei fluidi ematici nella cavità orale
- Zaffo di piccole ferite post-estrattive
- Piccole detersioni

Caratteristiche:

- Elevata capacità di ritenzione dei fluidi e degli essudati
- Maneggevolezza
- Assenza di sfilacciature e di perdita di micro-particelle
- Totale biodegradabilità

TOPPER 8 sterile
(Ref. ETTS8052/N SING)
Dispenser da 120 pz.



Prezzo consigliato

€ 30,80
+ iva

Prezzo di listino € 35,35 + iva

TOPPER 8 Non sterile
(Ref. ETM53405N/S)
Dispenser da 200 Medicazioni 4 strati 5x5.



Prezzo consigliato

€ 9,15
+ iva

Prezzo di listino € 10,30 + iva



SPONGOSTAN DENTAL

(Ref. ETMS0005)

Spugna di gelatina di origine suina sterile, riassorbibile in 2-5 giorni.

Tempo necessario per raggiungere l'emostasi: 5-10 min.

Indicato per estrazioni dentali con emorragia persistente.

Confezione: n.1 blister da 24 pz.



Prezzo consigliato

€ 36,30
+ iva

Prezzo di listino € 38,13 + iva



ETHICON

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

TABOTAMP

(Ref. ET1906IT)

Cellulosa ossidata e rigenerata (100% di origine vegetale).

Adatto per sanguinamenti importanti e pazienti coagulopatici.

Emostasi raggiunta in 2-3 min.

Completamente riassorbito in 7-14 gg.



Prezzo consigliato

€ 341,00
+ iva

Prezzo di listino € 357,97 + iva



ETHICON

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

SOLUZIONE FISIOLÓGICA

Simit Dental offre una vasta gamma di soluzioni a base di sodio cloruro 0,9% nei vari formati e confezionamenti (flaconi e sacche).

Il nostro prodotto è concepito per:

- **il raffreddamento degli strumenti chirurgici rotanti durante gli interventi di chirurgia implantare.**
- **Per eliminare sangue e frammenti di tessuto.**
- **Per il lavaggio e l'irrigazione di ferite.**

I flaconi Kabipac e le sacche Salf sono soluzioni fisiologiche indicate per infusione e raffreddamento delle frese (dotati di numero di registrazione A.I.C.), mentre le sacche a marchio Galenica Senese, non necessitano tracciabilità (contraddistinte dal marchio CE) e sono dedicate al solo raffreddamento delle frese.

FLACONE

Kabipac è un prodotto medicale per iniezione identificato dal codice A.I.C., inoltre è caratterizzato da un innovativo e unico sistema DuoCap:

- n.2 porte (porta di infusione e porta di additivazione) ben identificate, separate, protette e con dimensioni diverse.
- n.2 sigilli twist off (membrana protetta, porta sterile, facile rimozione dei sigilli, evidenza immediata dell'integrità delle porte di accesso).



Kabipac Il nuovo flacone in polietilene, sicurezza ed efficienza al meglio. 100% Polietilene (PE). Prodotto con facile manipolazione, possibile appoggio in verticale, massima sicurezza ed una eccellente compatibilità con i farmaci, agevole inserimento del deflussore grazie al pratico ancoraggio del flacone durante l'infusione. Il flacone Kabipac è altamente ecologico. Oltre ad essere realizzato al 100% in polietilene (PE), non rilascia diossina durante l'incenerimento (soltanto anidride carbonica ed acqua), nessun rischio di tossicità da DEHP.

Codice	Descrizione	Confezionamento
PHF250KP	Sodio Cloruro 0,9% PE-KABIPAC	20 flaconi da 250 ml. cad.
PHF500KP	Sodio Cloruro 0,9% PE-KABIPAC	20 flaconi da 500 ml. cad.

Codice A.I.C. - IVA 10%

SACCHE



Salf Soluzione fisiologica in sacche (Sodio cloruro 0,9%) con A.I.C.

Soluzione sterile, apirogena, isotonica

Codice	Descrizione	Confezionamento
PHF250SD	Sodio Cloruro 0,9% BAXTER	20 sacche da 250 ml. cad.
PHF500SD	Sodio Cloruro 0,9% BAXTER	15 sacche da 500 ml. cad.
PHF1000SD	Sodio Cloruro 0,9% BAXTER	10 sacche da 1000 ml. cad.

Codice A.I.C. - IVA 10%

Galenica Senese Soluzione fisiologica in sacche (Sodio cloruro 0,9%) di classe IIa

Soluzione sterile, apirogena, isotonica

Codice	Descrizione	Confezionamento
PHF250GS	Sodio Cloruro 0,9% GAL. SENESE	20 sacche da 250 ml. cad.
PHF500GS	Sodio Cloruro 0,9% GAL. SENESE	15 sacche da 500 ml. cad.
PHF1000GS	Sodio Cloruro 0,9% GAL. SENESE	10 sacche da 1000 ml. cad.

Codice A.I.C. - IVA 22%

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO	LISTINO	OFFERTA
PHF250KP	Sodio Cloruro 0,9% PE-KABIPAC	20 flaconi da 250 ml. cad.	€ 34,78 cad.	€ 33,51 cad.
PHF500KP	Sodio Cloruro 0,9% PE-KABIPAC	20 flaconi da 500 ml. cad.	€ 41,41 cad.	€ 33,85 cad.
PHF250GS	Sodio Cloruro 0,9% GAL. SENESE	20 sacche da 250 ml. cad.	€ 48,60 cad.	€ 45,10 cad.
PHF500GS	Sodio Cloruro 0,9% GAL. SENESE	15 sacche da 500 ml. cad.	€ 40,67 cad.	€ 38,82 cad.
PHF1000GS	Sodio Cloruro 0,9% GAL. SENESE	10 sacche da 1000 ml. cad.	€ 34,37 cad.	€ 32,19 cad.
PHF250SD	Sodio Cloruro 0,9% SALF	20 sacche da 250 ml. cad.	€ 53,00 cad.	€ 50,00 cad.
PHF500SD	Sodio Cloruro 0,9% SALF	15 sacche da 500 ml. cad.	€ 42,06 cad.	€ 39,33 cad.
PHF1000SD	Sodio Cloruro 0,9% SALF	10 sacche da 1000 ml. cad.	€ 34,45 cad.	€ 32,64 cad.

IGIENE ORALE E SBIANCAMENTO

Philips Zoom, Recordati



Philips Zoom:
trattamento alla
poltrona con lampada
Whitespeed a LED
e Zoom **In-Office kit**

Whitespeed rappresenta l'evoluzione della consolidata esperienza delle lampade per sbiancamento ZOOM che da oltre 10 anni raccolgono ampi consensi sia tra i professionisti che tra i pazienti.



I benefici della luce a LED

Con una durata di circa 50.000 ore, i led a luce blu, prodotti con la tecnologia avanzata Philips, riducono i costi operativi:

- il consumo di energia è decisamente ridotto rispetto alle lampade alogene
- la sensibilità è ridotta poichè la luce Led non surriscalda il dente.

Intensità della luce variabile

Grazie all'innovativa funzione "INTENSITY", potrai regolare la potenza della luce emessa all'inizio ed addirittura durante lo svolgimento del trattamento assicurando il miglior comfort possibile al paziente. Gli appositi Led bianchi ti indicheranno il settaggio scelto ed il display memorizzerà l'ultima impostazione, high-medium-low, garantendoti la massima semplicità e sicurezza d'uso.

Zoom Chairside Whitening Kit

25%

Perossido di idrogeno

Clinicamente provato per uno sbiancamento fino a 8 tonalità in 45 minuti

KIT PER 2 PAZIENTI



Prezzo Promo 23M00126

€ 1.689,00 + iva

Prezzo di listino € 4.328,78 + iva

Acquista:

n.1 lampada WhiteSpeed

+ n.3 Chairside 25% perossido d'idrogeno del valore di €768,00

Lo sbiancamento professionale



The power of three

- 1 Fosfato di Calcio Amorfo
- 2 Nitrato di Potassio
- 3 Fluoro

DayWhite ACP e NiteWhite ACP

- Rimineralizzano lo smalto del dente
- Riducono la sensibilità del dente in maniera drastica
- Riducono il rischio di ricolorazione
- Donano il sorriso che i vostri pazienti hanno sempre desiderato

Come funziona ACP?



1.

Durante il processo di sbiancamento, i cristalli di ACP si legano alla superficie del dente.

2.

Cristalli di ACP si depositano nei tubuli dentali in modo da ridurre la sensibilità del dente

3.

L'ACP ricostruisce lo smalto riempiendo i pori superficiali.

Take Home

Domiciliare

DayWhite e NiteWhite sono gli unici sbiancamenti domiciliari che combinano l'ACP (Fosfato di Calcio Amorfo), nitrato di potassio e fluoro per una gestione ottimale della sensibilità ed un miglioramento delle capacità sbiancanti. Rimineralizzano lo smalto del dente, riducono la sensibilità dentinale e il rischio di ricolorazione. Il gel non necessita di refrigerazione grazie alla siringa brevettata Dual-Barrel.



Acquista

n.1 NiteWhite 16% perossido carbammide (rif. ZM881073911290)

Contenuto confezione:

- n.6 siringhe da 2.4 ml con ACP
- n.2 fogli di vinile
- n.1 portamascherina
- n.1 scala colori e istruzioni d'uso

Promo 23M00095



€ 58,80 + iva cad.

Prezzo di listino € 67,10 + iva

Acquista

n.1 NiteWhite 10% perossido carbammide (rif. ZM881073411290)

Contenuto confezione:

- n.6 siringhe da 2.4 ml con ACP
- n.2 fogli di vinile
- n.1 portamascherina
- n.1 scala colori e istruzioni d'uso

Promo 23M00094



€ 58,80 + iva cad.

Prezzo di listino € 67,10 + iva

Acquista

n.1 DayWhite 6% perossido d'idrogeno (rif. ZM881073011290)

Contenuto confezione:

- n.6 siringhe da 2.4 ml con ACP
- n.2 fogli di vinile
- n.1 portamascherina
- n.1 scala colori e istruzioni d'uso

Promo 23M00093



€ 58,80 + iva cad.

Prezzo di listino € 67,10 + iva



Zoom Chairside Whitening Kit

25%

Perossido di Idrogeno

cl clinicamente provato per uno sbiancamento fino ad 8 tonalità in 45 minuti

KIT PER 2 PAZIENTI

- » n.2 Siringhe di gel Zoom da 4.6 g cad.
- » n.2 Retrattori labiali IsoPrep®
 - » n.2 Guide Light
- » n.2 Siringhe di Relief® ACP gel da 2.4 g
- » n.2 Tray monopaziente ciascuno contenente:
 - Siringa Liquida da 2.9 g
 - Cannula di aspirazione chirurgica
 - Olio di vitamina E
- Rulli di cotone, garze e materiale isolante
 - Pennellini vari

Zoom Chairside Whitening Kit

6%

Perossido di Idrogeno

la prima soluzione Zoom luce attivata professionale con concentrazione al 6%, sbianca fino a 6 tonalità in un'ora, ridotta sensibilità.

KIT PER 2 PAZIENTI

- » n.4 Siringhe di gel Zoom da 2.4 g cad.
- » n.2 Retrattori labiali IsoPrep®
 - » n.2 Guide Light
- » n.2 Tray monopaziente ciascuno contenente:
 - n.1 Siringa Liquidam da 2.9 g
 - n.2 Whitening Accelerator PH Booster
 - n.2 Fogli di vinile
 - n.1 Portamascherine
- n.2 Siringhe Take Home Gel da 2.4 g a scelta tra DayWhite 6% o NiteWhite 16%
 - Cannula di aspirazione chirurgica
 - Olio di vitamina E
- Rulli di cotone, garze e materiale isolante
 - Pennellini vari

In
Office

In Studio

Test clinici hanno dimostrato che già dopo il primo trattamento, grazie a Philips Zoom, i denti possono essere schiariti fino a 8 tonalità. Il 50 % dei pazienti, dopo il trattamento, ha riportato una tonalità pari a VITA B1 o addirittura più chiara. Rispetto ad un trattamento di sbiancamento senza lampada UV, anche dopo 30 giorni i denti risultano il 42% più bianchi.* Il gel Philips Zoom agisce grazie alla reazione foto-Fenton di perossido e ferro. La componente perossidica reagisce con il ferro generando radicali idrossilici, i cosiddetti "agenti sbiancanti". La fotosintesi favorisce il rinnovo continuo del ferro reattivo, la produzione costante di radicali idrossilici, migliorando notevolmente il processo di sbiancamento.

Acquista:

n.1 Zoom Chairside Whitening kit perossido di idrogeno 25%

Ref. ZMZME2667

oppure

n.1 Zoom Chairside Whitening kit perossido di idrogeno 6%

Ref. ZMZME2692 (Take home DW 6%)

o Ref. ZMZME2691 (Take home NW 16%)

Promo 23M000125

€ 199,00 + iva

Prezzo di listino € 256,47 + iva



Scegli il prodotto
più adatto
al tuo paziente



DayWhite

6%

Perossido di Idrogeno
con fluoro

18 trattamenti diurni
15-30 minuti 2 volte al giorno

- » n.6 Siringhe da 2.4 g con ACP
- » n.2 Fogli di Vinile
- » n.1 Porta Mascherina
- » n.1 Scala Colori
- Istruzioni d'uso



gusto fresco alla menta!



NiteWhite

16% 10%

Perossido di
Carbammide con fluoro

18 trattamenti notturni
4-6 ore

- » n.6 Siringhe da 2.4 g con ACP
- » n.2 Fogli di Vinile
- » n.1 Porta Mascherina
- » n.1 Scala Colori
- Istruzioni d'uso

Relief ACP

In soluzione Gel

da applicare pre-post trattamento per il
controllo della sensibilità



n.4 Siringhe di Relief ACP da 2.4 g.

Codice	Prodotto
ZM881073011290	DayWhite 6% New Formula (6 siringhe x 18 applicazioni)
ZM881073411290	NiteWhite 10% New Formula (6 siringhe x 18 applicazioni)
ZM881073911290	NiteWhite 16% New Formula (6 siringhe x 18 applicazioni)
ZMPVE1602	Relief ACP desensibilizzante (4 siringhe da 2.4 g. cad.)

PHILIPS
sonicare

ProtectiveClean 4300

Spazzolino Elettrico Sonico
Trial

Ref. SCHX6848/98



Gengive più sane. Con delicatezza.

Migliora la salute delle gengive fino al 100% in più rispetto a un manuale

Grazie al sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre migliori la salute delle tue gengive fino al 100% in più rispetto a uno spazzolino manuale.



Migliora le condizioni delle gengive

Le innumerevoli setole di alta qualità garantiscono uno spazzolamento ultra delicato in grado di rimuovere la placca lungo il bordo gengivale, per migliorare la salute delle gengive fino al 100% in più rispetto a uno spazzolino manuale. Inoltre, la punta curva raggiunge anche i denti in fondo alla bocca



Progettato su misura per il tuo paziente

Abituarsi a qualcosa di nuovo può richiedere un po' di tempo. Ecco perché il nostro programma Easy-Start offre ai pazienti la possibilità di un graduale, ma delicato, aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del loro nuovo spazzolino.



Timer utili

Il nostro QuadPacer permette ai pazienti di sapere quando hanno dedicato il tempo giusto alla pulizia di ogni parte del cavo orale, mentre la nostra funzione Smartimer indica loro quando sono trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.



Tecnologia innovativa

La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana. Connette inoltre il manico dello spazzolino intelligente alle testine.

PREZZO PROMO

€ 64,99
+IVA



PHILIPS
sonicare

New

2100 Series

Spazzolino Elettrico Sonico
Trial

Ref. SCHX3651/11 - Rosa

Ref. SCHX3651/12 - Azzurro

Ref. SCHX3651/13 - Bianco



Addio spazzolino manuale. Benvenuta tecnologia sonica.

Rimozione della placca fino a 3 volte superiore

La tecnologia sonora, combinata alla nostra azione di pulizia, offre una rimozione delicata della placca 3 volte superiore* a uno spazzolino manuale.



Sicuro e delicato

Lo spazzolino Sonicare offre una pulizia accurata senza essere aggressivo su denti e gengive. Le vibrazioni sonore, delicate ma potenti, assicurano una pulizia eccezionale e allo stesso tempo delicata su denti e gengive.



Progettato su misura per il tuo paziente

Grazie al design compatto, leggero ed ergonomico, lo spazzolino è facile da impugnare e da utilizzare, in modo da ottenere una pulizia straordinaria senza sforzi.



Addio adattatore. Benevenuta USB.

Gli adattatori di alimentazione possono sembrare piccoli, ma complessivamente le loro plastiche hanno un impatto enorme sull'ambiente. Passando al caricatore USB nei modelli Philips Sonicare serie 1000-4000, è possibile utilizzare fino a 189.210 kg di plastica in meno ogni anno.



Tecnologia innovativa

Le potenti vibrazioni delle setole guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale, per un'esperienza rinfrescante. In soli 2 minuti otterrai l'equivalente di due mesi di spazzolamento manuale.** 31.000 movimenti al minuto dello spazzolino puliscono delicatamente i denti, dissolvono la placca e la rimuovono per una pulizia quotidiana eccezionale.

PREZZO PROMO

€ 42,43 +IVA



Testine standard per spazzolino sonico

W Optimal White

Ref. SCHX6062/10



Denti più bianchi fino al 100% in appena una settimana

Pulizia avanzata per denti bianchi, senza macchie.

La testina W2 Optimal White è perfetta per chi desidera una pulizia profonda, per denti più bianchi e senza macchie e un sorriso radioso.

PREZZO PROMO

€ 23,52
+IVA

Testine Philips Sonicare

S Sensitive

Ref. SCHX6052/07



Pulizia ultra sensibile. Comfort ultra morbido.

Pulizia superiore per denti e gengive sensibili.

La testina Philips Sonicare S Sensitive è perfetta per la pulizia di denti e gengive sensibili e doloranti. Pulizia efficace e delicata sulle gengive.

PREZZO PROMO

€ 19,99
+IVA

Testine Philips Sonicare

For kids

Ref. SCHX6042/33



Pulizia superiore in pochi secondi.

Pulisce e protegge il loro sorriso dai 7 anni in su

La testina Philips Sonicare For Kids è ideale per i dentini in crescita. Compatibile solo con spazzolini For Kids in grado di offrire un'esperienza più sicura, piacevole e formativa ai tuoi bambini.

PREZZO PROMO

€ 16,97
+IVA

Testine Philips Sonicare

For kids

Ref. SCHX6032/33



Pulizia superiore in pochi secondi.

Pulisce e protegge il loro sorriso dai 3 anni in su

La testina Philips Sonicare For Kids è ideale per i dentini in crescita. Compatibile solo con spazzolini For Kids in grado di offrire un'esperienza più sicura, piacevole e formativa ai tuoi bambini.

PREZZO PROMO

€ 19,47
+IVA

DENTOSAN

Trattamento Intensivo 0,2%

Dentosan contiene clorexidina 0,20% che assicura una completa igiene orale inibendo lo sviluppo dei batteri che formano la placca.

La cloroxidina è nota per:

- La sua specifica azione preventiva e disgregante della placca batterica.
- La sua spiccata capacità di fissarsi a lungo sulle gengive nel tempo.

Acquista n. 1 confezione di collutorio Dentosan
(6 flaconi da n1 litro + 2 erogatori) cod. REC11028150

RICEVI IN SCONTO MERCE

n. 1 confezione di campioni misti di Dentosan e Alovex
cod. REDENT2 del valore di € 51,49 così composta:

- ALOVEX GEL Protezione Attiva per afte 4 ML 1 pz.
- ALOVEX GEL Protezione attiva per afte BUSTINE 5 pz.
- ALOVEX SPRAY Protezione attiva. 1 pz.
- ALOVEX COLLUTORIO protezione attiva 60ML C.R. 1 pz.
- ALOVEX COLLUTORIO BUSTINE 10 pz.
- DENTOSAN COLLUTORIO bustine MIX 30 PZ 1 pz.
- ALOVEX PROTEZIONE MANI FOLDER CON CAMPIONE 5 pz.



Prezzo Promo 23M00001

€ 51,20 + iva

Prezzo di listino: € 60,21 + iva



DENTOSAN

Gel parodontale 30ml

Gel coadiuvante intensivo antiplacca, con beccuccio dosatore per applicazioni localizzate

- Contiene clorexidina digluconato 0,5%
- Coadiuvante intensivo antiplacca
- Gel per applicazioni localizzate
- Con beccuccio dosatore.



Acquista:

n. 3 confezioni di
Dentosan Gel Parodontale 30ml
cod. REC11029300

Prezzo Promo 23M00002

€ 5,85 + iva Cad

Prezzo di listino: € 6,90 + iva





**AZIONE
IGIENIZZANTE**

ALCOOL 70%



A base di:
ALOE VERA



PANTENOLO



**DERMATOLOGICAMENTE
TESTATO**

**DELICATO
SULLA PELLE**

**SI ASSORBE
RAPIDAMENTE**

ALOVEX PROTEZIONE MANI

deterge le mani **igienizzandole** in breve tempo grazie alla sua soluzione con **alcool al 70%**. Grazie ad **Aloe vera** e **Pantenolo** lascia le mani **morbide ed idratate**.

Acquista

n. 1 conf. **Alovex Protezione mani 500ml**
(Ref.REC1101980)

deterge le mani igienizzandole in breve tempo grazie alla sua soluzione con alcool al 70%.

PREZZO LANCIO 23M00003

€ 7,80
+ IVA



Prezzo di listino: € 8,92 + iva



PHARMA

Pierrel, Simit Pharma



ORABLOC NEEDLESTICK SAFETY SYSTEM



Il rivoluzionario sistema Pierrel di protezione che consente di evitare punture accidentali al personale sanitario con aghi potenzialmente infetti.

Il re-incappucciamento dell'ago dopo l'uso è la causa più frequente di punture accidentali, le cui conseguenze comportano indagini cliniche per gli operatori sanitari, fino alla quarantena.

Sistema di sicurezza adatto a tutti i tipi di ago per uso medico ed utilizzabile in tutti i settori sanitari: Odontoiatria, Veterinaria, Pediatria, Ospedale, Chirurgia ambulatoriale, Chirurgia cosmetica, Cure domiciliari.

VANTAGGI

- Semplice da usare
- Sicuro ed economico
- Fino a 100 iniezioni protette
- Idoneo per ogni tipo di ago



ORABLOC NEEDLESTICK SAFETY SYSTEM

Cod. PI20201212

dispositivo di protezione per aghi



PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

€ 28,80 + iva

Prezzo di listino € 30,86 + iva

PERIOCID ESSENTIAL

(Ref. ITD021ID1)



E' indicato per il trattamento delle tasche parodontali, prevenzione e trattamento della parodontite al fine di arrestarne la progressione, lesioni post estrattive e protezione di ferite e siti chirurgici.

ACQUISTA n.1 confezione

la confezione contiene:

- n.1 Flacone Liquido: 1,5 ml
- n.1 Siringa sterile
- n.1 Ago erogatore a punta smussa



Promo 23M00092

€ 58,12
+ iva

Prezzo di listino € 71,43 + iva



N5

(Ref. ITD018IA12)



Sodio ipoclorito al 5%

Soluzione pronta all'uso per l'irrigazione dei canali radicolari nel corso di operazioni di alesaggio.

ACQUISTA

n.2 Conf. di N5

Promo 23M0006B

€ 12,50
+ iva cad.

Prezzo di listino € 16,20 Cad.+ iva



AGHI PER ANESTESIA PJECT

(Ref. SPV17180 - SPV17181 - SPV17182 - SPV17183 - SPV17184)



Formati disponibili

- 27G x 36mm - SPV17180 - Colore grigio
- 30G x 12mm - SPV17181 - Colore giallo
- 30G x 21mm - SPV17182 - Colore giallo
- 30G x 25mm - SPV17183 - Colore giallo
- 30G x 16mm - SPV17184 - Colore giallo

Confezione: n.100 Pz.

Prezzo consigliato

€ 10,00
+ iva



ARTICAINA - MEPIVACAINA

(Ref. P132200010 - P132200020 - P132200030 - P132200040)



Anestetico in confezione da 100 tubofiale

Articaina con Adrenalina 1:100.000

Articaina con Adrenalina 1:200.000

Mepivacaina con Adrenalina 1:100.000

Mepivacaina senza Adrenalina

Processo di produzione in Asepsi

Anestesia rapida in 2-3 minuti

Stabile 24 mesi a temperatura ambiente



Prezzo consigliato

€ 53,40
+ iva

Prezzo di listino € 56,31 + iva

DISINFEZIONE

Cattani



CATTANI - LINEA MAGNOLIA PRODOTTI COMPLEMENTARI ALL'ASPIRAZIONE



PULI-JET PLUS 2.0

Cod. CT060922

Il Puli-Jet Plus 2.0 da 1 litro è un detergente, disinfettante concentrato per gli aspiratori dentali e per gli impianti centralizzati di aspirazione. Il flacone è dotato di un tappo dosatore e il suo contenuto non genera schiuma ed ha un'azione anticalcare, non contiene fenoli e aldeidi. Il prodotto viene diluito in 2,5 litri di acqua calda (40°-50°C) per una pulizia efficace, detergente e disinfettante:

- Battericida
- Fungicida
- Tuberculicida
- Virucida (HBV-HCV-HIV)

Con 1 litro si ottengono 250 litri di soluzione sanitizzante (0,4%) pari a 1000 litri a conf. e 125 litri di disinfettante (0,8%) pari a 500 litri a conf. - **INDISPENSABILE PER POMPE AD ANELLO LIQUIDO** -

CONFEZIONE: 4 flaconi da 1 litro



PROMO SPECIAL 22M00050

€211,90 + iva

Prezzo di listino € 277,40

ANTISCHIUMOGENO

Disinfettante Cod. CT040826S - Sanitizzante Cod. CT040786S

Antischiumogeno disinfettante è una tavoletta antischiuma idrosolubile disinfettante per gli aspiratori dentali ed impianti centralizzati di aspirazione. Il prodotto è un ottimo battericida e candidicida.

L'azione disinfettante è assicurata da una quantità di Ortho-Phatalal-dehyde provata contro:

- Staphylococcus Aureus
- Pseudomonas Aeruginosa
- Enterococcus Hirae
- Candida Albicans.

Modo d'uso: Ideale al termine di ogni giornata di lavoro, inserendo una o due tavolette nel primo filtro.

ACQUISTA n.1 confezione a scelta tra Disinfettante o Sanitizzante

CONFEZIONE: 50 Tavolette



PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

€ 42,50 + iva

Prezzo di listino € 55,19

AC NET

Cod. CT040807- SNG

Detergente per la parte interna della camera in acciaio inox dell'autoclave

CONFEZIONE: n.1 flacone da 500 ml completo di nebulizzatore e panno in microfibra

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

€ 15,90 + iva

Prezzo di listino € 20,25



PULI-JET CLASSIC

Cod. CT040715

Detergente sanitizzante per aspiratori
100 litri di soluzione detergente

CONFEZIONE: 4 flaconi da 5 litri cad.

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

€158,90 + iva

Prezzo di listino € 207,55



DECONTAMINAZIONE E STERILIZZAZIONE

MELAG, Bs Medical, Elma, Hygienio



HYGIENIO IL SANIFICATORE



Da oltre 12 anni l'alleato per la disinfezione degli Studi Medici

Hygienio utilizza un sistema tecnologico brevettato in grado di miscelare in modo automatico ed equilibrato vapore saturo secco e disinfettante nebulizzato, **questa esclusiva tecnologia permette di disinfettare tutte le superfici presenti in un ambiente permettendo in questo modo il riutilizzo dopo pochi minuti degli ambienti trattati.**

L'attività di disinfezione diviene **semplice e rapida** grazie ad una pratica lancia irrigatrice ed evita il contatto diretto con le superfici da e verso l'operatore eliminando il rischio di trasporto di cariche batteriche.

La miscela vapore-disinfettante generata da Hygienio a contatto con le superfici condensa per poi **asciugarsi rapidamente** depositando un sottile strato omogeneo di disinfettante.

La pellicola di disinfettante essendo finissima ed autoestinguenta in 18/24 ore, non necessita di risciacqui e quindi garantisce un **effetto batteriostatico duraturo nel tempo.**

ADANTIUM PLUS - Disinfettante consigliato

Adantium Plus (disinfettante concentrato decontaminante) è un moderno preparato di sintesi per la disinfezione ad azione sterilizzante, mirata alla decontaminazione totale, di strumentario chirurgico e di dispositivi medici usati a diretto contatto con la paziente e per la decontaminazione di tutte le attrezzature, le apparecchiature e le superfici in ambito ospedaliero.

Adantium Plus ha un'azione con spettro totale di attività (batteri, lieviti, funghi e virus) ed eccezionale rapidità di disinfezione:

- Virus 1 minuto
- Batteri 5 minuti
- Spore e funghi 10 minuti



HYGIENIO + ADANTIUM PLUS

Cod. HYB1N1 - Cod. HYADP25

Acquista:

n.1 Hygienio

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.12 flaconi di Adantium Plus 25 ml cad.
(del valore di € 144,00 + iva)

Prezzo consigliato di vendita



€ 3.300,00
+ iva



HYGIENIO SERVIZIO DI MANUTENZIONE



SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA *ALL INCLUSIVE*

- MANUTENZIONE ORDINARIA
- MANODOPERA
- IMBALLO DEDICATO (cassa di sicurezza)
- COSTI DI TRASPORTO

Per mantenerne inalterate l'efficienza e la capacità di lavoro le consigliamo la manutenzione periodica (ogni anno) come specificato anche sul libretto d'istruzioni.

La divisione Simit Service, è certificata dalla Casa Madre, per offrirle il **servizio di manutenzione ordinaria** che prevede quanto segue:

- Sostituzione delle componenti sottoposte a naturale usura;
- Pulizia del miscelatore e del generatore di vapore;
- Controllo della funzionalità dei circuiti e della componentistica meccanica ed elettronica;
- Aggiornamento di alcune componenti tecniche;
- Controllo generale dell'efficienza delle principali componenti esterne (es, lancia erogatore - ruote pivotanti).

Al termine della manutenzione ordinaria, l'attrezzatura verrà sottoposta ad un severo e continuato collaudo.

I ricambi utilizzati per la manutenzione **sono garantiti per un periodo di 12 mesi.**

Simit Service si occupa anche di organizzare il servizio di trasporto, tramite corriere, con l'utilizzo di un imballo dedicato.

E' possibile richiedere un Hygienio "di cortesia" utilizzabile per tutto il tempo necessario a completare l'intervento di manutenzione/riparazione ricevendo in OMAGGIO 2 flaconi di adantium plus.

Per maggiori informazioni e per richiedere un preventivo di manutenzione [CLICCA QUI](#)

Adantium® Plus

Disinfettante concentrato decontaminante

Adantium plus è un moderno preparato di sintesi per la disinfezione.

1. È un **disinfettante di ultima generazione a spettro totale di abbattimento** (batteri, lieviti, funghi, virus);
2. Presenta una **totale assenza di tossicità**.
Questa formulazione, grazie al suo meccanismo di azione, può essere impiegata a concentrazioni molto basse, in modo da non costituire tossicità di esposizione per qualsiasi soggetto presente nell'ambiente di impiego;
3. È biodegradabile oltre il 94%.
Uno studio di gascromatografia, relativo ai trattamenti su vetro, pvc e acciaio inossidabile, dimostra che il 99,5% del principio attivo è presente nelle prime acque di risciacquo, pertanto **il preparato non lascia alcun residuo su superfici o attrezzature**.



PROMO ADANTIUM PLUS SELLOUT

CODICE PRODOTTO: HYADP25; HYHSE_BOX.1

Acquista

n.2 conf. di Adantium Plus (24 flaconi da 25 ml cad.)

Ricevi in sconto merce

n.1 box di Adantium Plus Spray (n.12 ricariche per ottenere 6l di soluzione)

Disinfettante per superfici e decontaminante per strumenti del valore di € 65,00 + iva



PREZZO PROMO 23M000210



€ 239,00 + iva

Prezzo di listino: € 347,00 + iva

Adantium® Plus Spray

1 Prodotto 3 Soluzioni:

Disinfettante per superfici, sistemi ingrandenti e decontaminante per strumenti



Adantium® Plus è un moderno preparato di sintesi, concentrato, per la contemporanea detersione e disinfezione ad azione sterilizzante mirante alla decontaminazione totale di dispositivi chirurgici termoresistenti, superfici ed ambienti in ambito sanitario/ospedaliero, ai sensi della attuale legge sulla sicurezza. Dispositivo Medico di Classe II a (CE 0373)



**Mostra attività virucida
contro virus con involucro:
è quindi efficace contro il
Sars-Cov-2**



SEMPLICE:

comode ricariche monouso di formulato concentrato permettono di semplificare la preparazione, la conservazione del prodotto ed economizzare le spese di trasporto.



ETICO:

ridurre inutili sprechi di materiale quali plastica per contenitori, flaconi, tappi è un dovere per i produttori ed i consumatori.



ECO SOSTENIBILE:

l'imballo esterno è totalmente prodotto con materiale riciclato e riciclabile nel rispetto degli standard di ecosostenibilità.



EFFICACE:

Adantium Plus è un energico disinfettante concentrato di alto livello e con ampio spettro di azione, per la contemporanea detersione e disinfezione di dispositivi medici non invasivi e superfici ad uso specifico in ambiente medico ed odontoiatrico.



SICURO:

il nostro obiettivo è la ricerca di formulazioni nuove ed originali non CMR (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione) in conformità alla legge sulla sicurezza.

ACQUISTA:

n.1 Box di Adantium Plus Spray

contenente:

- n.1 flacone trasparente vuoto da 500 ml;
- n.1 erogatore spray;
- n.12 ricariche di disinfettante concentrato Adantium Plus (utili per 6 litri di soluzione);

n.1 box per 6l di soluzione

meno di
10 €/L



PREZZO PROMO 23M00022


€ 65,00
+iva

KIT COMPLETO DI TEST


per il controllo d'efficienza del ciclo d'igiene



BOWIE & DICKS



HELIX TEST




VAPORLINE



SPORE



SEAL CHECK



FOGLI PER ARCHIVIAZIONE TEST

Un kit per 365 giorni in sicurezza

- Helix test consigliato una volta al giorno
- Vaporline consigliato in 3 buste al giorno
- Spore consigliato una volta al mese
- Bowie & Dick consigliato una volta al mese
- Seal Check consigliato una volta al mese

ACQUISTA

n.1 kit completo di test (Cod. VRSMARTKIT)

composto da:

*n.200 Helix test, n.250 Vaporline, n.10 Spore,
n.10 Bowie & Dick, n.12 Seal Check*

PREZZO DI LISTINO: € 300,00 + iva

+

n.1 Incubatore per test biologico (Cod. VRNDB-060-E)

del valore di € 180,00



PREZZO OFFERTA

€ 299,00 + iva

PREZZO DI LISTINO: € 375,00 + IVA

TEST DI STERILIZZAZIONE

Una gamma completa.

TOSI TEST

Cod. VR11100-12

Dispositivo di controllo e di validazione in grado di valutare l'efficacia di pulizia dei termodisinfettori progettati, prodotti e validati secondo la Norma EN ISO 15883.

Confezione: 12 Test

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

€ 92,90 + iva

Prezzo di listino: € 98,00



VAPOR LINE

Cod. VR269008

Indicatore chimico monouso specifico per il monitoraggio dei cicli di sterilizzazione in autoclave a vapore saturo a 121° e 134°.

Confezione: 250 pz.

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

€ 128,00 + iva

Prezzo di listino € 134,28



BOWIE & DICK TEST PACK

Cod. VR0307

Permette di verificare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi porosi

Confezione: Singola

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

€ 3,00 + iva

Prezzo di listino: € 3,45



SONOCHECK

Cod. VR30550-03

Test di valutazione dell'efficacia e della funzionalità delle vasche ad ultrasuoni. Permette di effettuare sia il controllo di routine (test di funzionalità) che straordinario (test di validazione).

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

€ 12,20 + iva

Prezzo di listino: € 12,79



HELIX TEST SYSTEM

Cod. VR08003

Permette di verificare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi cavi (turbine e manipoli).

Confezione: 1 Cannula Helix + 200 test

PROMO SPECIAL 23M00025

€ 70,00 + iva

Prezzo di listino € 105,31



DUAL STEAM

Cod. VR33002038

Indicatore di classe B a variabile multipla consente la lettura immediata e precisa del raggiungimento delle condizioni di sterilizzazione (tempo, temperatura, vapore saturo) da inserire all'interno delle buste.

Confezione: 500 pz.

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

€ 41,90 + iva

Prezzo di listino € 44,59



INCUBATORE PER TEST BIOLOGICO

Cod. VRNDB-060-E

Permette l'incubazione di 15 indicatori biologici tra 55°C e 60°C per determinare se la sterilizzazione a vapore saturo è stata efficace

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

€ 171,87 + iva

Prezzo di listino € 180,00



SPORE

Cod. VRBT20/6BION10

Indicatori biologici per il controllo dei cicli di sterilizzazione con vapore saturo

Confezione: 10 fiale

PREZZO PROMO 23M00026

€ 24,00 + iva

Prezzo di listino € 38,50



BS MEDICAL TEST DI STERILIZZAZIONE

La gamma completa di Test per il controllo dell'efficienza del ciclo di igiene

Premessa giuridica

Il codice civile (art 1176 c.2) prevede che il professionista adotti tutte le misure necessarie ad evitare di creare con il suo lavoro danni a terzi e tra questi vi sono i dipendenti.

L'obbligo è rafforzato dal d.lgs 81 del 2008 che detta linee guida per la sicurezza sul luogo di lavoro e per la sterilizzazione come forma di protezione collettiva per gli operatori del settore sanitario.

La legge stabilisce che nei piccoli ambulatori medici, come ad esempio dall'odontoiatra, è il datore di lavoro a dover individuare le tecniche idonee alla procedura di sterilizzazione.


Questo comporta, in capo ad esso, anche la responsabilità giuridica per i danni provocati nell'esercizio della professione **In caso di giudizio il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare che nel proprio studio sono adottate procedure idonee alla sterilizzazione.**

BS MEDICAL offre una gamma completa di test di sterilizzazione per rispondere a tutte le esigenze dell'odontoiatra

Attrezzatura	Test	Descrizione
Vasca ultrasuoni	Sonocheck	Test di valutazione dell'efficacia e della funzionalità delle pulitrici ad ultrasuoni. Permette di effettuare sia un controllo routinario (test di funzionalità) che straordinario (test di validazione).
Termodisinfettore	Tosi test	Dispositivo di controllo e validazione in grado di valutare l'efficienza dei termodisinfettori.
Termosigillatrice	Seal Check	Verifica la qualità della saldatura della busta di sterilizzazione.
Autoclave	Helix Test	Valuta la penetrazione del vapore nei corpi cavi (turbine e manipoli) sottoposti al ciclo in classe B.
Autoclave	Bowie & Dick	Verifica la capacità di penetrazione del vapore nei corpi porosi esempio tessuti. Per il test viene utilizzato un "pacco prova" standardizzato e conforme alle normative tecniche attualmente in vigore che simula il tessuto. Il test deve essere superato da tutte le autoclavi che dichiarano la possibilità di sterilizzazione di carichi porosi, come garze, bende, camici e tessuti in genere.
Autoclave	Dual Steam	Test chimico a variabile multipla (tempo, temperatura, vapore) da inserire all'interno delle buste. Totalmente atossico e privo di piombo.
Autoclave	Vaporline	Integratore chimico che può essere impiegato per controllare la sterilizzazione degli strumenti imbustati e non.
Autoclave	Sporeview	Test biologico applicabile a tutte le tipologie di autoclavi a vapore, permette di indicare i parametri relativi alla disattivazione biologica. Sono preparazioni standardizzate di microorganismi in forma di spora (sono tra i microorganismi più resistenti al calore umido).

AUTOCLAVI PREMIUM-EVOLUTION SERIES

Evolution - il meglio diventa perfezione!



VACUKLAV® 40 B+ EVOLUTION KIT

IL KIT INCLUDE:

- **Cod. MLG0040B** PACK composto da:
 - › n.1 porta tray tipo E plus
 - › n.6 tray standards
 - › n.2 tray narrow
- **Cod. MLG01043** n.1 Card
- **Cod. MLG01048** n.1 Card Reader
- **Cod. MLG01049** n.1 MELADEM40*
- **Cod. MLG37241** n.1 kit installazione MELADEM40
- **Cod. MLG27300** n.1 MELAJET

*trattamento demineralizzante acqua



QUOTAZIONE A RICHIESTA

VACUKLAV® 41 B+ EVOLUTION KIT

IL KIT INCLUDE:

- **Cod. MLG0041B** PACK composto da:
 - › n.1 porta tray tipo E plus
 - › n.6 tray standards
 - › n.2 tray narrow
- **Cod. MLG01043** n.1 Card
- **Cod. MLG01048** n.1 Card Reader



QUOTAZIONE A RICHIESTA

VACUKLAV® 44 B+ EVOLUTION KIT

IL KIT INCLUDE:

- **Cod. MLG0044B** PACK composto da:
 - › n.1 porta tray tipo E plus
 - › n.6 tray standards
 - › n.2 tray narrow
- **Cod. MLG01043** n.1 Card
- **Cod. MLG01048** n.1 Card Reader
- **Cod. MLG01049** n.1 MELADEM40*
- **Cod. MLG37241** n.1 kit installazione MELADEM40
- **Cod. MLG27300** n.1 MELAJET

*trattamento demineralizzante acqua



QUOTAZIONE A RICHIESTA

VACUKLAV® 43 B+ EVOLUTION KIT

IL KIT INCLUDE:

- **Cod. MLG0043B** PACK composto da:
 - › n.1 porta tray tipo E plus
 - › n.6 tray standards
 - › n.2 tray narrow
- **Cod. MLG01043** n.1 Card
- **Cod. MLG01048** n.1 Card Reader



QUOTAZIONE A RICHIESTA

AUTOCLAVI PRO-CLASS

L'autoclave più venduta al mondo



Performance

Elevate capacità di carico e rapidi tempi di sterilizzazione



Safety

L'interfaccia seriale integrata garantisce una documentazione affidabile



Flexibility

Ampia gamma di prodotti della classe PRO



User friendliness

Il comprovato concetto a 5 tasti MELAG per un uso intuitivo



VACUKLAV® 30 B+ KIT

IL KIT INCLUDE:

- **Cod. MLG0030B** PACK composto da:
 - › n.1 Porta Tray
 - › n.5 tray standard
- **Cod. MLG01039** n.1 kit MELAFASH
- **Cod. MLG01049** n.1 MELADEM40*
- **Cod. MLG37241** n.1 kit installazione MELADEM40

*trattamento demineralizzante acqua

Collegamento fisso alla rete idrica



Profondità camera 35 cm



QUOTAZIONE A RICHIESTA

VACUKLAV® 31 B+ KIT

IL KIT INCLUDE:

- **Cod. MLG0031B** PACK composto da:
 - › n.1 Porta Tray
 - › n.5 tray standard
- **Cod. MLG01039** n.1 kit MELAFASH

Stand-alone



Profondità camera 35 cm



QUOTAZIONE A RICHIESTA

VACUKLAV® 24 B+ KIT

IL KIT INCLUDE:

- **Cod. MLG0024B** PACK composto da:
 - › n.1 Porta Tray
 - › n.5 tray standard
- **Cod. MLG01049** n.1 MELADEM40*
- **Cod. MLG37241** n.1 kit installazione MELADEM40

*trattamento demineralizzante acqua

Collegamento fisso alla rete idrica



Profondità camera 45 cm



QUOTAZIONE A RICHIESTA

VACUKLAV® 23 B+ KIT

IL KIT INCLUDE:

- **Cod. MLG0023B** PACK composto da:
 - › n.1 Porta Tray
 - › n.5 tray standard
- **Cod. MLG01039** n.1 kit MELAFASH

Stand-alone



Profondità camera 45 cm



QUOTAZIONE A RICHIESTA

TERMODISINFETTORI MELAG

Per un flusso di lavoro ottimale negli studi medici e nelle cliniche



Efficienza: la riduzione del carico di lavoro garantisce flussi di lavoro che fanno risparmiare tempo e denaro



Sicurezza: ottimizzazione della protezione del lavoro grazie ai contatti minimi con gli strumenti



Conformità alle leggi: la documentazione dei processi di trattamento consente la riproducibilità



Ottimizzazione del processo: riutilizzo immediato di strumenti semi-critici dopo il ciclo di termo-disinfezione

Liquidi di processo MEtherm®

Sviluppati specificatamente per la serie MELAtherm® 10, i liquidi di pulizia neutralizzanti, brillantanti MEtherm®, offrono i migliori risultati di pulizia e di asciugatura con il minimo consumo.



Convincetevi della perfetta sinergia con i termodisinfettori MELAG attraverso lo starter-set gratuito MEtherm®

MELAtherm® 10

Le caratteristiche del prodotto senza sovrapprezzo

- ✓ Asciugatura attiva
- ✓ Alloggiamento dei liquidi di processo e del modulo di dosaggio nell'apparecchio
- ✓ Interfacce di documentazione integrate
- ✓ Camera di trattamento ottimizzata per lo studio medico

MELAtherm® 10 Evolution

Offre innovazioni nuove e straordinarie supplementari:

- ✓ Grande Display Smart-Touch con funzione video
- ✓ Rilascio della carica ProControl
- ✓ Tecnologia AquaBoost
- ✓ Interfaccia MELAconnect



MELATHERM® 10 KIT CON FILTRO CENTRALE

Disponibile nelle versioni:

Cod. MLGTHE10DTA2 - TRIFASE
Cod. MLGTHE10DTB2 - MONOFASE

• **KIT composto da:**

- › n.1 cestello base con binario iniettore e filtro centrale
- › n.1 porta tray 6 alloggi
- › n.1 cestello flessibile n.3
- › n.1 cestello flessibile n.1
- › n.1 Starter Set MEtherm®



QUOTAZIONE A RICHIESTA



MELATHERM® 10 EVOLUTION KIT CON FILTRO CENTRALE

Disponibile nelle versioni:

Cod. MLGTHE10DTAE - TRIFASE
Cod. MLGTHE10DTBE - MONOFASE

• **KIT composto da:**

- › n.1 cestello base con clean filter
- › n.1 porta tray 6 alloggi
- › n.1 cestello flessibile n.3
- › n.1 cestello flessibile n.1
- › n.1 Starter Set MEtherm®



QUOTAZIONE A RICHIESTA



LE SIGILLATRICI MELAG

Per un flusso di lavoro ottimale negli studi medici e nelle cliniche



Esperienza
Specializzazione
dal 1951



Fiducia
Oltre 100.000 cliente
MELAseal® soddisfatti



Qualità
Made in
Germany



Innovazione
180 ingegneri
specializzati



Soluzione di sistema
Trattamento degli strumenti
chiavi in mano

MELAseal® 100+

Sigillatrice a barra compatta

- ✓ **Velocità:** breve tempo di riscaldamento e sigillatura
- ✓ **Redditività:** non richiede manutenzione quindi risparmio dei costi per lo studio
- ✓ **Sicurezza:** controllo del tempo e temperatura di sigillatura

MELAseal® 200

Sigillatrice a barra con convalida

- ✓ **Comando intuitivo:** 4 softkey MELAG e display LCD
- ✓ **Documentazione:** due interfacce USB per il protocollo e connessione al PC
- ✓ **Conformità alle norme:** soddisfa i requisiti della EN ISO 11607-2

MELAseal® Pro

Sigillatrice rotativa con convalida

- ✓ **Efficienza di processo:** elevata velocità di esecuzione di 8m/min
- ✓ **Documentazione:** interfaccia seriale per stampante, CF-Card-Printer o connessione pc
- ✓ **Conformità alle norme:** soddisfa i requisiti della EN ISO 11607-2

MELAseal® 100+ CON PORTAROTOLO COMFORT

Cod. MLG10211 / Cod. MLG10111



QUOTAZIONE A RICHIESTA



MELAseal® 200+ CON PORTAROTOLO DELUXE

Cod. MLG10120 / Cod. MLG10108



QUOTAZIONE A RICHIESTA



MELAseal® PRO CON PORTAROTOLO MURALE

Cod. MLG10010 / Cod. MLG00116



QUOTAZIONE A RICHIESTA



MELAQUICK® 12+

Compatta. Veloce. Robusta.



Tempi rapidi di funzionamento

Sterilizzare gli strumenti a corpo cavo.
In soli 7 minuti secondo EN 13060.



Grande dentro - Piccola fuori

Accessori vari per il carico e fino a 12
manipoli o turbine



Dimensioni compatte

Richiede uno spazio minimo sul piano
di lavoro nella sala di sterilizzazione



Flessibilità

Scegli tra soluzioni con o senza colle-
gamento dell'aria compressa



STERILIZZARE FINO
A 12 MANIPOLI O
STRUMENTI DA 1 KG A
TEMPO DI RECORD



MELAQUICK® 12+ KIT

Cod. MLG00012

Kit composto da:

n.1 cestello universale



QUOTAZIONE A RICHIESTA



- ✓ Pulizia e disinfezione
- ✓ Manutenzione
- ✓ Sterilizzazione
- ✓ Documentazione



€ 6.000 Meno costi di servizio:*

Perché meno dispositivi si traducono in costi inferiori. Careclave non è solo più economico da acquistare, ma consente anche di risparmiare denaro extra Manutenzione e convalide per altri dispositivi.

45% Più spazio nella sala di sterilizzazione:

Il tuo team sa quanto è prezioso lo spazio nella sala di sterilizzazione. Con Careclave hai molto più spazio e puoi preparare in sicurezza i tuoi strumenti! Puoi fare "clic" e fare a meno di attrezzature di lubrificazione aggiuntive.

33% Più di strumenti dinamici per ciclo:

Careclave è velocissima. La preparazione di 8 strumenti in soli 16-18 minuti ne garantisce una veloce disponibilità e quindi riduce la necessità di investimento per altri strumenti dinamici.

*Dopo circa 11 anni rispetto ad un costo di gestione di una autoclave e un dispositivo aggiuntivo per il ricondizionamento degli strumenti dinamici

- + TERMODISINFETTORE
- + AUTOCLAVE
- + DISPOSITIVO DI PULIZIA E LUBRIFICAZIONE
- + DOCUMENTAZIONE E APPROVAZIONE
- = CARECLAVE

Mai prima d'ora: Careclave è il primo dispositivo al mondo che rispetta le normative: per i termodisinfettori (DIN EN ISO 15883) e per autoclavi (DIN EN 13060)





Pulizia e disinfezione

Careclave consente la pulizia e la disinfezione di ben 8 strumenti di trasmissione dentali, manipoli per profilassi o inserti ZEG in soli 16 minuti.

Cura

Careclave garantisce una cura delicata e veloce dei manipoli contrangoli e delle turbine. Grazie alla stazione di cura ADDcare integrata, anche la cura delle pinze di serraggio si esegue direttamente con Careclave.



Documentazione e approvazione


Addio al registro di sterilizzazione! Con ProControl avrai la prova rapida, sicura e senza carta, di un trattamento degli strumenti a regola d'arte. La documentazione e l'approvazione si ottengono senza software aggiuntivo, direttamente sul display di Careclave. Per una prova completa, i protocolli di trattamento vengono memorizzati sullo stick USB MELAG o nella rete dello studio.

Sterilizzazione (classe B)


Con la tecnologia brevettata DRYtelligence e il sistema a doppio rivestimento, Careclave offre tutto quello che ci si può aspettare da una moderna autoclave - ma anche di più: Sterilizza fino a 11 kg di carico su un massimo di 8 vassoi o 4 box MELAstore a tempi di record. Grazie al compartimento dal concetto rivoluzionario, sono possibili il trattamento e la cura degli strumenti nel Carebox.



Carebox



Carico combinato



Vassoi lunghi

MEET THE REVOLUTION

VACUCLAVE 550

Qualcosa di GRANDE sta arrivando: la grande piccola autoclave.

Trasforma 2 in 1 - Rispetto a due piccole autoclavi alternative, Vacuclave 550 garantisce una capacità notevolmente maggiore con un ingombro inferiore del 40%. Sterilizzare il numero massimo di strumenti nel minimo spazio in tempi record.

Grazie alla camera extra-large e alle innovazioni pionieristiche, sarai pronto per tutte le attività con Vacuclave 550: Scopri i vantaggi della nostra nuova autoclave da 50 litri per una sterilizzazione dei tuoi strumenti risparmiando: energia, tempo e costi.

Vacuclave 550 offre:

- Capacità eccezionale: più spazio per un carico fino a 25 kg su 16 vassoi o fino a 10 box MELAstore.
- Velocità impressionante: tecnologia brevettata Double Jacket per tempi di funzionamento record.
- Asciugatura intelligente: riduzione del tempo di asciugatura con DRYtelligence fino all'80%.
- Comfort senza compromessi: display Smart-Touch extra-large per un funzionamento intuitivo semplice come il tuo smartphone
- Documentazione tracciabile: documentazione e approvazione direttamente sul dispositivo con ProControl
- Tecnologie pionieristiche: Recovery, Coolify, Power Save e DRY intelligence fanno di Vacuclave 550 la soluzione più pulita, per il tuo budget e l'ambiente



SOMETHING BIG IS COMING

ELMASONIC MED DISPOSITIVI DI PULIZIA AD ULTRASUONI



SEMPLICE

Intuitivo. Digitale.
E con feedback



SICURO

Per utenti, strumenti
e pazienti



PULITO

Progettato e conforme
alle norme MDR.



INTELLIGENTE

5 diverse modalità di
lavaggio ad ultrasuoni

ELMA è diventata l'azienda di riferimento per la pulizia e il trattamento con ultrasuoni in molti settori, i dispositivi Elmasonic Med infatti sono utilizzati per la pre-pulizia di strumenti, protesi e impianti in molti settori:

- Centri medici e studi dentistici
- Ospedali e CSSD
- Laboratori odontotecnici
- Saloni estetici

I dispositivi Elmasonic Med sono registrati come Dispositivi Medici di Classe I secondo il nuovo MDR ((EU) 2017/745).

ELMASONIC MED 30 (3 LT)

- n.1 Cod. EL1097278-C Elmasonic Med 30
- n.1 Cod. EL1004176 Cestello Inox

Promo 23M00023



€ 747,00
+ iva

Prezzo di listino € 1.052,30



UNA PRE-PULIZIA SEMPLICE E SICURA



ELMASTEAM 8 MED (PRE-CLEANING)

Cod. EL1075951

Dispositivo di pulizia a vapore Elmasteam 8 med conforme al nuovo regolamento sui dispositivi medici MDR.

Con il dispositivo di pulizia a vapore Elmasteam 8 med, gli strumenti possono essere facilmente pre-puliti senza danneggiarli, anche dallo sporco più ostinato, come i tessuti bruciati su pinzette chirurgiche.

Il manipolo è fissato ad un comodo tubo flessibile della lunghezza di 1.4m, ed è completo di una connessione Luer-lock tramite la quale è possibile collegare direttamente gli strumenti cavi al manipolo e pre-pulirli anche all'interno.

La superficie in acciaio inossidabile di Elmasteam è igienica poiché estremamente semplice da pulire.



PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA



€3.624,14 + iva

Prezzo di listino € 4.744,56

ELMASONIC MED ULTRASONIC (CLEANING DEVICE)

Elmasonic Med è la serie di efficienti dispositivi di pulizia ad ultrasuoni che rappresentano una pre-pulizia affidabile di strumenti medici, dentistici e chirurgici.

Con una frequenza ultrasonica di 37 kHz è possibile rimuovere anche le contaminazioni più ostinate.

La gamma di dispositivi Elmasonic Med con volumi del serbatoio da 3 a 90 litri (solo Med 30 senza scarico) sono adatti ad ogni esigenza.

I detergenti chimici specifici sviluppati da Elma ed i pratici accessori come i cestini, supporti per vassoi, ecc. garantiscono i migliori risultati di pulizia.



EC 55 CLEANER 1 L (DISINFECTING)

Cod. EL8000066

Concentrato per la disinfezione e la pulizia in bagni ad immersione con e senza ultrasuoni, rimuove sangue, proteine, saliva e residui di tessuto ed osso.

Per strumenti medici generici e chirurgici e soprattutto per strumenti odontoiatrici rotanti (trapani, frese, lucidatrici, strumenti canalari) ed endoscopi.

L'EC 55 offre una protezione di alto livello già durante la pre-pulizia grazie alle sue proprietà fungicide, battericide e virucide, anche virus avvolti come il Coronavirus (certificato VAH).



PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA



€69,64 + iva

Prezzo di listino € 80,89

SISTEMI DI INGRANDIMENTO E ILLUMINAZIONE

Orasoptic





Orascope lancia OmniOptic, il primo e unico sistema a ingrandimenti intercambiabili che permette ai professionisti di selezionare l'ingrandimento ottimale per ciascuna procedura.

OmniOptic è il sistema ideale per gli utenti che desiderano aumentare il loro potere di ingrandimento nel corso della loro carriera grazie alla possibilità di scegliere tra le quattro potenze di ingrandimento disponibili che vanno da 2.5X a 5,5X. Il design unico presenta una montatura con un sistema di ancoraggio magnetico integrato che permette ai medici di aggiornare la loro potenza di ingrandimento senza dover ordinare un nuovo occhiale.

Gli oculari sono facili da sostituire grazie ad un sistema a incastro con magneti senza dovere quindi avere un occhiale apposito per ciascun ingrandimento. Il nuovo sistema di ingrandimento OmniOptic, come tutti i sistemi di ingrandimento della linea Orascope, è personalizzato in base alla conformazione del viso, distanza di lavoro ed esigenze visive del cliente, caratteristiche che lo rendono unico nel settore dei sistemi di ingrandimento professionali, lenti antiriflesso e antigraffio per un comfort ottimale ed un'esperienza di visione senza eguali. L'occhiale è disponibile e esclusivamente con configurazione Through the lens (TTL) e supporta tutte le montature disponibili della linea, dalla più classica montatura Victory in Titanio, alle montature sportive Rydon e Rave in policarbonato (progettate e prodotte dal celebre marchio Rudy Project), alla montatura Legend in alluminio.

Il peso può variare da 57 g fino a 82 g per il maggior potere ingrandente.

OmniOptic gode di una garanzia a vita limitata sugli oculari e tre anni sulla montatura e viene spedito unitamente al kit di accessori standard composto da protezioni laterali, laccetto elastico stringitesta, custodia personalizzata ed accessori per la manutenzione dei sistemi ingrandenti.

Dopo il lancio di Eyezoom ed Eyezoom Mini negli anni scorsi, gli unici sistemi ad ingrandimento variabile al mondo, Orascope si riconferma leader nei sistemi di ingrandimento professionali per il settore dentale e partner di eccellenza di Simit Dental da più di 16 anni.

OmniOptic 2,5 x

Montatura Victory 2,5x
(Ref. ORAOMNI25V1)

Montatura Tempo 2,5x
(Ref. ORAOMNI25TE)

Prezzo Consigliato

€ 2.533,00 + iva

Listino € 2.960,18 + IVA

OmniOptic 3,5 x

Montatura Victory 3,5x
(Ref. ORAOMNI35V1)

Montatura Tempo 3,5x
(Ref. ORAOMNI35TE)

Prezzo Consigliato

€ 3.000,00 + iva

Listino € 3.509,91 + IVA

OmniOptic 4,5 x

Montatura Victory 4,5x
(Ref. ORAOMNI45V1)

Montatura Tempo 4,5x
(Ref. ORAOMNI45TE)

Prezzo Consigliato

€ 3.281,00 + iva

Listino € 3.829,98 + IVA

OmniOptic 5,5 x

Montatura Victory 5,5x
(Ref. ORAOMNI55V1)

Montatura Tempo 5,5x
(Ref. ORAOMNI55TE)

Prezzo Consigliato

€ 3.551,00 + iva

Listino € 4.153,60 + IVA



Il nuovo Eyezoom™ offre 3 livelli di ingrandimento regolabili da 3x a 5x



Qualità

Rivestimenti ottici e lenti ingegnerizzati e prodotti in collaborazione con KONICA MINOLTA



Ingrandimento adattabile

Tecnologia variabile su 3 livelli da 3x a 5x di ingrandimento

Montature

TRIUMPH - RAVE - RYDON - VICTORY

Ingrandimento	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
3X	10,2 cm	10,2 cm	Personalizzabile	97,6 gr.
4X	8,3 cm	8,3 cm		
5X	6,35 cm	6,35 cm		

EyeZoom

Montatura Victory (Ref. ORAOEYEZ-V1)

Montatura Tempo (Ref. ORAEYEZ-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAEYEZ-RY)

Montatura Triumph (Ref. ORAEYEZ-TR)

Promo 23M00080

€ 3.890,00 + iva

Prezzo di listino € 5.705,32 + IVA



Con prescrizione standard: €150,00

Eyezoom™ mini è un sistema ingrandente compatto con ingrandimento variabile da 2,5x a 3,5x

Questa ottica innovativa garantisce all'utilizzatore l'ingrandimento ottimale per ciascuna procedura di lavoro.

Con una versatilità senza precedenti e distanza di lavoro costante ad ogni livello di ingrandimento, eyezoom mini è lo strumento ideale per coloro che si affacciano per la prima volta all'utilizzo dei sistemi ingrandenti.

Ingrandimento	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
2,5X	10,16 cm	10,16 cm	Personalizzabile	73,7 gr.
3,5X	8,10 cm	8,10 cm		

Montature

TRIUMPH - TEMPO - RYDON - VICTORY

EyeZoom Mini

Montatura Victory (Ref. ORAOEYEZMINI-V1)

Montatura Tempo (Ref. ORAOEYEZMINI-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAOEYEZMINI-RY)

Montatura Triumph (Ref. ORAEYEZMINI-TR)

Promo 23M000801

€ 2.950,00 + iva

Prezzo di listino € 4.199,74 + IVA



Con prescrizione standard: € 150,00

HDL 2.5X MACRO

Offrendo una qualità di immagine equivalente al sistema ingrandente HDL 2.5 MICRO, il nuovo HDL 2.5 MACRO offre una larghezza di campo consistente che permette di muoversi facilmente all'interno del campo di lavoro e visualizzarlo con facilità. L'oculare ha una copertura in alluminio con finitura nichel spazzolato. La maggiore dimensione dell'oculare che entra nella lente aumenta quantità di luce che entra oculare per una migliore visualizzazione. Immagine più luminosa grazie all'alta definizione delle ottiche.

Serie	Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
HLD	2.5x macro	Personalizzabile	10.4 cm	12.7 cm	48,7 gr.

Configurazioni

TTL - TTF - FLIP UP

HDL MACRO 2.5X

Montatura Victory (Ref. ORAHDL25MACRO-V1)

Montatura Tempo (Ref. ORAHDL25MACRO-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAHDL25MACRO-RY)

Montatura Triumph (Ref. ORAHDL25-TR)



Promo 23M00087

€ 1.890,00 + iva

Prezzo di listino € 2945,93 + IVA



Con prescrizione standard: € 150,00

HDL - 3,0X

Sistema di ingrandimento Galileiano

Compatto e leggero, HDL 3x è stato progettato per garantire un comfort di visione unico per un occhiale di tale ingrandimento. Oculari del 50% più piccoli rispetto al suo predecessore HiRes 3.25X.

Serie	Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
HDL	3.0x	Personalizzabile	7.9 cm	13.97 cm	48.7 gr.

Montature

TEMPO - RYDON - VICTORY - TRIUMPH

HDL MICRO 3.0X personalizzabile

Montatura Victory (Ref. ORAHDL30-V1)

Montatura Tempo (Ref. ORAHDL30-TE)

Montatura Rydon (Ref. ORAHDL30-RY)

Montatura Triumph (Ref. ORAHDL30-TR)



Promo 23M00088

€ 2.130,00 + iva

Prezzo di listino € 3.175,02 + IVA



Con prescrizione standard: € 150,00



RDH EliteEdge™

Il nuovo sistema ingrandente Orasoptic

Il sistema ingrandente 2.5X RDH EliteEdge™ presenta una tecnologia all'avanguardia con un angolo di declinazione regolabile per una corretta postura e comprende una larghezza e profondità di campo generose consigliati per i professionisti dentali.

La montatura è di tipo sportivo con stanghette colorate intercambiabili ed un telaio profondo per il massimo confort.

Specifiche:

Ogni occhiale include protezioni laterali, laccetto, stringitesta, custodia, cacciavite ottico e panno per la pulizia.

Come per tutti i sistemi ingrandenti Orasoptic, l'occhiale può essere personalizzato con prescrizione oculistica

Colori Disponibili:



Blu

Viola

Rosa

Nero

Serie	Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
RDH ELITE EDGE	2.5x	Personalizzabile	10,20 cm	15,20 cm	43,30 gr.

DISPONIBILE ANCHE CON MONTATURA TEMPO (COD. ORARDH-TE)



**CONTATTA IL TUO
CONSULENTE PER FISSARE UNA DEMO
IN STUDIO**

Promo 23M00021

€ 1.380,00 +IVA

Prezzo di Listino: € 1.763,91 + iva





Con  **ORASCOPE™**

puoi vedere il campo operatorio da diverse prospettive e
 assecondare le più svariate preferenze di ciascun Professionista



**Lo schermo protettivo Simit Dental
 è compatibile con i principali
 sistemi ingrandenti Orascope.**

HDL PRISMATICI

Nuova gamma di sistemi ingrandenti prismatici disponibili da 3.5X a 5.5X. Design compatto e durevole. Offrono una distanza di lavoro personalizzata e sono dotati di rivestimento anti-graffio ed anti-riflesso. La maggiore dimensione dell'oculare che entra nella lente permette l'ingresso di una maggiore quantità di luce per una migliore visualizzazione. Sugli oculari è stampato un ingrandimento per una più facile identificazione.

HDL Prism è disponibile anche con Montatura sportiva allo stesso prezzo della montatura Victory.

Configurazioni: TTL - FLIP UP

Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Peso
3.5X	Personalizzabile	8,9 cm	9,1 cm	67,5 gr.
4.5X		7,5 cm	6,7 cm	71,5 gr.
5.5X		6,4 cm	5,9 cm	74,4 gr.

HDL 3.5X personalizzabile

Montatura Victory (Ref. ORA35PZ-V1)
 Montatura Tempo (Ref. ORA35PZ-TE)
 Montatura Rydon (Ref. ORA35PZ-RY)
 Montatura Triumph (Ref. ORA35PZ-TR)

Promo 23M00071

€ 2.390⁰⁰ + iva

Prezzo di listino € 3.499,46 + IVA



HDL 4.5X personalizzabile

Montatura Victory (Ref. ORA45PZ-V1)
 Montatura Tempo (Ref. ORA45PZ-TE)
 Montatura Rydon (Ref. ORA45PZ-RY)
 Montatura Triumph (Ref. ORA45PZ-TR)

Promo 23M00072

€ 2.590⁰⁰ + iva

Prezzo di listino € 3.669,00 + IVA



HDL 5.5X personalizzabile

Montatura Victory (Ref. ORA55PZ-V1)
 Montatura Tempo (Ref. ORA55PZ-TE)
 Montatura Rydon (Ref. ORA55PZ-RY)
 Montatura Triumph (Ref. ORA55PZ-TR)

Promo 23M00073

€ 2.790⁰⁰ + iva

Prezzo di listino € 3.988,50 + IVA



ZEON LED SPARK TRUCOLOR

(Ref. ORALED-SPARK-TC)

Spark è una luce cordless che si integra con qualsiasi lente e montatura.

Caratterizzata da un innovativo design, brevettato, la luce Spark dispensa il suo peso uniformemente attraverso il ponte della montatura minimizzando la pressione sul viso. La batteria include un indicatore che segnala quando la batteria ha raggiunto il 20% di ricarica residua.

SPOT UNIFORME

Una luce precisa e concentrata garantisce una maggiore visibilità durante le procedure di lavoro.

COMANDI TOUCH CONTROL AVANZATI

Possibilità di spegnere e accendere facilmente la luce tra le varie sedute.

CARICA BATTERIA VERSATILE

Un caricatore micro USB permette la ricarica in movimento

TECNOLOGIA TRUCOLOR™

La nuova tecnologia TruColor™ permette di riprodurre fedelmente i colori, senza compromettere l'emissione luminosa, con un CRI (indice di resa cromatica) >90 e una CCT (temperatura di colore) di 5.700K.



TRUCOLOR™



PROMO SPECIAL 23M00025B

€ 1.399,00 + iva

Prezzo di listino € 2.095,46 + IVA

ZEON LED ENDEAVOUR II TRUCOLOR

(Ref. ORALED-ENDEAVOUR-TC)

Il più piccolo e leggero sistema di illuminazione Orasoptic in assoluto

Orasoptic sistemi di illuminazione portatili forniscono una luce concentrata per aiutarti a navigare nell'area di lavoro e illuminare dettagli critici che si possono perdere ad occhio nudo. Montati coassialmente sui vostri occhialini, i nostri sistemi di illuminazione eliminano le ombre dal campo operatorio.

Completo di attacco a scelta Orasoptic, Zeiss, DVI

- In grado di garantire fino a 68.000 Lux di luce bianca.
- Bassa emissione di calore per una maggiore sicurezza del paziente.
- Batteria piccola e leggera per il massimo comfort.
- Il display di carica della batteria indica il livello di batteria rimanente.
- La funzione Touch Control garantisce facilità di gestione dell'intensità

TECNOLOGIA TRUCOLOR™

La nuova tecnologia TruColor™ permette di riprodurre fedelmente i colori, senza compromettere l'emissione luminosa, con un CRI (indice di resa cromatica) >90 e una CCT (temperatura di colore) di 5.700K.

TRUCOLOR™



PROMO SPECIAL 23M00026B1


€ 1.190,00 + iva

Prezzo di listino € 1.794,87 + IVA

RADIOLOGIA

Carestream Dental





Insight

Riduci ai minimi termini l'esposizione e massimizza i risultati

Ultra-Speed

La pellicola intraorale che offre dettagli e contrasto elevati!



INSIGHT IP21

Cod. IP21 Cod. KD1163401; Sviluppo Cod. 5060686; Fissaggio Cod. 5060694

Pellicola Carestream Insight ad alta sensibilità e alto contrasto (sensibilità classe F), riduzione della dose fino al 60% rispetto a Carestream Ultra-Speed. Risultati ottimali con i prodotti chimici Carestream Dental

ACQUISTA

n.4 Conf. di IP21


RICEVI IN SCONTO MERCE

n.2 Conf. a scelta di Sviluppo e/o Fissaggio (4 x 1 lt.)

(del valore di € 55,48 + iva)

Promo 23M00043

€ 332,50 + iva



ULTRASPEED DF58

Cod. DF58 KD1320324; Sviluppo Cod. 5060686; Fissaggio Cod. 5060694

Pellicola Carestream Ultra-Speed a media sensibilità per uso endorale (sensibilità classe D). Periapicali, misura 3,1 x 4,1 cm.

ACQUISTA

n.4 Conf. di DF58

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.2 Conf. a scelta di Sviluppo e/o Fissaggio (4 x 1 lt.)

(del valore di € 55,48 + iva)

Promo 23M00042

€ 292,00 + iva



PRIMO SOCCORSO

Philips Live



Defibrillatore Semiautomatico FRX

(Ref. PHD861304 Defibrill. FRX; Ref. PDH989803139251 Valigetta morbida; Ref. PHD989803139311 Chiave pediatrica)

Concepito per contribuire a salvare una vita in circostanze straordinarie.

Elettrodi SMART II precollegati

Gli elettrodi SMART II possono essere utilizzati su pazienti adulti e pediatrici. Eliminano la necessità di acquistare vari set di elettrodi per tipi di pazienti diversi.

Intuitivo

Un design essenziale e istruzioni vocali chiare, comprese quelle per la rianimazione cardiopolmonare, infondono la sicurezza necessaria per trattare una persona colpita da arresto cardiaco.

IPX5

Protetto contro i getti d'acqua

ACQUISTA:

n.1 Defibrillatore Semiautomatico FRX

RICEVI IN SCONTO MERCE

n.1 Valigetta morbida

(del valore di € 222,50 + iva)

n.1 Chiave pediatrica FRX

(del valore di € 180,00 + iva)



Valore
totale sconto
merce
€ 438,58



+ Philips è il defibrillatore più venduto al mondo con oltre 1.000.000 di apparecchi installati

+ Garanzia 8 anni

PROMO SPECIAL 23M00119

€ 1.242,00 + iva

Prezzo di listino € 2.272,50 + iva

ACCESSORI DEFIBRILLATORE PHILIPS HEARTSTART FRX



VALIGETTA MORBIDA PER FRX

Ref. PHD989803139251

Listino: € 222,50

Prezzo consigliato di vendita
€ 190,90



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE

Ref. PHD989803170891

Listino: € 200,20

Prezzo consigliato di vendita
€ 170,90



CARTELLINO MURALE SEGNALATORE

Ref. PHD989803170931

Listino: € 56,97

Prezzo consigliato di vendita
€ 48,90



CHIAVE PEDIATRICA FRX

Ref. PHD989803139311

Listino: € 180,00

Prezzo consigliato di vendita
€ 153,90



ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI

Ref. PHD989803139261

Listino: € 115,64

Prezzo consigliato di vendita
€ 99,00

**OFFERTA A
QUANTITATIVO LIMITATO**

mindray
healthcare within reach

BeneHeart C1A

Più intelligente, più rapido

Defibrillatore compatto e leggero in cui sono integrate le funzioni di defibrillazione semiautomatica o automatica, nella versione senza display, serie BeneHeart C1A.

Per tutte le versioni è possibile utilizzare il sensore RCP per la valutazione del massaggio cardiaco. Ideale sia per l'utilizzo intraospedaliero che extraospedaliero.

Semplice e intelligente

BeneHeart C Series sa bene di cosa ha bisogno un soccorritore alla prima esperienza. Per questo offre la tecnologia intelligente ResQNavi™ per fornire una guida per ogni passaggio di questa procedura carica di tensione, con un addestramento animato e suggerimenti vocali. È possibile adattare l'esperienza del soccorritore in base al tempo trascorso in ogni passaggio, con guida e incoraggiamento adeguati per aiutare a salvare vite con determinazione.

Veloce e potente

Procedura di defibrillazione sensibilmente più rapida. Grazie alla nuova tecnologia QShock™ che permette di erogare la prima scarica in meno di 8 secondi, il modello BeneHeart C Series è in grado di aumentare le possibilità di successo della procedura di defibrillazione, facendo risparmiare secondi preziosi ai soccorritori. La tecnologia QShock™ riduce i tempi di analisi dell'ECG a soli 5 secondi, con precarica realizzata simultaneamente per risparmiare ulteriore tempo.

Maggiore energia

Le Linee guida AHA 2015 per RCP ed ECC e le Linee guida ERC 2015 per la rianimazione suggeriscono una maggiore energia per le scariche consecutive per aumentare le frequenze di terminazione della ribrillazione. Il BeneHeart C Series include la tecnologia bifasica a 360 J, adattandosi alle necessità dei vari pazienti con arresto cardiaco improvviso.



*BeneHeart C1A possiede il **sistema AED-Alert™**. Con una soluzione di connessione di rete flessibile, il sistema AED-Alert™ integrato offre un rimedio rapido ed efficace per gestire gli AED in remoto, riducendo i costi di gestione.*

Promo 23M00120

€ 1.242,00 + iva

Listino: € 1.666,00 + iva

ILLUMINAZIONE

Simit Ligthing





LAMPADE POLIMERIZZATRICI

Codice.	Marca	Modello	Volts	Watts	Listino	Offerta
PHL0101	Bosworth	Superlight	15	150	€ 9,73	€ 9,51
	Dentsply-De Trey	Prisma Lite	15	150		
	H-J	-	15	150		
	Ic	Luxor	15	150		
	Kulzer	Translux. Ec. Ecs	15	150		
	Litema	Algotech Lh 5000. Puraflex HI 150	15	150		
	Pierre Roland	Lux 200	15	150		
	Prolux 200	-	15	150		
	Sirona/Siemens	C1. C2. C3. C4	15	150		
	Solid States Systems	Initiator	15	150		
	Vivadent	Heliomat	15	150		
PHL0102/2	3M-ESPE	XI1000. XI2500. XI3000. Visilux I. Visilux li	12	75	€ 20,80	€ 20,80
	3M-ESPE	Elipar li - Elipar Highlight	12	75		
	ALMORE	Op	12	75		
	ALTRE	Dexter Destilux. Litex 660. Eggert Lux	12	75		
	ALTRE	Polilux (Mariotti). Q-Lux Ligth	12	75		
	ALTRE	Fotolux (De Giorgi)	12	75		
	COLTENE	Coltolux li Lite	12	75		
	DARBY	Superdent 7500	12	75		
	DEGUSSA	Degulux. Degulux Softstart	12	75		
	DEMETRON-KERR	Optilux 101. 400. 401. 402 (75W). Vcl 200. 300	12	75		
	DENT-AMERICA	Litex 650	12	75		
	DENTSPLY-DE TREY	Prismetics Lite li. Dentsply Qh175	12	75		
	DEXTER/DEXTILUX	-	12	75		
	EGGERT LUX	-	12	75		
	FOTOLUX (Carlo de Giorgi)	-	12	75		
	HEALTCO	Aristocrate I	12	75		
	JOVIDENT	Cu80. Cu100	12	75		
	KAVO	Polylux 2	12	75		
	KENT	Kent Light	12	75		
	KRUGG	Foyolight	12	75		
	KULZER	Translux Energy	12	75		
	LITEMA	Astral	12	75		
	LITEX	660	12	75		
	MEGA-PHYSIK	Megalux Cs	12	75		
	NOVAXA	Vcl 300	12	75		
	PHARMETICA	Hilux 200. 250. 300. 350	12	75		
	PHASEALLOY	White Cine Gun	12	75		
	Q-LUX LIGHT	-	12	75		
	R&S	Handlight	12	75		
	SIRONA/SIEMENS	M1	12	75		
	UNITEX/3M	-	12	75		
	VIVADENT	Heliolux Dlx. Gt. Gte	12	75		
	VOCO	Polofil Lux	12	75		
WHALDENT/COLTENE	Coltolux li. Coltolux 3. Coltolux 4	12	75			

PHL0103	3M-ESPE	Lc	8	20	€ 24,06	€ 24,06
	AL017	Lampada Lysta	8	20		
	CASTELLINI	Polylight	8	20		
	FLEX	-	8	20		
	LYSTA	Lc80. Lc85	8	20		

Codice.	Marca	Modello	Volts	Watts	Listino	Offerta
PHL0104	ALTRE	Airel. Bayer Lcu. Elcelux. Focus	12	100	€ 29,25	€ 29,25
	ALTRE	Heliospad (Spad). Restolux (Gacd)	12	100		
	ARIEL	-	12	100		
	BAYER LCU	-	12	100		
	DEMETRON-KERR	Optilux 400. 401. 402 (100W)	12	100		
	DENT-MAT	Ceri-Light	12	100		
	DENTSPLY-DE TREY	Prismetics Lite	12	100		
	EFOS	Lite	12	100		
	ELCELUX	-	12	100		
	FOCUS	-	12	100		
	HELLOSPAD	Spad	12	100		
	KINETIC-INSTR.	Sunspot	12	100		
	KULZER	Translux Cl	12	100		
	LD CAULK	Prismetics Lite	12	100		
	MECTRON	Pol Hall	12	100		
	MEGA-PHYSIK	Cromalux 75 E 100	12	100		
	PRO-DEN SYSTEMES	Executor	12	100		
	SS WHITE	Profile Vcs	12	100		
	TELEDYNE GETZ	Focus Activator	12	100		
VOCO	Profilux	12	100			
PHL0105	3M-ESPE	XI1500	10	52	€ 32,60	€ 32,00
	CASTELLINI	Polylight Iii	10	52		
	DENTSPLY-DE TREY	Spectrum	10	52		
	FARO	Polisport. Pu504	10	52		
	LITEMA	Arcus 2	10	52		
	MECTRON	Pol Hall li. Bluelight. Bluelight Pro	10	52		
PHL0107	DEMETRON-KERR	30. 35. 50. 150. 250. 350	14	35	€ 25,63	€ 25,13
	DENTSPLY-DE TREY	Euromax. Prolite. Prolite P li	14	35		
	EFOS	35	14	35		
	FARO	P287	14	35		
	HEALTCO	Aristocrate li	14	35		
	KAVO	Polylux 1	14	35		
	LD CAULK	The Max	14	35		
	SATELEC	Acta	14	35		
	SIRONA/SIEMENS	M1. C7. C8	14	35		
	VIVADENT	Heliolux. Heliolux I. Heliolux li	14	35		
PHL0108	3M-ESPE	Espe	12	75	€ 18,50	€ 18,00

PHL0113	DOLAN-JENNER	Fiber Lite 170D	21	150	€ 25,00	€ 25,00
PHL0115	DARBY	Superdent 5000 & 8000	120	150	€ 79,50	€ 79,00
	DENT-MAT	Marathon	120	150		
	PENN-MED	200 Orig. Wand	120	150		
	PRO-DEN SYSTEMES	Polylite 500&100	120	150		
PHL0117	3M-ESPE	Elipar Trilight 6910	12	75	€ 27,50	€ 27,00
	VIVADENT	Astralis 5. 7	12	75		
PHL0118	DEMETRON-KERR	Optilux 500. 501	12	80	€ 63,30	€ 63,00
PHL0119	FOTOFIL	Johnson&Johnson	12	75	€ 14,52	€ 14,52
PHL0121	CASTELLINI	Polysteril. Polysteril li	8	50	€ 18,50	€ 18,00

LAMPADE PER RIUNITO

Codice.	Marca	Modello	Volts	Watts	Listino	Offerta
PHL0202	SIRONA/SIEMENS	Siroluxs24v.fantastic(C1.C2.C3.C4)	24	150	€ 16,39	€ 16,39
PHL0203	ADEC	6300(300H)	24	150	€ 7,20	€ 7,00
	EURODENT	Isolite(300H)	24	150		
	FARO	Sunlight(300H)	24	150		
	FARO	70	24	150		
	KAVO	1400(Innesto2pin300h)	24	150		
	PLANMECA	Delight	24	150		
	RITTER	D428-D44lumostarnew-Rit-	24	150		
PHL0204	AMACAELLISSE	-	17	95	€ 22,23	€ 22,23
	ANTHOS	Anteo.eco.lembo.phase.teseo	17	95		
	CBSEM	-	17	95		
	CEMM	Tsc90.Tsc2000	17	95		
	FARO	S70.S90.S2000.Koolbeam	17	95		
	FARO	Forest.galviattigl7supoltronaфинnent	17	95		
	FEDESA	Midway.lineo.scorpio	17	95		
	VITALI	Vitalicambologna	17	95		
PHL0209	ADEC	6300(40H)	24	150	€ 4,00	€ 4,00
	EURODENT	Isolite(40H)	24	150		
	FARO	B4843.Sunlight(40H)	24	150		
	KAVO	1400(Innesto2pin40h)	24	150		
	PLANMECA	Delight	24	150		
	RITTER	Lumostarnew-Ritter(40H)-Ritter130	24	150		
PHL0212	ALTRE	Magnax-Maruchieight	12	50	€ 5,00	€ 5,00
	CASTELLINI	Vega.monta.solar	12	50		
	MAGNAX	-	12	50		
	MARUCHIEIGHT	-	12	50		
	OMS	Vision	12	50		
	PHILIPS	Oralux	12	50		
	SIRONA/SIEMENS	Siroluxe(C6.C8)	12	50		
	VISION	Oms	12	50		
	XO	Xo4	12	50		
PHL0220	EURODENT	Isolite	24	150	€ 7,63	€ 7,63
PHL0233	ANTHOS	(Prodוז.dal2002)A4.A6.Gulliver.kisar	17	95	€ 13,50	€ 13,50
	ANTHOS	Venus	17	95		
	FARO	Edi	17	95		
	STERN-WEBER	Venusplus	17	95		

PHL0234	ALTRE	Amacaelisse.cbsem.multilux(Stern)	24	150	€ 15,39	€ 15,39
	ALTRE	Marus-Starvision	24	150		
	GALLUS	G208.Gm4	24	150		
	MULTILUX	Stem	24	150		
	PORTERDAYSTAR	-	24	150		
	RITTER	Startrack._Kîsuperstarlite	24	150		
	STARVISION	-	24	150		
	STERN-WEBER	Multilux(Stern)	24	150		

LAMPADE STRUMENTAZIONE

Codice.	Marca	Modello	Listino	Offerta
PHL0501	SIEMENS	Micromotori	€ 28,50	€ 28,00
PHL0502	SIRONA	Turbine	€ 30,50	€ 30,00
PHL0504	KAVO	Turbine/Micromotori	€ 18,40	€ 18,00
PHL0507	BIENAIR	Turbine	€ 27,50	€ 27,00
PHL0508	BIENAIR	Micromotori	€ 34,43	€ 34,43
PHL0516	W&H	Turbine	€ 27,00	€ 27,00
PHLL502	SIRONA	Turbine Led	€ 42,00	€ 42,00
PHLL504	KAVO/FAROTRILOGY-TKD	Turbine Led	€ 39,78	€ 39,00
PHLL507	BIENAIR	Turbine Led	€ 44,90	€ 44,00
PHLL508	BIENAIR	Micromotori Led	€ 48,90	€ 48,00
PHLL510	NSK	Turbine Led	€ 41,00	€ 41,00
PHLL516	W&H	Turbine Led	€ 46,99	€ 46,00

PHL0101-PHL0108-PHL0119



PHL0102-PHL0104



PHL0103-PHL0107



PHL0105-PHL0117



PHL0211-PHL0217



PHL0202-203-209-212-220-233



PHL0204-PHL0234



PHL0507



PHL0508



PHL0504



PHL0501-PHL0502



PHL0505




PHL0510



PHL0516



PHL0502



PHL0504



PHL0507



PHL0508



PHL0510



PHL0516



RICAMBI ILLUMINAZIONE

Simit Dental offre una vasta gamma di referenze che soddisfano le più ampie esigenze del professionista dentale.

La gamma di ricambi illuminazione si suddivide in 4 principali categorie:

- Lampadine per lampade polimerizzanti
- Lampadine per riunito
- Lampadine per strumentazione (micromotorie turbine)
- Lampadine a led per strumentazione

LAMPADINE A LED

Le lampadine a Led assicurano una durata nettamente superiore alle lampadine di tipo alogeno con un costo di utilizzo inferiore. Inoltre la potenza di illuminazione risulta raddoppiata ed il colore della luce evidenzia meglio le nuance gialle e rosse.

PLAFONIERA ALBEDO N50.0

Ref. DKN500 - DKN50R

Plafoniera Albedo N50.0 è progettata per l'illuminazione standard delle sale di trattamento con superficie da 9 a 15m². Conforme alla norme EN 12464-1 nelle 3 aree della sala di trattamento - accensione on/off.

Disponibile anche nella versione dimmerabile e con funzione Lux+, permette un aumento del flusso luminoso fino al 30%.

Plafoniera Albedo N50.0

Ref. DKN500

Prezzo Lancio

€ 2.170,00
+iva

degré[°]K



Plafoniera Albedo N50.0 versione dimmerabile e con funzione Lux+

Ref. DKN50R

Prezzo Lancio

€ 2.491,00
+iva

PLAFONIERA ALBEDO N65.0

Ref. DKN650 - DKN65R

Plafoniera Albedo D65 è progettata per l'illuminazione nelle sale di trattamento con superficie da 9 a 15m² con certificazione CIE D65. **Conforme alla norme EN 12464-1.**

Disponibile anche nella versione dimmerabile e con funzione Lux+, permette un aumento del flusso luminoso fino al 30%.

Plafoniera Albedo D65.0

Ref. DKN650

Prezzo Lancio

€ 3.255,00
+iva

degré[°]K



Plafoniera Albedo D65.0 versione dimmerabile e con funzione Lux+

Ref. DKN65R

Prezzo Lancio

€ 3.653,50
+iva



excalibur[®]

Il nuovo strumento reciprocante
con trattamento termico gold
di ultima generazione



Migliore resistenza alla fatica ciclica

Excalibur[®] ha una resistenza alla fatica ciclica **superiore del 32%*** rispetto agli altri sistemi sul mercato.

Lo strumento reciprocante con conicità ridotta

Ha una **conicità del 5%**. Questo rende Excalibur[®] il primo sistema reciprocante conservativo.

È in grado di rimuovere meno dentina rispetto ai suoi competitor, ottenendo una **maggiore preservazione dell'anatomia** originale.